





CIRUROMA



Escaneie o código
QR para baixar o
catálogo!



 www.ciruruoma.com

Instrumentos Gerais



Pinças para Artéria

Pinças

Pinças de Mola

Pinças para Tecido

Pinças para Esponjas e Esterilização

Outras Pinças

Tesouras

Porta-Agulhas

Tesouras Porta-Agulhas Combinadas

Clipes para Bolsas e Campos Cirúrgicos

Retratores

Dissecadores e Sondas


Diversos

Utensílios em Aço Inoxidável

Tapetes de Silicone


Cestos para Esterilização

Cestos para Esterilização



Pinça Arterial Adson

Articulação tipo box lock,
180 mm de comprimento



Mandíbulas serrilhadas



Código	Descrição
CR00.2325	reto
CR00.2326	Curvo

1 x 2 dentes

Código	Descrição
CR00.2327	reto
CR00.2328	Curvo

Pinça Arterial Cushing


Articulação tipo box lock, mandíbulas finas, semisserrilhadas,
140 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2336	reto
CR00.2337	Curvo

Pinça Arterial Cairns

Articulação tipo box lock, mandíbulas parcialmente serrilhadas,
145 mm de comprimento



Mandíbulas serrilhadas


Código	Descrição
CR00.2329	reto

1 x 2 dentes

Código	Descrição
CR00.2330	Curvo
CR00.2331	Curved to side

Pinça Arterial Dunhill

Articulação tipo box lock, serrilhas finas



reto


Código	Descrição
CR00.2338	135mm de comprimento
CR00.2339	190mm de comprimento

Curvo

Código	Descrição
CR00.2340	135mm de comprimento
CR00.2341	180mm de comprimento

Pinça Arterial Crile

Articulação tipo box, mandíbulas serrilhadas



reto

Código	Descrição
CR00.2332	140 mm de comprimento
CR00.2333	160mm de comprimento

Curvo

Código	Descrição
CR00.2334	140mm de comprimento
CR00.2335	160mm de comprimento

Pinça Arterial Lawson Tait


Articulação tipo box lock, mandíbula reta



Código	Descrição
CR00.2342	140mm de comprimento

Pinça Halstead Mosquito

Padrão standard, hemostática, com articulação tipo box lock



Mandíbulas serrilhadas

Código	Descrição
CR00.2343	Reta, 125 mm de comprimento
CR00.2344	Curva, 125 mm de comprimento
CR00.2345	Totalmente curva, 125 mm de comprimento

Com dentes 1x2

Código	Descrição
CR00.2350	Reta, 125 mm de comprimento
CR00.2351	Reta, 190 mm de comprimento
CR00.2352	Curva, 125 mm de comprimento
CR00.2353	Curva, 190 mm de comprimento

Micro, 100 mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.2346	Reta, serrilhada
CR00.2347	Curva, serrilhada
CR00.2348	Reta, com dentes 1x2
CR00.2349	Curva, com dentes 1x2

Pinça Hemostática Kelly

Articulação tipo box lock, mandíbulas parcialmente serrilhadas




reto

Código	Descrição
CR00.2358	140mm de comprimento
CR00.2359	160mm de comprimento

Curvo

Código	Descrição
CR00.2360	140mm de comprimento
CR00.2361	160mm de comprimento

Pinça Hemostática Kelly Fraser Curva




reto

Código	Descrição
CR00.2362	180mm

Pinça Arterial Heiss

Articulação tipo box lock, 205 mm de comprimento



Mandíbulas serrilhadas


Código	Descrição
CR00.2354	reto
CR00.2355	Curvo

Com dentes 1x2

Código	Descrição
CR00.2356	reto
CR00.2357	Curvo

Pinça Hemostática Kocher

Articulação tipo box lock, com dentes 1x2



reto


Código	Descrição
CR00.2363	130mm de comprimento
CR00.2364	150mm de comprimento
CR00.2365	180mm de comprimento
CR00.2366	200mm de comprimento
CR00.2367	230mm de comprimento

Curvo

Código	Descrição
CR00.2368	150mm de comprimento
CR00.2369	180mm de comprimento
CR00.2370	200mm de comprimento
CR00.2371	230mm de comprimento

Pinça Arterial Moynihan

Articulação tipo box lock, mandíbulas parcialmente serrilhadas



reto


Código	Descrição
CR00.2372	145mm de comprimento
CR00.2373	180mm de comprimento

Curvo

Código	Descrição
CR00.2374	145mm de comprimento
CR00.2375	180mm de comprimento

Pinça Arterial Rochester-Pean

Articulação tipo box lock



reto


Código	Descrição
CR00.2378	165mm de comprimento
CR00.2379	190mm de comprimento
CR00.2380	205mm de comprimento
CR00.2381	240mm de comprimento

Curvo

Código	Descrição
CR00.2382	165mm de comprimento
CR00.2383	180mm de comprimento
CR00.2384	205mm de comprimento
CR00.2385	240mm de comprimento

Pinça Arterial Roberts


Articulação por parafuso, curva no plano, mandíbulas serrilhadas



Código	Descrição
CR00.2376	230mm de comprimento

Pinça Arterial Spencer Wells

Articulação tipo box lock, mandíbulas serrilhadas



reto


Código	Descrição
CR00.2386	127mm de comprimento
CR00.2387	152mm de comprimento
CR00.2388	177mm de comprimento
CR00.2389	203mm de comprimento

Curvo

Código	Descrição
CR00.2390	127mm de comprimento
CR00.2391	152mm de comprimento
CR00.2392	177mm de comprimento
CR00.2393	203mm de comprimento

Pinça Arterial Dandy


Articulação tipo box lock, curva no plano



Código	Descrição
CR00.2377	140mm de comprimento

Pinça Angiotribe Carmalt

Articulação tipo box lock, atraumática, modelo leve



reto

Código	Descrição
CR00.2394	165mm de comprimento
CR00.2395	200mm de comprimento
CR00.2396	230mm de comprimento

Curvo

Código	Descrição
CR00.2397	165mm de comprimento

Pinça Bulldog de Dieffenbach




Reta, serrilhada

Código	Descrição
CR00.2398	Mandibula fina de 1,2 mm, 40 mm de comprimento
CR00.2399	Mandibula fina de 1,2 mm, 45 mm de comprimento
CR00.2400	Mandibula de 1,8 mm, 30 mm de comprimento
CR00.2401	Mandibula de 1,8 mm, 35 mm de comprimento
CR00.2402	Mandibula de 2,5 mm, 40 mm de comprimento
CR00.2403	Mandibula de 2,5 mm, 45 mm de comprimento
CR00.2404	Mandibula robusta de 6 mm, 60 mm de comprimento
CR00.2405	Mandibula de 20 mm, 75 mm de comprimento
CR00.2406	Mandibula de 30 mm, 85 mm de comprimento
CR00.2407	Mandibula de 45 mm, 105 mm de comprimento
CR00.2408	Mandibula de 65 mm, 120 mm de comprimento

Reta, lisa

Código	Descrição
CR00.2409	Mandibula fina de 1,2 mm, 40 mm de comprimento
CR00.2410	Mandibula fina de 1,2 mm, 45 mm de comprimento
CR00.2411	Mandibula de 1,8 mm, 30 mm de comprimento
CR00.2412	Mandibula de 1,8 mm, 35 mm de comprimento
CR00.2413	Mandibula de 2,5 mm, 40 mm de comprimento
CR00.2414	Mandibula de 2,5 mm, 45 mm de comprimento



Curva, serrilhada

Código	Descrição
CR00.2415	Mandibula fina de 1,2 mm, 40 mm de comprimento
CR00.2416	Mandibula fina de 1,2 mm, 45 mm de comprimento
CR00.2417	Mandibula de 1,8 mm, 30 mm de comprimento
CR00.2418	Mandibula de 1,8 mm, 35 mm de comprimento
CR00.2419	Mandibula de 2,5 mm, 40 mm de comprimento
CR00.2420	Mandibula de 2,5 mm, 45 mm de comprimento
CR00.2421	Mandibula robusta de 6 mm, 60 mm de comprimento
CR00.2422	Mandibula de 20 mm, 75 mm de comprimento
CR00.2423	Mandibula de 30 mm, 85 mm de comprimento
CR00.2424	Mandibula de 45 mm, 105 mm de comprimento
CR00.2425	Mandibula de 65 mm, 120 mm de comprimento

Curva, lisa

Código	Descrição
CR00.2426	Mandibula fina de 1,2 mm, 40 mm de comprimento
CR00.2427	Mandibula fina de 1,2 mm, 45 mm de comprimento
CR00.2428	Mandibula de 1,8 mm, 30 mm de comprimento
CR00.2429	Mandibula de 1,8 mm, 35 mm de comprimento
CR00.2430	Mandibula de 2,5 mm, 40 mm de comprimento
CR00.2431	Mandibula de 2,5 mm, 45 mm de comprimento

Pinça Bulldog de Blalock



Serrilhada, com orifício no cabo

reto

Código	Descrição
CR00.2432	Mandibula de 11 mm, 38 mm de comprimento
CR00.2433	Mandibula de 14 mm, 48 mm de comprimento
CR00.2434	Mandibula de 17 mm, 60 mm de comprimento
CR00.2435	Mandibula de 27 mm, 70 mm de comprimento

Curvo

Código	Descrição
CR00.2436	Mandibula de 11 mm, 38 mm de comprimento
CR00.2437	Mandibula de 14 mm, 48 mm de comprimento
CR00.2438	Mandibula de 17 mm, 60 mm de comprimento
CR00.2439	Mandibula de 27 mm, 70 mm de comprimento

Lisa, com orifício no cabo


reto

Código	Descrição
CR00.2440	Mandibula de 11 mm, 38 mm de comprimento
CR00.2441	Mandibula de 14 mm, 48 mm de comprimento
CR00.2442	Mandibula de 17 mm, 60 mm de comprimento
CR00.2443	Mandibula de 27 mm, 70 mm de comprimento

Curvo

Código	Descrição
CR00.2444	Mandibula de 11 mm, 38 mm de comprimento
CR00.2445	Mandibula de 14 mm, 48 mm de comprimento
CR00.2446	Mandibula de 17 mm, 60 mm de comprimento
CR00.2447	Mandibula de 27 mm, 70 mm de comprimento


Pinça de Dissecção Adson



127mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.2448	1-2 Com dentes
CR00.2449	Leve, micro
CR00.2450	Serrilhada
CR00.2451	Serrilhada, leve, micro


Pinça de Dissecção com Extremidade em Bloco



Serrilhada

Código	Descrição
CR00.2452	127mm de comprimento
CR00.2453	152mm de comprimento
CR00.2454	203mm de comprimento

Pinça de Dissecção Bonney




178mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.2455	Serrilhada, com dentes 1x2
CR00.2456	1-2 Com dentes

Pinça de Dissecção Charnley-McIndoe


150mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2457	2-3 Com dentes

Pinça de Dissecção Atraumática DeBakey

Reta, com mandíbulas atraumáticas



1.5mm

Código	Descrição
CR00.2458	150mm de comprimento
CR00.2459	240mm de comprimento

2.5mm

Código	Descrição
CR00.2460	150mm de comprimento
CR00.2461	240mm de comprimento

2mm


Código	Descrição
CR00.2462	150mm de comprimento
CR00.2463	180mm de comprimento

2.8mm

Código	Descrição
CR00.2464	150mm de comprimento
CR00.2465	240mm de comprimento
CR00.2466	180mm de comprimento

Pinça de Dissecção

Extremidade tipo turnover, mandíbulas serrilhadas



Código	Descrição
CR00.2467	127mm de comprimento
CR00.2468	152mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.2469	178mm de comprimento
CR00.2470	203mm de comprimento

Pinça de Dissecção Dunhill


Leve, com mandíbulas finamente serrilhadas



Código	Descrição
CR00.2471	145mm de comprimento

Pinça de Dissecção Fredrick Coole

Com mandíbulas extra finamente serrilhadas




125mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.2472	RETO
CR00.2473	Curvo

Pinça de Dissecção Gillies


Com dentes 1x2



Código	Descrição
CR00.2474	152mm de comprimento

Pinça de Dissecção McIndoe


152mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2485	Serrilhada
CR00.2486	Com dentes 1x2

Pinça de Dissecção Jackson Burrows


140mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2475	Articulação tipo macho e fêmea, 1 x 2 dentes
CR00.2476	Somentear articulação tipo macho e fêmea

Pinça de Dissecção McIndoe Modificada


152 mm de comprimento, ponta de 1 mm, modificada para dissecção fina e potente, com ponta de ação reforçada



Código	Descrição
CR00.2487	Serrilhada


Pinça de Dissecção Jean

Mandíbulas serrilhadas, 140 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2477	Fina
CR00.2478	Com dentes 1x2
CR00.2479	2 x 3 dentes, 178 mm de comprimento

Pinça de Dissecção Treves



Com dentes 1x2


Código	Descrição
CR00.2488	127mm de comprimento
CR00.2489	152mm de comprimento

Com dentes 2x3

Código	Descrição
CR00.2490	127mm de comprimento
CR00.2491	152mm de comprimento

Pinça de Dissecção Lanes

1 x 2 dentes em mandíbulas serrilhadas, 140 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2480	127mm de comprimento
CR00.2481	152mm de comprimento
CR00.2482	178mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.2483	2-3 dentes, 178mm de comprimento
CR00.2484	2-3 dentes 203mm de comprimento

Pinça de Dissecção Waugh



Fina, serrilhada


Código	Descrição
CR00.2492	152mm de comprimento
CR00.2493	178mm de comprimento
CR00.2494	203mm de comprimento

Fina, 1 x 2 dentes

Código	Descrição
CR00.2495	152mm de comprimento
CR00.2496	178mm de comprimento
CR00.2497	203mm de comprimento

Pinça Allis para Tecido

Articulação tipo box



150mm de comprimento


Código	Descrição
CR00.2498	3-4 dentes
CR00.2499	4-5 dentes

190mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.2500	5-6 dentes

Pinça Duval para Tecido


Articulação tipo box



Código	Descrição
CR00.2505	13mm wide, 203 de comprimento

Pinça Littlewood para Tecido

Articulação tipo box, 2 x 3 dentes




Código	Descrição
CR00.2501	190mm de comprimento



Pinça Lane para Tecido

Articulação tipo box, 1 x 2 dentes, fenestrada




Código	Descrição
CR00.2506	127mm de comprimento
CR00.2507	152mm de comprimento
CR00.2508	197mm de comprimento



Pinça Babcock para Tecido


Articulação tipo box, mandíbulas serrilhadas



Código	Descrição
CR00.2502	160mm de comprimento
CR00.2503	200mm de comprimento
CR00.2504	230mm de comprimento

Pinça Rutherford Morrison para Tecido

Articulação tipo box




Código	Descrição
CR00.2509	4-5 dentes, 152mm de comprimento



Pinça de Tecido Shaw

Articulação tipo box




Código	Descrição
CR00.2510	Com 1x2 dentes, 178 mm de comprimento



Pinça para Sustentação de Sutura Guys Gallabin


Articulação por parafuso, mandíbulas retas anguladas



Código	Descrição
CR00.2511	125mm de comprimento
CR00.2512	150mm de comprimento

Pinça Russa para Dissecção

Com extremidade fenestrada




Código	Descrição
CR00.2513	150mm de comprimento
CR00.2514	200mm de comprimento
CR00.2515	230mm de comprimento
CR00.2516	250mm de comprimento



Pinça Porta-Esponja Rampley


Articulação tipo box, reta, mandíbulas serrilhadas



Código	Descrição
CR00.2517	178mm de comprimento
CR00.2518	241mm de comprimento

Pinça para Seio Lister

Articulação tipo box, ponta serrilhada




Código	Descrição
CR00.2522	127mm de comprimento
CR00.2523	152mm de comprimento
CR00.2524	178mm de comprimento




Pinça Porta-Esponja Foerster

Articulação tipo box, reta, mandíbulas serrilhadas




Código	Descrição
CR00.2519	178mm de comprimento



Pinça Cheatle para Esterilização

Articulação por parafuso




Código	Descrição
CR00.2525	267mm de comprimento

Pinça Harrison para Esterilização de Cubas

Articulação por parafuso, angulada, mandíbula dupla

Código	Descrição
CR00.2520	356mm de comprimento
CR00.2521	457mm de comprimento



Pinça Hunter para Remoção de Farpas


Mandíbulas pontiagudas com ranhuras serrilhadas



Código	Descrição
CR00.2526	115mm de comprimento

Pinça Michel


Articulação tipo box joint, dupla extremidade, para inserção e remoção de cliques, em aço inoxidável



Código	Descrição
CR00.2529	130mm de comprimento

Pinça Michel para Fixação da Pele


Com carregador para cliques Michel



Código	Descrição
CR00.2527	1x2 dentes, 127 mm de comprimento

Pinça Michel para Remoção de Cliques


Articulação tipo box joint



Código	Descrição
CR00.2530	125mm de comprimento

Pinça de Aproximação Childe


Com carregador para cliques Michel



Código	Descrição
CR00.2528	180mm de comprimento


Pinça de Ancoragem Robins

140mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2531	5 mm com suporte para cabos de diatermia
CR00.2532	13 mm com suporte para tubo de sucção

Dressing Scissors



Blunt/Blunt

reto

Código	Descrição
CR00.2533	130mm de comprimento
CR00.2534	146mm de comprimento
CR00.2535	165mm de comprimento

Curvo

Código	Descrição
CR00.2536	130mm de comprimento
CR00.2537	146mm de comprimento
CR00.2538	165mm de comprimento
CR00.2539	185mm de comprimento
CR00.2540	147mm de comprimento

Blunt/Sharp

reto

Código	Descrição
CR00.2541	130mm de comprimento
CR00.2542	146mm de comprimento
CR00.2543	165mm de comprimento

Sharp/Sharp

reto

Código	Descrição
CR00.2544	130mm de comprimento
CR00.2545	146mm de comprimento
CR00.2546	165mm de comprimento

Curvo


Código	Descrição
CR00.2547	130mm de comprimento

Dressing Scissors, Left-Handed

With one black bow, 145mm long

Blunt/Blunt

Código	Descrição
CR00.2548	reto
CR00.2549	Curvo



Blunt/Sharp


Código	Descrição
CR00.2550	reto
CR00.2551	Curvo

Sharp/Sharp

Código	Descrição
CR00.2552	reto
CR00.2553	Curvo

Littler Dissecting Scissors


Fine pattern, with eye for suture



Código	Descrição
CR00.2554	115mm de comprimento


Kilner Dissecting Scissors

Fine pattern



Código	Descrição
CR00.2555	115mm de comprimento

Metzenbaum Scissors




reto

Código	Descrição
CR00.2556	180mm de comprimento
CR00.2557	147mm de comprimento
CR00.2558	200mm de comprimento
CR00.2559	230mm de comprimento
CR00.2560	250mm de comprimento
CR00.2561	280mm de comprimento

Curvo

Código	Descrição
CR00.2562	185mm de comprimento
CR00.2563	147mm de comprimento
CR00.2564	200mm de comprimento
CR00.2565	230mm de comprimento
CR00.2566	250mm de comprimento
CR00.2567	280mm de comprimento

Mayo Scissors



reto


Código	Descrição
CR00.2568	140mm de comprimento
CR00.2569	160mm de comprimento
CR00.2570	190mm de comprimento
CR00.2571	230mm de comprimento

Curvo

Código	Descrição
CR00.2572	140mm de comprimento
CR00.2573	160mm de comprimento
CR00.2574	190mm de comprimento
CR00.2575	230mm de comprimento


Fergusson Scissors

Angled on flat



Código	Descrição
CR00.2576	180mm de comprimento


Paynes Suture Scissors



Código	Descrição
CR00.2577	100mm de comprimento


Ligature Stitch Scissors

Fine pattern



Código	Descrição
CR00.2578	115mm de comprimento


Tesoura para Bandagem Lister



Código	Descrição
CR00.2579	147mm de comprimento
CR00.2580	178mm de comprimento

Tesoura McIndoe


178mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2581	RETO
CR00.2582	Curva, com lâminas planas
CR00.2583	Supercut, curva




Tesoura para Retirada de Pontos Heath



Código	Descrição
CR00.2584	152mm de comprimento


Tesoura para Tubos



Código	Descrição
CR00.2585	130mm de comprimento

Tesoura para Bandagem Lister


Angulada, com ponta em sonda



Código	Descrição
CR00.2586	147mm de comprimento
CR00.2587	178mm de comprimento


Tesoura para Estrabismo Thomas

114mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2588	RETO
CR00.2589	Curvo

Tesoura "Careless"



Código	Descrição
CR00.2590	165mm de comprimento


Tesoura de Uso Geral



Código	Descrição
CR00.2591	190mm de comprimento

Tesouras para Curativo

Pastilhas de carboneto de tungstênio,
pontas rombas/rombas



reto

Código	Descrição
CR00.2592	130mm de comprimento
CR00.2593	145mm de comprimento
CR00.2594	165mm de comprimento
CR00.2595	185mm de comprimento

Curvo

Código	Descrição
CR00.2596	130mm de comprimento
CR00.2597	145mm de comprimento
CR00.2598	165mm de comprimento

Tesoura Mayo para Curativo

Pastilhas de carboneto de tungstênio



reto


Código	Descrição
CR00.2615	140mm de comprimento
CR00.2616	160mm de comprimento
CR00.2617	190mm de comprimento
CR00.2618	230mm de comprimento

Curvo

Código	Descrição
CR00.2619	140mm de comprimento
CR00.2620	160mm de comprimento
CR00.2621	190mm de comprimento
CR00.2622	230mm de comprimento

Tesoura para Curativo

Pastilhas de carboneto de tungstênio,
pontas Romba/Afiada



reto


Código	Descrição
CR00.2599	130mm de comprimento
CR00.2600	145mm de comprimento
CR00.2601	165mm de comprimento
CR00.2602	185mm de comprimento

Curvo

Código	Descrição
CR00.2603	130mm de comprimento
CR00.2604	145mm de comprimento
CR00.2605	165mm de comprimento

Tesoura Mayo-Harrington para Curativo

Pastilhas de carboneto de tungstênio



230mm de comprimento


Código	Descrição
CR00.2623	reto
CR00.2624	Curvo

200mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.2625	reto
CR00.2626	Curvo

Tesoura para Curativo

Pastilhas de carboneto de tungstênio,
pontas Afiada/Afiada



reto


Código	Descrição
CR00.2606	130mm de comprimento
CR00.2607	145mm de comprimento
CR00.2608	165mm de comprimento
CR00.2609	185mm de comprimento

Curvo

Código	Descrição
CR00.2610	130mm de comprimento
CR00.2611	145mm de comprimento
CR00.2612	165mm de comprimento

Tesoura Metzenbaum

Pastilhas de carboneto de tungstênio



230mm de comprimento


Código	Descrição
CR00.2627	145mm de comprimento
CR00.2628	185mm de comprimento
CR00.2629	230mm de comprimento
CR00.2630	250mm de comprimento
CR00.2631	280mm de comprimento

200mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.2632	145mm de comprimento
CR00.2633	185mm de comprimento
CR00.2634	200mm de comprimento
CR00.2635	230mm de comprimento
CR00.2636	250mm de comprimento
CR00.2637	280mm de comprimento

Tesoura Metzenbaum Baby


Pastilhas de carboneto de tungstênio,
145 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2613	reto
CR00.2614	Curvo

Tesoura para Ligaduras


Pastilhas de carboneto de tungstênio, curva



Código	Descrição
CR00.2638	145mm de comprimento
CR00.2639	185mm de comprimento

Tesoura Mayo Harrington

Supercut, com pastilhas de carboneto de tungstênio



230mm de comprimento


Código	Descrição
CR00.2640	reto
CR00.2641	Curvo

200mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.2642	reto
CR00.2643	Curvo

Tesoura Mayo

Supercut, com pastilhas de carboneto de tungstênio



reto


Código	Descrição
CR00.2644	140mm de comprimento
CR00.2645	160mm de comprimento
CR00.2646	190mm de comprimento
CR00.2647	230mm de comprimento

Curvo

Código	Descrição
CR00.2648	140mm de comprimento
CR00.2649	160mm de comprimento
CR00.2650	190mm de comprimento
CR00.2651	230mm de comprimento

Tesoura Metzenbaum para Dissecção

Supercut, com pastilhas de carboneto de tungstênio



reto


Código	Descrição
CR00.2652	185mm de comprimento
CR00.2653	200mm de comprimento
CR00.2654	230mm de comprimento
CR00.2655	250mm de comprimento
CR00.2656	280mm de comprimento

Curvo

Código	Descrição
CR00.2657	147mm
CR00.2658	185mm
CR00.2659	200mm
CR00.2660	230mm
CR00.2661	250mm
CR00.2662	280mm

Tesoura para Curativos

Supercut, com pastilhas de carboneto de tungstênio



Romba / Romba

Código	Descrição
CR00.2663	130mm de comprimento
CR00.2664	145mm de comprimento
CR00.2665	165mm de comprimento
CR00.2666	185mm de comprimento

Romba / Afiada

reto

Código	Descrição
CR00.2667	130mm de comprimento
CR00.2668	145mm de comprimento
CR00.2669	165mm de comprimento
CR00.2670	185mm de comprimento

Curvo

Código	Descrição
CR00.2671	130mm de comprimento
CR00.2672	145mm de comprimento
CR00.2673	165mm de comprimento
CR00.2674	185mm de comprimento

Afiada / Afiada

reto


Código	Descrição
CR00.2675	130mm de comprimento
CR00.2676	145mm de comprimento
CR00.2677	165mm de comprimento
CR00.2678	185mm de comprimento

Curvo

Código	Descrição
CR00.2679	130mm de comprimento
CR00.2680	145mm de comprimento
CR00.2681	165mm de comprimento
CR00.2682	185mm de comprimento

Porta-agulhas Bruce Clarke


Articulação por parafuso



Código	Descrição
CR00.2683	127mm de comprimento

Porta-agulhas Lawrence


Mandíbulas finas, 150 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2687	Mandíbulas com pastilhas de carboneto de tungstênio

Porta-agulhas Crile-Wood


Reto, infantil, fino



Código	Descrição
CR00.2684	150mm de comprimento

Porta-agulhas


Padrão Surgical Holdings, articulação tipo box lock, leve, com mandíbulas lisas curvas e um anel deslocado para o polegar



Código	Descrição
CR00.2688	152mm de comprimento

Porta-agulhas Kilner


Articulação tipo box lock, mandíbulas serrilhadas cruzadas



Código	Descrição
CR00.2685	165mm de comprimento
CR00.2686	133mm de comprimento

Porta-agulhas MacPhail


Articulação por parafuso, com uma mandíbula de cobre



Código	Descrição
CR00.2689	159mm de comprimento
CR00.2690	178mm de comprimento
CR00.2691	209mm de comprimento

Mathieu Needle Holder


Articulação por parafuso



Código	Descrição
CR00.2692	172mm de comprimento
CR00.2693	209mm de comprimento
CR00.2694	243mm de comprimento

Porta-agulhas Naughton Morgan

Articulação tipo box, mandíbulas com serrilhas cruzadas





Código	Descrição
CR00.2698	185mm de comprimento
CR00.2699	254mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.2700	185mm de comprimento
CR00.2701	254mm de comprimento

Porta-agulhas Mayo

Articulação tipo box, reto



Mandíbulas largas com serrilhas cruzadas

Código	Descrição
CR00.2695	159mm de comprimento
CR00.2696	203mm de comprimento




Mandíbulas estreitas com serrilhas cruzadas

Código	Descrição
CR00.2697	159mm de comprimento

Porta-agulhas Rochester-Mayo


Articulação por parafuso



Código	Descrição
CR00.2702	178mm de comprimento

Porta-agulhas Berry / Torcedor de Fios


Mandíbulas de carboneto de tungstênio



Código	Descrição
CR00.2703	200mm de comprimento

Porta-agulhas Finochietto


Mandíbulas de carboneto de tungstênio



Código	Descrição
CR00.2708	215mm de comprimento
CR00.2709	265mm de comprimento

Porta-agulhas Crile-Wood


Inserto de carboneto de tungstênio, articulação tipo box lock, acabamento acetinado, reto



Código	Descrição
CR00.2704	159mm de comprimento
CR00.2705	178mm de comprimento
CR00.2706	150mm de comprimento

Porta-agulhas Halsey

Inserto de carboneto de tungstênio, articulação tipo box lock, acabamento acetinado, reto



Código	Descrição
CR00.2710	127mm de comprimento

Porta-agulhas Derf


Inserto de carboneto de tungstênio



Código	Descrição
CR00.2707	115mm de comprimento

Porta-agulhas Kilner


Inserto de carboneto de tungstênio



Código	Descrição
CR00.2711	140mm de comprimento

Porta-agulhas Masing


Inserto de carboneto de tungstênio, uma haste angular.



Código	Descrição
CR00.2712	130mm de comprimento

Porta-agulhas Nievert


Inserto de carboneto de tungstênio, articulação tipo box lock, acabamento acetinado, reto.



Código	Descrição
CR00.2713	127mm de comprimento

Porta-agulhas DeBakey


250mm de comprimento



Código
CR00.2714

Porta-agulhas Ryder

Inserto de carboneto de tungstênio, articulação tipo box lock, acabamento acetinado, reto.



Passo da mandíbula de 0,2 mm


Código	Descrição
CR00.2715	135mm de comprimento
CR00.2716	155mm de comprimento
CR00.2717	175mm de comprimento
CR00.2718	210mm de comprimento

Passo da mandíbula de 0,4 mm

Código	Descrição
CR00.2719	135mm de comprimento
CR00.2720	155mm de comprimento
CR00.2721	175mm de comprimento
CR00.2722	210mm de comprimento

Porta-agulhas Sarot


Mandíbulas diamantadas, carboneto de tungstênio, hastes banhadas a ouro.



Código	Descrição
CR00.2723	181mm de comprimento

Porta-agulhas Mayo-Hegar


Inserto de carboneto de tungstênio, articulação tipo box lock, acabamento acetinado, reto.



Código	Descrição
CR00.2724	130mm de comprimento
CR00.2725	159mm de comprimento
CR00.2726	178mm de comprimento
CR00.2727	209mm de comprimento
CR00.2728	209mm de comprimento


Porta-agulha/Tesoura Olsen-Hegar

Com inserto de carboneto de tungstênio



Porta-agulha/Tesoura Olsen-Hegar

Articulação por parafuso



Código	Descrição
CR00.2729	147mm de comprimento
CR00.2730	165mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.2734	140mm de comprimento
CR00.2735	165mm de comprimento
CR00.2736	190mm de comprimento


Porta-agulha/Tesoura Gillies

Para destros, com inserto de carboneto de tungstênio



Porta-agulha/Tesoura Gillies

Modelo reforçado, 158 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.2731	158mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.2737	Para destros
CR00.2738	Para canhotos


Porta-agulha/Tesoura Gillies

158mm de comprimento



Porta-agulha/Tesoura Foster Gillies

Modelo fino




Código	Descrição
CR00.2732	Para destros
CR00.2733	Para canhotos

Código	Descrição
CR00.2739	127mm de comprimento

Clipe de Mola


Serrilhado, em aço inoxidável, para fixação de talas de tração às talas de perna, também utilizado para prender campos cirúrgicos.



Código	Descrição
CR00.2740	63 mm de largura

Clipe de Mola para Bolsa


Serrilhado



Código	Descrição
CR00.2741	26mm de largura

Pinça para Campo Jones


Tipo pinça de mola, de qualidade superior



Código	Descrição
CR00.2742	89mm de comprimento

Pinça para Campo Shardles


Mola curva, ação cruzada



Código	Descrição
CR00.2743	77mm de comprimento

Pinça para Campo Backhaus


Qualidade superior, articulação tipo box lock



Código	Descrição
CR00.2744	89mm de comprimento
CR00.2745	102mm de comprimento
CR00.2746	130mm de comprimento

Pinça para Campo Moynihan


Articulação por parafuso, pontas com dentes 2x2, para as bordas da incisão



Código	Descrição
CR00.2747	191mm de comprimento

Pinça para Campo tipo Esfera e Encaixe (Ball and Socket)

Articulação tipo box lock



Código	Descrição
CR00.2748	89mm de comprimento
CR00.2749	115mm de comprimento
CR00.2750	140mm de comprimento

Retrator Goligher

Completo com 2 lâminas centrais:


1 x 90 mm de largura x 50 mm de profundidade

1 x 90 mm de largura x 90 mm de profundidade

E 2 pares de lâminas laterais:

1 par com 25 mm de largura x 45 mm de profundidade

1 par com 50 mm de largura x 90 mm de profundidade



Código

CR00.2751

Retrator Abdominal Balfour

Trivalvado, estrutura de 203 mm

Infantil


Abertura de 102 mm, lâminas laterais com 51 mm de profundidade e lâmina central com 38 mm de profundidade

Adulto

Abertura de 178 mm, lâminas laterais com 64 mm de profundidade e lâmina central com 44 mm de profundidade

Extra Grande

Abertura de 178 mm, lâminas laterais com 102 mm de profundidade e lâmina central com 108 mm de profundidade



Código

Descrição

CR00.2752

Infantil

CR00.2753

Adulto

CR00.2754

Extra Grande

Retrator de Miles

Completo com 2 lâminas centrais:


1 x 90 mm de largura x 50 mm de profundidade

1 x 90 mm de largura x 75 mm de profundidade

e 2 pares de lâminas laterais:

1 par de 80 mm de largura x 35 mm de profundidade

1 par de 80 mm de largura x 75 mm de profundidade



Código


Descrição

CR00.2755

340 mm de comprimento

Retrator Abdominalde Balfour

Bivalve, infantil



Código


Descrição

CR00.2756

Abertura máxima: 89 mm

Retrator Abdominal Berkeley

Ação paralela



Código


Descrição

CR00.2757

Lâminas de 35 mm x 60 mm de profundidade, 215 mm de comprimento

Retrator Autoestático Universal Turner Warwick

Código	Descrição
CR00.2758	Com armações A/B/C/D e lâminas A/B/C/D/E/F/K/L
CR00.2759	Apenas armação circular A - 178 mm
CR00.2760	Apenas armação circular B - 229 mm
CR00.2761	Apenas armação circular C - 305 mm
CR00.2762	Apenas armação oval D - 475 mm × 330 mm
CR00.2763	Apenas armação oval E - 370 mm × 300 mm




Porta-Agulhas Turner Warwick com Mandíbulas de Carboneto de Tungstênio

Hastes curvas com um arco curto


Código	Descrição
CR00.2764	230mm de comprimento
CR00.2765	200mm de comprimento

Lâmina A




Código	Descrição
CR00.2766	Somente lâmina - 19 mm × 76 mm

Lâmina B




Código	Descrição
CR00.2768	Somente lâmina - 38 mm × 102 mm

Lâmina C




Código	Descrição
CR00.2767	Somente lâmina - 57 mm × 89 mm

Lâmina D




Código	Descrição
CR00.2769	Somente lâmina - 57 mm × 114 mm

Lâmina E




Código	Descrição
CR00.2770	Lâmina apenas - lâmina curva em aço inoxidável, 51 mm x 38 mm

Lâmina F




Código	Descrição
CR00.2773	Lâmina apenas - lâmina curva em aço inoxidável, 76 mm x 60 mm

Lâmina G




Código	Descrição
CR00.2771	Lâmina apenas - lâmina plana em aço inoxidável, 89 mm x 60 mm

Lâmina J




Código	Descrição
CR00.2774	Lâmina apenas - gancho único, profundidade de 13 mm

Lâmina K



Código	Descrição
CR00.2772	Lâmina apenas - plana com clipe, 55 mm x 90 mm


Lâmina L



Código	Descrição
CR00.2775	Lâmina apenas - plana com clipe, 55 mm x 120 mm

Retrator Collin


110 mm totalmente aberto, 235 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2776	Completo com lâmina central de 55 x 40 mm e um par de lâminas de 38 x 60 mm
CR00.2777	Sem lâmina central

Retrator de Tireoide Joll


Autoestático, com porca de travamento



Código	Descrição
CR00.2781	152mm de comprimento


Retrator Gelpi

Autoestático




Código	Descrição
CR00.2778	140mm de comprimento
CR00.2779	178mm de comprimento

Autoestático, com porca de travamento




Código	Descrição
CR00.2782	Grande, totalmente aberto, 185 mm de comprimento
CR00.2783	Pequeno, totalmente aberto, 95 mm de comprimento

Retratores Abdominais Pozzi




Código	Descrição
CR00.2780	Lâminas articuladas: 38 x 60 mm, bivalve, 254 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2784	Lâminas articuladas: 38 x 59 mm, trivalve, 203 mm de comprimento

Dilatador Bowlby


Curvo



Código	Descrição
CR00.2785	145mm de comprimento

Retrator Travers


Autorretrator com cremalheira interna, 210 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2788	4 x 5 dentes, 95 mm de abertura total

Retrator Irwin


Autorretrator, com cremalheira de came, 4 x 4 dentes



Código	Descrição
CR00.2786	178mm de comprimento

Retrator West


Autorretrator, 140 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2789	3 x 4 dentes, 60 mm de abertura total
CR00.2790	3 x 4 dentes, 60 mm de abertura total, com cremalheira de came

Retrator Norfolk and Norwich


4 x 5 dentes, lâminas de 50 mm x 223 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2787	Cremalheira padrão

Retrator Weitlander

3-4 dentes




135mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.2791	Rombo
CR00.2792	Afiado
CR00.2793	Afiado, 2-3 dentes
CR00.2794	Rombo, 2-3 dentes

165mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.2795	Rombo
CR00.2796	Afiado

Retrator de Kocher



230mm de comprimento


Código	Descrição
CR00.2797	Lâmina de 36 x 20mm

250mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.2798	Lâmina de 67 x 25mm
CR00.2799	Lâmina de 80 x 42mm
CR00.2800	Lâmina de 80 x 50mm
CR00.2801	Lâmina de 80 x 60mm

Kocher Langenbeck Retractor

215mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.2802	Lâmina de 25 x 6mm
CR00.2803	Lâmina de 35 x 8mm
CR00.2804	Lâmina de 35 x 11mm
CR00.2805	Lâmina de 35 x 15mm
CR00.2806	Lâmina de 41 x 11mm

Código	Descrição
CR00.2807	Lâmina de 55 x 11mm
CR00.2808	Lâmina de 70 x 15mm
CR00.2809	Lâmina de 80 x 12mm
CR00.2810	Lâmina de 80 x 16mm


Retrator de Langenbeck

Extremidade única



Código	Descrição
CR00.2811	Lâmina de 22mm x 6mm
CR00.2812	Lâmina de 45mm x 13mm
CR00.2813	Lâmina de 65mm x 13mm
CR00.2814	Lâmina de 75mm x 25mm
CR00.2815	Lâmina de 65mm x 25mm

Retrator de Landon




Código	Descrição
CR00.2816	230mm



Retrator Navy Canny Ryall


Dupla extremidade, com uma lâmina de gancho simples de 5 mm de largura e uma lâmina fenestrada.



Código	Descrição
CR00.2817	Lâmina fenestrada de 16mm de largura, 190mm de comprimento.
CR00.2818	Lâmina fenestrada de 19mm de largura, 190mm de comprimento.
CR00.2819	Lâmina fenestrada de 25mm de largura, 220mm de comprimento.
CR00.2820	Lâmina fenestrada de 30mm de largura, 220mm de comprimento.

Retrator Army Canny Ryall

Ponta dupla, 13 mm de largura, 165 mm de comprimento.




Código	Descrição
CR00.2821	Grande, 19 mm de largura.
CR00.2822	Pequeno, 11 mm de largura.



Retrator Czerny


Dupla extremidade.



Código	Descrição
CR00.2823	171mm de comprimento

Retrator Lane


Lâmina de dupla extremidade, 229 mm de comprimento.



Código	Descrição
CR00.2824	13mm x 19mm de largura.
CR00.2825	25mm x 32mm de largura.

Afastador Morris


Lâmina única, 229 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2826	38 x 51mm
CR00.2827	51 x 51mm
CR00.2828	64 x 51mm


Afastador Morris

Dupla extremidade, 216 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2837	32 x 51mm and 38 x 51mm
CR00.2838	44 x 51mm and 51 x 51mm
CR00.2839	64 x 51mm and 38 x 51mm

Afastador Moynihan




Código	Descrição
CR00.2829	Extremidade única, lâmina de 13 x 22 mm, 215 mm de comprimento

Afastadores Abdominais Deaver



Código	Descrição
CR00.2840	Conjunto com 5 peças, 315 mm de comprimento total
CR00.2841	25mm de largura.
CR00.2842	25mm de largura.
CR00.2843	38mm de largura.
CR00.2844	51mm de largura.
CR00.2845	76mm de largura.

Afastador Elliot (Deaver Modificado)



Código	Descrição
CR00.2830	Com cabo plano

Afastador Dyball e Lock


Para fígado



Código	Descrição
CR00.2846	64 x 144mm, 241mm de comprimento.

Afastadores Abdominais Deaver

Com cabos redondos



Código	Descrição
CR00.2831	Conjunto com 5 peças, 305 mm de comprimento total
CR00.2832	25mm de largura.
CR00.2833	25mm de largura.
CR00.2834	38mm de largura.
CR00.2835	51mm de largura.
CR00.2836	76mm de largura.

Lâmina para Afastador Kelly


267mm de comprimento.



Código	Descrição
CR00.2847	38 x 191mm
CR00.2848	57 x 191mm

Afastador Dyball e Lock


Com lâmina fenestrada, 216 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2849	10mm de largura
CR00.2850	14mm de largura
CR00.2851	20mm de largura

Afastador Ballance (Volkman)

203mm de comprimento



afiada

Código	Descrição
CR00.2852	1 Dente
CR00.2853	2 Dente
CR00.2854	3 Dente
CR00.2855	4 Dente
CR00.2856	6 Dente

Rombo

Código	Descrição
CR00.2857	1 Dente
CR00.2858	2 Dente
CR00.2859	3 Dente
CR00.2860	4 Dente
CR00.2861	6 Dente

Retrator Volkman



Código	Descrição
CR00.2862	Afiado, 220 mm de comprimento
CR00.2863	Rombo, 220 mm de comprimento
CR00.2864	Afiado, 245 mm de comprimento

Retrator Kilner

Dupla extremidade, tipo pata de gato



Código	Descrição
CR00.2865	152mm de comprimento

Retrator Kocher



Código	Descrição
CR00.2866	Afiado, 205 mm de comprimento
CR00.2867	Afiado, 220 mm de comprimento
CR00.2868	Rombo, 220 mm de comprimento

Retrator Senn-Miller

170mm de comprimento



Código
CR00.2869

Retrator de Gancho Simples

Afiado



Código	Descrição
CR00.2870	152mm de comprimento
CR00.2871	Retrator de Gancho Simples

Gancho Cutâneo Gillies

Cabo maciço, 190 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2872	Padrão, fino
CR00.2873	Retrator de Gancho Simples

Dissector MacDonald, dupla extremidade



Código	Descrição
CR00.2874	191mm de comprimento

Diretor Brodie, com extremidade em sonda, banhado a prata



Código	Descrição
CR00.2875	165mm de comprimento

Dissector Watson Cheyne

Fino, dupla extremidade, com uma extremidade em sonda



Código	Descrição
CR00.2876	127mm de comprimento
CR00.2877	191mm de comprimento
CR00.2878	230mm de comprimento
CR00.2879	255mm de comprimento

Sondaparaseio(Sinus),emprata



Código	Descrição
CR00.2886	152mm de comprimento

Sonda tipo cauda de peixe, banhada a prata



Código	Descrição
CR00.2887	127mm de comprimento
CR00.2888	152mm de comprimento
CR00.2889	203mm de comprimento
CR00.2890	254mm de comprimento

Sonda Jobson Horne para curativo auricular

Com uma extremidade plana e afunilada, borda serrilhada e uma pequena extremidade em anel, fabricada em aço inoxidável



Código	Descrição
CR00.2891	140mm de comprimento
CR00.2892	178mm de comprimento

Sonda maleável, banhada a prata



Código	Descrição
CR00.2880	127mm de comprimento
CR00.2881	152mm de comprimento
CR00.2882	178mm de comprimento
CR00.2883	203mm de comprimento
CR00.2884	255mm de comprimento
CR00.2885	305mm de comprimento


Agulha para Aneurisma

Pequena, para infusões




Código	Descrição
CR00.2893	146mm de comprimento

Agulha para Aneurisma Syme




Código	Descrição
CR00.2894	165mm de comprimento

Cortador de Anéis



Código	Descrição
CR00.2895	Lâmina de serra circular, 165 mm de comprimento
CR00.2896	Lâmina sobressalente

Pino para Instrumentos Mayo



Código	Descrição
CR00.2897	102mm de comprimento
CR00.2898	152mm de comprimento

Cabo de Bisturi Baron


130mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2899	Nº 3
CR00.2900	Nº 4

Cabo de Bisturi

127mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.2901	Nº 3
CR00.2902	Nº 4
CR00.2903	Nº 4 L
CR00.2904	Nº 7

Recipientes em Aço Inoxidável

Cuba Rim


Aço inoxidável



Código	Descrição
CR00.2905	152mm
CR00.2906	203mm
CR00.2907	254mm
CR00.2908	305mm

Cuba para Loção


Sem tampa, aço inoxidável



Código	Descrição
CR00.2909	102mm
CR00.2910	152mm
CR00.2911	203mm
CR00.2912	254mm
CR00.2913	305mm


Bandeja para Instrumentos

Aço inoxidável



Código	Descrição
CR00.2914	254 x 203 x 50mm
CR00.2915	Tampa apenas para 254 x 203 x 50mm
CR00.2916	305 x 254 x 50mm
CR00.2917	Tampa apenas para 305 x 254 x 50mm
CR00.2918	356 x 305 x 50mm
CR00.2919	Tampa apenas para 356 x 305 x 50mm

Recipiente Cheattle



Código	Descrição
CR00.2920	Aço inoxidável, 203 mm x 50 mm

Jarra Graduada




Código	Descrição
CR00.2921	Capacidade de 1 litro

Placa de Petri



Código	Descrição
CR00.2922	100 mm, aço inoxidável, com tampa

Copo para Medicamentos (Gallipot)




Código	Descrição
CR00.2923	Aço inoxidável, 63 mm


Tapete de Silicone

Grau médico para armazenamento, esterilização e transporte de instrumentos.


Amortece, protege e organiza instrumentos cirúrgicos delicados durante o armazenamento, transporte e esterilização.



502 mm de comprimento x 242 mm de largura Furos de 7 mm, com espaçamento de 10 mm entre os furos.



515 mm de comprimento x 240 mm de largura Furos de 3 mm, com espaçamento de 6 mm entre os furos.



570 mm de comprimento x 550 mm de largura Furos de 4 mm, com espaçamento de 13 mm entre os furos.

Código
CR00.2924

Código
CR00.2925

Código
CR00.2926

Cestos para Esterilização – Cesto DIN

Base em malha de arame com laterais perfuradas e duas alças para transporte.

Código	Descrição
CR00.2927	230 x 130 x 60mm
CR00.2928	240 x 130 x 50mm
CR00.2929	240 x 130 x 60mm
CR00.2930	240 x 250 x 50mm
CR00.2931	240 x 250 x 60mm
CR00.2932	300 x 300 x 50mm
CR00.2933	350 x 350 x 60mm
CR00.2934	480 x 250 x 50mm
CR00.2935	480 x 250 x 60mm

Código	Descrição
CR00.2936	480 x 250 x 70mm
CR00.2937	480 x 400 x 60mm
CR00.2938	480 x 480 x 50mm
CR00.2939	480 x 480 x 60mm
CR00.2940	500 x 300 x 50mm
CR00.2941	550 x 430 x 50mm
CR00.2942	600 x 300 x 60mm



Cesto DIN

Cesto em malha de arame com duas alças para transporte.

Código	Descrição
CR00.2943	240 x 250 x 50mm
CR00.2944	240 x 250 x 60mm
CR00.2945	240 x 250 x 70mm
CR00.2946	300 x 300 x 60mm
CR00.2947	480 x 250 x 50mm

Código	Descrição
CR00.2948	480 x 250 x 60mm
CR00.2949	480 x 250 x 70mm
CR00.2950	480 x 250 x 100mm
CR00.2951	480 x 480 x 50mm
CR00.2952	480 x 480 x 70mm

Tampas para Cestos DIN

Para cestos perfurados e cestos em malha de arame.

Código	Descrição
CR00.2953	240 x 250mm
CR00.2954	300 x 300mm
CR00.2955	480 x 250mm
CR00.2956	480 x 480mm


Cesto para Instrumentos de ORL(ENT)

Base em malha de arame com laterais perfuradas e duas alças para transporte, fornecido com tampa



Código	Descrição
CR00.2957	480 x 250 x 160mm
CR00.2958	Grampos de fixação


Peneira



Código	Descrição
CR00.2959	203mm x 50mm ø

Cesto para Artroscópio

Base em malha de arame com dois grampos de fixação



Código	Descrição
CR00.2960	290 x 80 x 52mm

Cesto para Endoscópio

Com pequeno cesto para lentes

Código	Descrição
CR00.2961	6400 x 150 x 77mm

Base em malha de arame com dois grampos de fixação

Código	Descrição
CR00.2962	S - 460 x 80 x 52mm
CR00.2963	D - 480 x 80 x 52mm
CR00.2964	D - 680 x 80 x 52mm

Cesto de Malha Fina




Com tampa articulada removível/travável

Código	Descrição
CR00.2965	120 x 155 x 40mm
CR00.2966	120 x 155 x 50mm
CR00.2967	235 x 155 x 40mm
CR00.2968	235 x 155 x 50mm
CR00.2969	375 x 260 x 40mm

Com tampa separada

Código	Descrição
CR00.2970	120 x 155 x 40mm
CR00.2971	235 x 155 x 40mm
CR00.2972	375 x 260 x 40mm

Nossos cabos de fibra óptica são compatíveis com os principais endoscópios e fontes de iluminação do mercado. Cada cabo de luz é compatível com lâmpadas de xenônio de alta temperatura, possui classificação para o mais alto nível de resistência térmica e é testado para garantir a máxima intensidade de iluminação possível.



Como encomendar

Selecione uma opção em cada uma das etapas seguintes para criar a referência da sua peça.


Exemplo: 474810180FRGY corresponde a uma bainha totalmente reforçada na cor cinzenta, com extremidade proximal Storz, extremidade distal Storz, feixe de 4,8 mm e comprimento de 254 mm.

Referência da peça = Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7

Etapa 1: Proximal


Todas as pontas terminais são em aço inoxidável

ACMI



1

Wolf/Dyonics




2

Wolf longo




L2

Olympus/ACMI




3

Storz



4

Pilling



5

Universal



U

Rosca 3/8-24 ou 5/16-24


Etapa 2: Distal

Todas as pontas terminais são em aço inoxidável

Encaixe Rápido Wolf


6

Ø 0.355



Storz


7



Encaixe Rápido ACMI


8

Ø 0.302



Olympus


9



Wolf Clip-On


10

Ø 0.355



Pilling


11



ACMI Clip-On


12

Ø 0.302



Mini Olympus


13



Apenas 2,8 mm e 4,25 mm

Universal

U




Rosca 3/8-24 ou 5/16-24

Etapa 3: Bundle Size

Place gauge on bundle to determine diameter

2.2mm

22



2.8mm


28



Mini Olympus only


3.0mm

30




3.8mm

38



4.25mm


425



Mini Olympus only

4.8mm

48



Etapa 4: Tamanho do feixe

6ft

6

8ft

8

10ft

10



Coloque o calibrador sobre o feixe para determinar o diâmetro

Etapa 5: Comprimento

180°

180

45°

45

90°

90

Etapa 6: Contacte-nos para comprimentos personalizados

Sem reforço

0

Reforçado de 6'


6

Totalmente reforçado

FR

Etapa 7: Sheathing Colour

Preto



BK

Azul




BL

Transparente



CL

Verde



GR

Cinzent




GY

Vermelho




RD

Rosa



PK


Branco



WH

4.8mm only


Amarelo



YL



CIRUROMA



Informações de Contato

☎ +5511 2729-6657

☎ +55 11-971935891

✉ info@ciruroma.com

🌐 www.ciruroma.com

📍 Rua voluntarios da patria N° 4641 - santana CEP: 02401-400

