





CIRUROMA



Escaneie o código
QR para baixar o
catálogo!



 www.ciruruoma.com

Instrumentos Cardiovasculares e Instrumentos Torácicos

Pinças para Artérias

Pinças

Pinças Bulldog

Tesouras

Porta-Agulhas

Retratores


Afastadores de Costela

Tesouras para Costelas

Elevadores



CIRUROMA



Uma Visão Geral das

Mandíbulas Atraumáticas

Também conhecidas como mandíbulas não traumáticas, as mandíbulas atraumáticas são utilizadas principalmente em áreas cirúrgicas delicadas, como a cirurgia vascular e cardiorácica. O seu design reduz a área de contacto com o tecido, garantindo um menor traumatismo sem comprometer a firmeza da preensão.

As mandíbulas atraumáticas estão disponíveis nas versões reta e curva.

Mandíbula Atraumática, Reta




Mandíbula Atraumática, Curva



Pinça Arterial Cooley

Articulação tipo box, atraumática, curva



Código	Descrição
CR00.900	160 mm de comprimento
CR00.901	200 mm de comprimento

Grande, curva 60°

Código	Descrição
CR00.903	150 mm de comprimento

Grande, fortemente curva 90°


Código	Descrição
CR00.902	140 mm de comprimento

Curva 30°

Código	Descrição
CR00.904	160 mm de comprimento

Pinça DeBakey Bainbridge

Articulação tipo box, atraumática, hemostática




180 mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.895	reto
CR00.896	Curvo

Pinça DeBakey Bainbridge


Articulação tipo box, atraumática



Código	Descrição
CR00.897	165 mm de comprimento

Pinça DeBakey Bainbridge

Articulação tipo box, atraumática, hemostática




155 mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.898	Curvo
CR00.899	reto

Pinça DeBakey


Articulação tipo box, atraumática



Código	Descrição
CR00.905	230 mm de comprimento

Pinças DeBakey

Articulação tipo box, atraumática




Curvo

Código	Descrição
CR00.906	230 mm de comprimento
CR00.907	240 mm de comprimento
CR00.908	245 mm de comprimento

Pinças DeBakey

Articulação tipo box, atraumática




Curvo

Código	Descrição
CR00.909	150 mm de comprimento

Pinças DeBakey

Articulação tipo box, atraumática




Curvo

Código	Descrição
CR00.910	250 mm de comprimento
CR00.911	270 mm de comprimento
CR00.912	280 mm de comprimento

Pinças DeBakey

Articulação tipo box, atraumática




Curvo

Código	Descrição
CR00.913	180 mm de comprimento
CR00.914	203 mm de comprimento

Pinças DeBakey

Articulação tipo box, atraumática, reta




Curvo

Código	Descrição
CR00.915	160 mm de comprimento
CR00.916	160 mm de comprimento
CR00.917	203 mm de comprimento
CR00.918	215 mm de comprimento
CR00.919	220 mm de comprimento
CR00.920	230 mm de comprimento
CR00.921	245 mm de comprimento

Pinças DeBakey


Articulação tipo box, atraumática



Curvo

Código	Descrição
CR00.922	165 mm de comprimento
CR00.923	190 mm de comprimento
CR00.924	203 mm de comprimento
CR00.925	215 mm de comprimento
CR00.926	220 mm de comprimento


Pinças de Preensão Pulmonar Duval



Código	Descrição
CR00.927	185 mm de comprimento


Pinças Arteriais Tudor Edwards

Mandíbulas curvas serrilhadas, articulação com parafuso, acabamento acetinado



Código	Descrição
CR00.928	230 mm de comprimento


Pinças de Preensão Pulmonar Babcock



Código	Descrição
CR00.929	245 mm de comprimento


Pinças Arteriais O'Shaughnessy

Mandíbula serrilhada em ângulo ret




Código	Descrição
CR00.930	150 mm de comprimento
CR00.931	180 mm de comprimento
CR00.932	200 mm de comprimento
CR00.933	230 mm de comprimento

**A Cirurima oferece
agora uma gama de
instrumentos para VATS
através da Reuchlen.**



Pinças de Dissecção Atraumáticas DeBakey

Retas, mandíbulas atraumáticas



1.5mm

Código	Descrição
CR00.934	150 mm de comprimento
CR00.935	240 mm de comprimento

2.5mm

Código	Descrição
CR00.938	150 mm de comprimento
CR00.939	240 mm de comprimento

2mm


Código	Descrição
CR00.936	150 mm de comprimento
CR00.937	180 mm de comprimento

2.8mm

Código	Descrição
CR00.940	150 mm de comprimento
CR00.941	240 mm de comprimento
CR00.942	180 mm de comprimento

Pinças para Cateter Intratraqueal Magill



Com articulação por parafuso




Código	Descrição
CR00.945	Infantil, 160 mm de comprimento
CR00.946	Criança, 190 mm de comprimento
CR00.947	Adulto, 230 mm de comprimento

Pinças Passa-Ligaduras SEMB

240 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.943	Ligeiramente curvas
CR00.944	Totalmente curvas



Pinça Lambert-Kay


Atraumática



Código	Descrição
CR00.948	Curva, 220 mm de comprimento
CR00.949	Reta, 215 mm de comprimento
CR00.950	Reta, 200 mm de comprimento

Pinça Leland-Jones


Atraumática, hemostática



Código	Descrição
CR00.951	Curva, 190 mm de comprimento
CR00.952	Reta, 195 mm de comprimento

Pinça DeBakey


Mandíbulas retas, cabo com anéis



Código	Descrição
CR00.953	137 mm de comprimento

Pinça DeBakey


Mandíbulas curvas em forma de "S",
haste curva, cabo com anéis



Código	Descrição
CR00.954	127 mm de comprimento


Pinça DeBakey em forma de "S"

300 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.955	Mordentes de 115 mm


Pinça Atraumática DeBakey



Código	Descrição
CR00.956	Mandíbulas de 110 mm, 300 mm de comprimento
CR00.957	Mandíbulas de 95 mm, 250 mm de comprimento

Pinça Atraumática DeBakey


Angulada à direita, mandíbula de 40 mm



Código	Descrição
CR00.958	220 mm de comprimento

Pinça Atraumática DeBakey


Angulada à direita, mandíbula de 50 mm



Código	Descrição
CR00.959	220 mm de comprimento

Pinça Atraumática DeBakey


Angulada à direita, mandíbula de 65 mm



Código	Descrição
CR00.960	215 mm de comprimento

Pinça Atraumática DeBakey


Angulada à direita, mandíbula de 100 mm




Código	Descrição
CR00.961	280 mm de comprimento

Pinça de Coartação DeBakey


Angulada, 225 mm de comprimento




Código
CR00.962



Pinça Multiusos DeBakey




Código	Descrição
CR00.963	Mandíbulas de 85 mm, 230 mm de comprimento
CR00.964	Mandíbulas de 100 mm, 280 mm de comprimento




Pinça Multiusos DeBakey


Angulação obtusa de 60°, 280 mm de comprimento



Código
CR00.965




Pinça Pediátrica DeBakey 45°



Código	Descrição
CR00.966	130 mm de comprimento

Pinça Pediátrica DeBakey 45°



Código	Descrição
CR00.967	150 mm de comprimento

Pinça Bulldog de Dieffenbach



Reta, serrilhada

Código	Descrição
CR00.968	Mandíbula fina de 12 mm, 40 mm de comprimento
CR00.969	Mandíbula fina de 12 mm, 45 mm de comprimento
CR00.970	Mandíbula de 18 mm, 30 mm de comprimento
CR00.971	Mandíbula de 18 mm, 37 mm de comprimento
CR00.972	Mandíbula de 2,5 mm, 40 mm de comprimento
CR00.973	Mandíbula de 2,5 mm, 45 mm de comprimento
CR00.974	Mandíbula robusta de 6 mm, 60 mm de comprimento
CR00.975	Mandíbula de 20 mm, 75 mm de comprimento
CR00.976	Mandíbula de 30 mm, 85 mm de comprimento
CR00.977	Mandíbula de 45 mm, 105 mm de comprimento
CR00.978	Mandíbula de 65 mm, 120 mm de comprimento

Reta, lisa

Código	Descrição
CR00.979	Mandíbula fina de 12 mm, 40 mm de comprimento
CR00.980	Mandíbula fina de 12 mm, 45 mm de comprimento
CR00.981	Mandíbula de 18 mm, 30 mm de comprimento
CR00.982	Mandíbula de 18 mm, 35 mm de comprimento
CR00.983	Mandíbula de 2,5 mm, 40 mm de comprimento
CR00.984	Mandíbula de 2,5 mm, 40 mm de comprimento

Curva, serrilhada

Código	Descrição
CR00.985	Mandíbula fina de 12 mm, 40 mm de comprimento
CR00.986	Mandíbula fina de 12 mm, 45 mm de comprimento
CR00.987	Mandíbula de 18 mm, 30 mm de comprimento
CR00.988	Mandíbula de 18 mm, 37 mm de comprimento
CR00.989	Mandíbula de 2,5 mm, 40 mm de comprimento
CR00.990	Mandíbula de 2,5 mm, 45 mm de comprimento
CR00.991	Mandíbula robusta de 6 mm, 60 mm de comprimento
CR00.992	Mandíbula de 20 mm, 75 mm de comprimento
CR00.993	Mandíbula de 30 mm, 85 mm de comprimento
CR00.994	Mandíbula de 45 mm, 105 mm de comprimento
CR00.995	Mandíbula de 65 mm, 120 mm de comprimento

Curva, lisa


Código	Descrição
CR00.996	Mandíbula fina de 12 mm, 40 mm de comprimento
CR00.997	Mandíbula fina de 12 mm, 45 mm de comprimento
CR00.998	Mandíbula de 18 mm, 30 mm de comprimento
CR00.999	Mandíbula de 18 mm, 35 mm de comprimento
CR00.1000	Mandíbula de 2,5 mm, 40 mm de comprimento
CR00.1001	Mandíbula de 2,5 mm, 40 mm de comprimento

Pinça Bulldog de Blalock



Pinça Bulldog de Diethrich

Angulada, mandíbula de 12 mm



Serrilhada, com orifício no cabo

Código	Descrição
CR00.1002	Mandíbula de 11 mm, 38 mm de comprimento
CR00.1003	Mandíbula de 14 mm, 48 mm de comprimento
CR00.1004	Mandíbula de 17 mm, 60 mm de comprimento
CR00.1005	Mandíbula de 27 mm, 70 mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.1006	Mandíbula de 11 mm, 38 mm de comprimento
CR00.1007	Mandíbula de 14 mm, 48 mm de comprimento
CR00.1008	Mandíbula de 17 mm, 60 mm de comprimento
CR00.1009	Mandíbula de 27 mm, 70 mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.1018	44 mm de comprimento


Lisa, com orifício no cabo

Código	Descrição
CR00.1010	Mandíbula de 11 mm, 38 mm de comprimento
CR00.1011	Mandíbula de 14 mm, 48 mm de comprimento
CR00.1012	Mandíbula de 17 mm, 60 mm de comprimento
CR00.1013	Mandíbula de 27 mm, 70 mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.1014	Mandíbula de 11 mm, 38 mm de comprimento
CR00.1015	Mandíbula de 14 mm, 48 mm de comprimento
CR00.1016	Mandíbula de 17 mm, 60 mm de comprimento
CR00.1017	Mandíbula de 27 mm, 70 mm de comprimento

Potts Scissors


Acabamento acetinado, 190 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.1019	Angulada a 45° no plano
CR00.1020	Angulada a 45° no plano
CR00.1021	Ângulo agudo para o lado

Tesoura Potts-Diethrich

Supercut, 190 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1022	Angulada a 25° lateralmente
CR00.1023	Angulada a 45° lateralmente
CR00.1024	Angulada a 90° lateralmente



Tesoura Diethrich para Artéria Circunflexa


Supercut, 175 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1025	Angulada a 125° lateralmente

Tesoura Boyd


Supercut, ligeiramente curva



Código	Descrição
CR00.1026	180 mm de comprimento

Tesoura para Lobectomia


Curva no plano



Código	Descrição
CR00.1027	305 mm de comprimento

Tesoura Nelson para Lobectomia


Com pastilhas de carboneto de tungstênio, curva no plano, 230 mm de comprimento



Código
CR00.1028

Porta-Agulhas e Torcedor de Fio


Para fio esternal, para canhotos, 300 mm de comprimento



Código
CR00.1029

Porta-Agulhas Julian


Modelo leve e delicado, com mandíbulas em carboneto de tungstênio, 220 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1030	Para canhotos


Porta-Agulhas Rochester

Modelo leve e delicado, com mandíbulas em carboneto de tungstênio, 190 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.1031	Para canhotos

Porta-Agulhas DeBakey



Porta-Agulhas Stratte

210 mm de comprimento




Código
CR00.1032

Código	Descrição
CR00.1033	250 mm de comprimento
CR00.1034	165 mm, muito delicado
CR00.1035	180 mm, com pastilhas de carboneto de tungstênio
CR00.1036	260 mm de comprimento, reto, com pastilhas de carboneto de tungstênio
CR00.1037	240 mm de comprimento
CR00.1038	Delicado, com carboneto de tungstênio, 230 mm de comprimento
CR00.1039	Delicado, com carboneto de tungstênio, 250 mm de comprimento
CR00.1040	Delicado, com carboneto de tungstênio, 305 mm de comprimento

Porta-agulhas Castroviejo

Código	Descrição
CR00.1041	140 mm de comprimento, com cremalheira
CR00.1042	140 mm de comprimento, sem cremalheira




Mandíbulas com revestimento de pó de diamante

Código	Descrição
CR00.1043	180 mm de comprimento, sem cremalheira
CR00.1044	200 mm de comprimento, sem cremalheira
CR00.1045	215 mm de comprimento, sem cremalheira




Mandíbulas com carboneto de tungstênio

Código	Descrição
CR00.1046	180 mm de comprimento
CR00.1047	200 mm de comprimento
CR00.1048	215 mm de comprimento



Retrator para Folheto Valvular Blanco


280 mm de comprimento



Código
CR00.1049

Retrator Esplâncnico Harrington


Tamanho pequeno, extremidade da lâmina com 38 mm de largura x 127 mm de profundidade, cabo com acabamento acetinado.



Código	Descrição
CR00.1050	320 mm de comprimento

Retrator Posterior Espinal Brocks Erecton

215 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1051	13 x 28mm

Retrator para Folheto Valvular Cleland

250 mm de comprimento



Código
CR00.1052

Retrator Ross

250 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.1053	Lâmina de 16 mm x 15 mm
CR00.1054	Lâmina de 23 mm x 13 mm
CR00.1055	Lâmina de 24 mm x 16 mm

Código	Descrição
CR00.1056	Lâmina de 27 mm x 13 mm
CR00.1057	Lâmina de 27 mm x 27 mm
CR00.1058	Lâmina de 25 mm x 38 mm

Retrator Tudor Edwards


25 mm de largura



Código	Descrição
CR00.1059	205 mm de comprimento

Retrator Pulmonar Allison


Cabo com acabamento acetinado



Código	Descrição
CR00.1060	Infantil
CR00.1061	Pediátrico, lâmina de 280 mm
CR00.1062	Adulto, lâmina de 300 mm

Retrator Atrial Cooley


Comprimento total de 260 mm



Código	Descrição
CR00.1063	Direito
CR00.1064	Esquerdo

Afastador de Costelas Finochietto


Braços retos, lâminas quadradas de 20 mm



Código	Descrição
CR00.1065	Infantil, abertura máxima de 80 mm, lâminas de 60 mm de comprimento
CR00.1066	Adulto, abertura máxima de 200 mm, lâminas de 44 x 65 mm

Afastador de Costelas Morse-Favaloro

Braços curvos, 275 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1067	Lâminas articuladas de 215 mm de comprimento
CR00.1068	Lâminas articuladas de 185 mm de comprimento

Afastador de Costelas IMA

Conversível para lado esquerdo ou direito


Código	Descrição
CR00.1069	Apenas estrutura padrão
CR00.1070	Apenas estrutura para miniesternotomia
CR00.1071	Completo, padrão: 1 x estrutura, 1 x lâmina em U de 100 mm de comprimento x 20 mm de largura, 1 x lâminas tipo garra com 28 mm e 32 mm de profundidade
CR00.1072	Completo, para miniesternotomia: 1 x estrutura, 1 x lâmina em U de 30 mm de comprimento x 20 mm de largura, 1 x lâminas tipo garra com 43 mm e 50 mm de profundidade

Apenas lâmina de garra

Código	Descrição
CR00.1073	28 mm de profundidade
CR00.1074	32 mm de profundidade
CR00.1075	38 mm de profundidade
CR00.1076	43 mm de profundidade
CR00.1077	50 mm de profundidade


Apenas lâmina em forma de U

Código	Descrição
CR00.1078	100 mm de comprimento x 20 mm de largura
CR00.1079	100 mm de comprimento x 25 mm de largura
CR00.1080	30 mm de comprimento x 20 mm de largura




Afastador de Costelas Price Thomas


Código	Descrição
CR00.1081	Completo com 3 pares de lâminas, chave, 250, 215, 68 mm
CR00.1082	Apenas lâmina, 50 mm x 38 mm, par
CR00.1083	Apenas lâmina, 50 mm x 45 mm, par
CR00.1084	Apenas lâmina, 50 mm x 65 mm, par
CR00.1085	Porca e parafuso apenas para a lâmina
CR00.1086	Apenas estrutura
CR00.1087	Apenas chave



Afastador de Costelas Sellors



Código	Descrição
CR00.1088	Completo com 3 pares de lâminas e chave
CR00.1089	Apenas lâmina, 50 mm x 38 mm, par
CR00.1090	Apenas lâmina, 50 mm x 45 mm, par
CR00.1091	Apenas lâmina, 50 mm x 65 mm, par
CR00.1092	Apenas estruturaApenas chave
CR00.1093	Porca e parafuso apenas para a lâmina
CR00.1094	Apenas chave



Apenas lâmina esternal Harefield, par


Código	Descrição
CR00.1095	70 x 30mm
CR00.1096	120 x 30mm

Apenas lâmina escapular Harefield, par

Código	Descrição
CR00.1097	75 x 70mm

Afastador de Costelas Ronald Edwards


Braços curvos, fenestrados



Código	Descrição
CR00.1099	Infantil, 100 mm, lâminas de 25 mm x 30 mm
CR00.1100	Criança, 150 mm, lâminas de 30 mm x 50 mm
CR00.1101	Adulto, 245 mm, lâminas de 65 mm x 75 mm

Aproximador e Afastador de Costelas Bailey


Combinado, acabamento acetinado



Código	Descrição
CR00.1098	160 mm de comprimento


Aproximador e Afastador de Costelas Sellors

Ação combinada, acabamento acetinado




Código	Descrição
CR00.1102	195 mm de comprimento

Afastador de Costelas Cooley




Código	Descrição
CR00.1103	Adulto, lâminas de 40 mm × 110 mm, completo com barras de montagem Cosgrove.
CR00.1104	Adulto, lâminas de 40 mm × 110 mm, completo com acessório retrator para válvula mitral Cosgrove, 5 lâminas, 3 grampos e 1 braço lateral.

Afastador de Costelas Wells




Código	Descrição
CR00.1105	Pequeno retrator tipo ancinho com haste.
CR00.1106	Apenas estrutura, 90 mm de largura × lâminas de 25 mm de profundidade.
CR00.1107	Completo: estrutura, grampo para pilar, 4 grampos esféricos, 2 barras de montagem, chaves sextavadas, 1 retrator tipo ancinho para tricúspide e 2 retrações tipo ancinho de tamanho pequeno, médio e grande.

Afastador de Costelas Tudor Edwards



Código	Descrição
CR00.1109	Completo, com 2 pares de cada lâmina, mais chave.
CR00.1110	Apenas lâminas de 25 mm, par.
CR00.1111	Apenas lâminas de 50 mm, par.
CR00.1112	Apenas lâminas de 75 mm, par.


Afastador de Costelas Tuffer



Código	Descrição
CR00.1108	Lâminas com 25 mm de profundidade × 19 mm de largura.


Suporte de Costelas e Costótomo Vehmehren

Cabos com acabamento acetinado.



Código	Descrição
CR00.1113	240 mm de comprimento.


Cisalha Costal Giertz



Código	Descrição
CR00.1114	270 mm de comprimento

Cisalha Costal Tudor Edwards


Ação composta, anterior



Código	Descrição
CR00.1115	235 mm de comprimento

Pinça Pulmonar Mayo

Mandíbulas fenestradas, semicirculares, acabamento acetinado



Código	Descrição
CR00.1116	230 mm de comprimento

Cuidados Especiais com os Seus Instrumentos Torácicos

Manchas



Evite a utilização de solução salina durante a cirurgia. Esta pode ser extremamente prejudicial para qualquer instrumento se não for imediatamente enxaguado após a cirurgia. A solução salina é altamente corrosiva. A imagem mostra danos na superfície passivada de um instrumento.


Ferrugem



Devido à natureza da sua utilização, os afastadores torácicos podem perder o brilho ou apresentar ferrugem com facilidade. Estes afastadores podem ser totalmente reconicionados e repassivados pela Ciruroma.

Elevador Periostal Tudor Edwards


Para a primeira costela, 175 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1117	18 mm de largura

Elevador Periostal Doyen

Cabo com acabamento acetinado



Código	Descrição
CR00.1119	Direito
CR00.1120	Esquerdo

Gancho Blalock

249 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.1121	Ângulo de 45°, ponta de 5 mm
CR00.1122	Ângulo de 90°, ponta de 5 mm

Aspirador Ventricular Ross (Papworth)



Código	Descrição
CR00.1125	Tipo bala


Aspirador Sump Ross (Papworth)



Código	Descrição
CR00.1136	Extremidade redonda

Aspirador Plano Ross (Papworth)


42 mm de comprimento



Código
CR00.1118


Sonda de Ross

200 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1123	1mm
CR00.1124	1.5mm

Cânula Arterial Tibbs




Código	Descrição
CR00.1126	Conjunto de quatro
CR00.1127	Cone grande
CR00.1128	Oliva grande
CR00.1129	Cone pequeno
CR00.1130	Oliva pequena

Código	Descrição
CR00.1131	Cone grande
CR00.1132	Oliva grande
CR00.1133	Cone pequeno
CR00.1134	Oliva pequena
CR00.1135	Conjunto de quatro



CIRUROMA



Informações de Contato

 +5511 2729-6657

 +55 11-971935891

 info@ciruroma.com

 www.ciruroma.com

 Rua voluntarios da patria N° 4641 - santana CEP: 02401-400

