





CIRUROMA



Escaneie o código
QR para baixar o
catálogo!



 www.ciruruoma.com



CIRUROMA




Instrumentos intestinais

Pinças


Pinças de clampeamento

Diversos



Pinça de Desjardin para Cálculos Biliares


Articulação por parafuso



Código	Descrição
CR00.692	Pequena, 220 mm de comprimento
CR00.693	Grande, 238 mm de comprimento

Pinça de Preensão Gástrica Lane


Reta, mandíbulas serrilhadas, articulação por parafuso



Código	Descrição
CR00.694	203 mm de comprimento

Pinça Intestinal de Babcock


Reta, extra leve



Código	Descrição
CR00.695	203 mm de comprimento

Pinça para Colectomia Lahey


Curva, com serrilhas longitudinais, modelo reforçado



Código	Descrição
CR00.696	Mandíbulas de 76 mm, 197 mm de comprimento
CR00.697	225 mm de comprimento


Pinça Intestinal Maingot

Reta, ponta serrilhada, cabo fenestrado




Código	Descrição
CR00.698	203 mm de comprimento

Pinça Lahey Sweet



Código	Descrição
CR00.699	200 mm de comprimento
CR00.700	225 mm de comprimento
CR00.701	230 mm de comprimento



Pinça Intestinal de Denis Browne


Reta, pontas serrilhadas, mandíbulas fenestradas



Código	Descrição
CR00.702	178 mm de comprimento

Pinça de Colecistectomia Moynihan


Curva em plano, com articulação por parafuso



Código	Descrição
CR00.703	215 mm de comprimento

Pinça Intestinal de Lane


Mandíbulas de 110 mm, serrilhas longitudinais, 240 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.710	reto
CR00.711	Curvo

Pinça Intestinal Kocher

Com ramos de mola leves e serrilhas longitudinais




Código	Descrição
CR00.704	Reta, ramos de 90 mm, comprimento total de 210 mm
CR00.705	Curva, ramos de 85 mm, comprimento total de 210 mm



Código	Descrição
CR00.706	Reta, ramos de 120 mm, comprimento total de 250 mm
CR00.707	Curva, ramos de 1150 mm, comprimento total de 250 mm
CR00.708	Reta, ramos de 90 mm, comprimento total de 210 mm
CR00.709	Curva, ramos de 145 mm, comprimento total de 250 mm


Pinça Intestinal Seton Pringle

Reta, com serrilhas longitudinais, 178 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.712	Lâminas finas com 2,5 mm de largura

Pinça Intestinal Lang Stevenson




Código	Descrição
CR00.713	Mandíbulas de 82 mm, ramos com encaixe (keyed), 203 mm de comprimento




Pinça para Colectomia Schoemaker-Ogilvie

Ramos retos e ocós



Código	Descrição
CR00.714	171 mm de comprimento
CR00.715	203 mm de comprimento



Pinça/Clamp Intestinal Parker Kerr



Mandíbulas de 89 mm, comprimento total de 254 mm

Código	Descrição
CR00.716	Curvo
CR00.717	reto



Pinça intestinal Hartmann

Com serrilhas diagonais, 200 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.718	reto
CR00.719	Curvo

Protetor/Sapata


SC-IN/017b curvo, fenestrado na curva interna ou externa

Código	Descrição
CR00.720	reto, 89mm



Pinça Intestinal de Payr


Esmagadora, com ação por alavanca, serrilhas longitudinais



Código	Descrição
CR00.721	Extra pequena, mandíbulas de 50 mm, 150 mm de comprimento
CR00.722	Pequena, mandíbulas de 65 mm, 210 mm de comprimento
CR00.723	Média, mandíbulas de 100 mm, 240 mm de comprimento
CR00.724	Grande, mandíbulas de 150 mm, graduadas em polegadas, 360 mm de comprimento


Pinça Intestinal Doyen

240 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.725	reto
CR00.726	Curvo


Pinça de Anastomose Zachary Cope



Código	Descrição
CR00.727	Conjunto: 3 pinças, dispositivo de fecho por alavanca e barra Tommy, 233 mm de comprimento
CR00.728	Conjunto de 3 pinças
CR00.729	Barra Tommy para conjunto, 103 mm de comprimento

Pinça Gástrica Dupla Lane

Com serrilhas longitudinais, lâminas de 150 mm, 305 mm de comprimento.



Código	Descrição
CR00.730	reto
CR00.731	Curvo

Dilatadores do Canal Biliar de Bakes

Hastes maleáveis, 203 mm de comprimento



Cuidados com os seus instrumentos

É extremamente importante garantir

que os seus instrumentos permaneçam em perfeitas condições. Para isso, deverá utilizar um dispositivo de ampliação que permita inspecionar detalhadamente as áreas distais dos instrumentos, verificando a existência de:


- Rebarbas
- Corrosão
- Fissuras



Código	Descrição
CR00.732	Conjunto de nove
CR00.733	Cabeça de 3 mm de diâmetro
CR00.734	Cabeça de 4 mm de diâmetro
CR00.735	Cabeça de 5 mm de diâmetro
CR00.736	Cabeça de 6 mm de diâmetro

Código	Descrição
CR00.737	Cabeça de 7 mm de diâmetro
CR00.738	Cabeça de 8 mm de diâmetro
CR00.739	Cabeça de 9 mm de diâmetro
CR00.740	Cabeça de 10 mm de diâmetro
CR00.741	Cabeça de 11 mm de diâmetro


Tubo de sucção Yankauer



Código	Descrição
CR00.742	305 mm de comprimento



CIRUROMA



Informações de Contato

 +5511 2729-6657

 +55 11-971935891

 info@ciruroma.com

 www.ciruroma.com

 Rua voluntarios da patria N° 4641 - santana CEP: 02401-400

