






CIRUROMA



Escaneie o código
QR para baixar o
catálogo!



 www.ciruruoma.com

Oftalmologia / Microcirurgia

Pinças

Tesouras

Porta-agulhas

Retratores


Espéculos

Cânulas

Diversos




CIRUROMA



Pinça para Íris


1 × 2 dentes, 114 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.811	reto
CR00.812	Curvo

Pinça para Íris


Serrilhada, 114 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.814	reto
CR00.815	Curvo

Pinça para Íris


Extra fina, serrilhada, 94 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.818	Curvo

Pinça de Fixação da Íris


Extra fina, com 1 × 2 dentes, 102 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.820	Curvo

Pinça Corneana Barraquer


76 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.810	1 × 2 dentes

Pinça para Epilação


89 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.813	Ponta oblíqua

Pinça para Epilação


89 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.816	Extremidades retas, 3 mm de largura
CR00.817	Extremidades arredondadas, 3 mm de largura

Pinça para Sutura/Dissecação


102 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.819	Extra fino

Pinça de Fixação Barraquer


102 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.821	9 × 10 dentes

Pinça para Cílios Jameson Evans


120 mm de comprimento



Código
CR00.822

Pinça para Sutura Corneana Castroviejo


94 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.823	1 x 2 dentes

Pinça para Quisto Tarsal


89 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.824	Pontas arredondadas

Pinça Intra-Capsular Arruga


Para remoção de material residual do cristalino durante a extração extracapsular, 120 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.825	Pontas curvas

Pinça para Sutura Corneana St Martin


1 x 2 dentes, 89 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.826	Para trabalhos delicados

Pinça para Entrópio Desmarres


89 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.827	Olho direito
CR00.828	Olho esquerdo

Pinça de Sutura Microcorneana St. Martin


Com 1x2 dentes, 89 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.829	Padrão fino


Pinça para Entrópio Wilde

Disponível em 3 tamanhos, 89 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.830	Disponível em 3 tamanhos, 89 mm de comprimento


Tesoura para Íris de de Wecker



Código	Descrição
CR00.831	114 mm de comprimento


Tesoura de Castroviejo

102 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.833	Curvo


Tesoura para Íris de Barraquer



Código	Descrição
CR00.836	62 mm de comprimento

Tesoura para Íris


102 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.839	reto
CR00.840	Curvo

Tesoura Conjuntival de Pooley


89 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.832	Para dissecação fina

Tesoura para Estrabismo de Thomas

114 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.834	reto
CR00.835	Curvo

Tesoura para Estrabismo

Supercut, 114 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.837	reto
CR00.838	Curvo

Tesoura para Íris

Supercut, 114 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.841	reto
CR00.842	Curvo

Tesouras Westcott

120 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.843	Curvas, rombas
CR00.844	Curvas, pontiagudas
CR00.845	Retas, rombas
CR00.846	Retas, pontiagudas

Tesouras Vannas


Tesouras

Código	Descrição
CR00.847	Rombas, curvas 45°, 110 mm
CR00.848	Curvas, 85 mm
CR00.849	Retas, 85 mm
CR00.850	Fortemente curvas, 85 mm



Microtesouras

Código	Descrição
CR00.851	Delicadas, retas, 85 mm
CR00.852	Delicadas, curvas, 85 mm
CR00.853	Delicadas, fortemente curvas no plano, 85 mm



Sabia que...

A história da nossa empresa familiar

A família Coole tem uma longa tradição na fabricação de instrumentos cirúrgicos, muito antes de o nosso Diretor-Geral, Daniel, ter sequer nascido.


Fred Coole fundou a sua empresa de fabrico de instrumentos oftálmicos em 1940. Naquela época, as oficinas de fabrico de instrumentos situavam-se no West End de Londres, junto aos principais hospitais.

Os fabricantes de instrumentos iam trabalhar vestidos com fatos de três peças, uma vez que tinham de atravessar os salões de exposição, onde os cirurgiões observavam e avaliavam os instrumentos.



Porta-Agulas Castroviejo

Código	Descrição
CR00.854	140 mm de comprimento, com trava
CR00.855	140 mm de comprimento, sem trava




Mandíbulas com revestimento de pó de diamante

Código	Descrição
CR00.856	180 mm de comprimento, sem trava
CR00.857	200 mm de comprimento, sem trava
CR00.858	215 mm de comprimento, sem trava



Mandíbulas em carboneto de tungstênio


Código	Descrição
CR00.859	180 mm de comprimento
CR00.860	200 mm de comprimento
CR00.861	215 mm de comprimento



Porta-Agulas Silcock

140 mm de comprimento


Código	Descrição
CR00.862	Com trava
CR00.863	Sem trava



Micro Porta-Agulas

Cabo serrilhado redondo, 120 mm de comprimento


Código	Descrição
CR00.864	Curvo, sem trava
CR00.865	Curvo, com trava
CR00.866	Reto, sem trava



Micro Porta-Agulas


Curvo, sem trava

Código	Descrição
CR00.867	110 mm de comprimento



Espéculo


76mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.868	Olho esquerdo
CR00.869	Olho direito

Espéculo


Arame, 20 mm de largura × 30 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.870	Titânio
CR00.871	Aço inoxidável

Espéculo Clark

Arame, 35 mm de largura × 84 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.875	Infantil - esquerdo
CR00.876	Infantil - esquerdo
CR00.877	Infantil - direito

Retrator de Pálpebra Desmarres


Simplex, 140 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.872	Lâmina com 12,7 mm de largura
CR00.873	Lâmina com 15,9 mm de largura
CR00.874	Lâmina com 19 mm de largura

Espéculo Ocular Barraquer

Arame em aço inoxidável, 44 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.878	Padrão
CR00.879	Pequeno

Cânula Lacrimal Lang


38 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.880	Cânula = Ø 1 mm

Espéculo

Arame, 30 mm de largura × 45 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.881	Titânio
CR00.882	Aço inoxidável

Cânula


Curva, 44 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.883	Extremidade plana

Espéculo


Arame, 25 mm de largura × 40 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.884	Titânio
CR00.885	Aço inoxidável

Cânula Lacrimal Harrison Butler


38 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.886	Cânula = 0,6 mm Ø

Clip para Bolsa de Mola


Serrilhado



Código	Descrição
CR00.887	26 mm de largura

Compasso Castroviejo

89 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.888	Aço inoxidável
CR00.889	Titânio

Faca de Graefe

127 mm de comprimento



Código
CR00.890

Faca de Tooke

122 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.891	6 tamanhos

Colheres Cortantes para Calázio

122 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.892	6 tamanhos

Vectis de Snellen


Extremidade romba, laço longo, 140 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.893	Aço inoxidável
CR00.894	Angulado



CIRUROMA



Informações de Contato

☎ +5511 2729-6657

☎ +55 11-971935891

✉ info@ciruroma.com

🌐 www.ciruroma.com

📍 Rua voluntarios da patria N° 4641 - santana CEP: 02401-400

