





CIRUROMA



Escaneie o código
QR para baixar o
catálogo!



 www.ciruruoma.com

Instrumentos Ortopédicos



Alicates de Corte Ósseo

Pinças Rongeur para Osso

Pinças de Fixação Óssea

Afastadores de Gesso e Tesouras para Gesso

Curetas Ósseas

Alavancas Ósseas

Afastadores

Raspatórios, Brocas e Ruginas

Osteótomos, Cinzéis e Goivas

Alicates de Corte de Fio e Alicates

Martelos Cirúrgicos

Raspatórios, Limas e Punções

Empurradores, Impactadores e Skids

Elevadores

Afastadores e Alavancas Ósseas

Serras, Tesouras e Facas

Pinos

Fios de Kirschner e Fios para Artrodese Estéreis


Instrumentos e Conjuntos para Extremidades

Instrumentos para Ombro



Alicate de Corte Ósseo McIndoe


Leve, de ação composta, mandíbula angulada com pontas prismáticas



Código	Descrição
CR00.1640	165 mm de comprimento
CR00.1641	191 mm de comprimento

Alicate de Corte Ósseo Liston com Articulação por Parafuso

Com cabo estriado



Código	Descrição
CR00.1642	reto
CR00.1643	Angulado


Código	Descrição
CR00.1644	reto

Código	Descrição
CR00.1645	reto
CR00.1646	Angulado

Código	Descrição
CR00.1647	reto


Alicate de Corte Ósseo Liston de Ação Composta

Reto, para trabalhos pesados (serviço pesado)



Código	Descrição
CR00.1648	305 mm de comprimento
CR00.1649	300 mm de comprimento
CR00.1650	190 mm de comprimento

Alicate Corta-Ossos Liston com Articulação




Código	Descrição
CR00.1651	140 mm de comprimento
CR00.1652	200 mm de comprimento
CR00.1653	220 mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.1654	170mm de comprimento
CR00.1655	220 mm de comprimento

Alicate Corta-Ossos com Articulação por Parafuso


reto



Código	Descrição
CR00.1656	160 mm de comprimento

Alicate Corta-Ossos Ruskin-Liston

Ação composta, fina




Código	Descrição
CR00.1657	140 mm de comprimento
CR00.1658	145 mm de comprimento
CR00.1659	190 mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.1660	190 mm de comprimento


Alicate Cortador de Osso Ward

Levemente angulado em superfície plana




	190 mm de comprimento

Pinça Rongeur para Osso Kleinert Kutz



	Curva, 140 mm, largura de 2 mm
	Curva, 155 mm, largura de 2 mm
	Curva, 155 mm, largura de 3 mm

Alicate Horsley de Ação Composta




	165 mm de comprimento

Ganchos para Pele Kleinert Kutz



	16 cm - grande
	16 cm - médio
	16 cm - pequeno

Padrão, aço inoxidável




	140mm de comprimento

Reparamos ferramentas das marcas Stryker, Synthes, Hall, MicroAire, De Soutter e de todas as outras marcas mais comuns.


www.ciruruoma.com

Rongeur Ósseo

Reto, com ou sem espigão, 230 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.1670	Largura da mordida: 2 mm
CR00.1671	Largura da mordida: 3 mm
CR00.1672	Largura da mordida: 4 mm




Rongeur Ósseo Leksell de Ação Composta

250 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.1673	Mordida de 3 mm
CR00.1674	Mordida de 5 mm
CR00.1675	Mordida de 6 mm



Rongeur Ósseo Leksell de Ação Composta

240 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.1676	Largura da mordida: 3 mm



Rongeur Ósseo de Ação Composta Stille

Angulado para o lado, 240 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.1677	Mordida de 11 mm



Rongeur Ósseo Leksell de Ação Composta


240 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1678	Mordida de 8 mm




Rongeur Ósseo de Ação Composta Luer Stille




Código	Descrição
CR00.1679	Mordida de 10 mm, 220 mm de comprimento
CR00.1680	Mordida de 12 mm, 260 mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.1681	Mordida de 10 mm, 220 mm de comprimento
CR00.1682	Mordida de 11 mm, 230 mm de comprimento




Rongeur Ósseo Luer de Ação Composta



Mordida de 6 mm, 190 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1683	reto
CR00.1684	Curvo



Rongeur Ósseo Luer com Articulação Tipo Box Joint





Código	Descrição
CR00.1685	Mordida de 8 mm
CR00.1686	Mordida de 10 mm

Código	Descrição
CR00.1687	Mordida de 8 mm

Rongeur Ósseo Cushing com Articulação por Parafuso



190 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1688	Mordida de 4 mm
CR00.1689	Mordida de 6 mm
CR00.1690	Mordida de 8 mm

Código	Descrição
CR00.1691	Mordida de 4 mm
CR00.1692	Mordida de 6 mm
CR00.1693	Mordida de 8 mm

Rongeur Ósseo Ruskin de Ação Composta




Código	Descrição
CR00.1694	reto
CR00.1695	Curvo

Código	Descrição
CR00.1696	reto
CR00.1697	Curvo

Rongeur Ósseo de Ação Composta


Padrão leve, curvo, 150 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1698	Mordida de 4 mm


Rongeur Ósseo Lempert com Articulação Box Joint

Mordida de 3 mm, 155 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1699	reto
CR00.1700	Curvo


Pinça de Sustentação Óssea Lambotte



Código	Descrição
CR00.1701	265 mm de comprimento

Pinça de Sustentação Óssea

Articulação por parafuso, com parafuso de fixação



Código	Descrição
CR00.1710	165 mm de comprimento

Pinça de Sustentação Óssea Lambotte



Código	Descrição
CR00.1702	220 mm de comprimento
CR00.1703	215 mm de comprimento
CR00.1704	330 mm de comprimento


Pinça de Sustentação Óssea Hey Groves

Com dispositivo de travamento por parafuso




Código	Descrição
CR00.1711	200 mm de comprimento
CR00.1712	225 mm de comprimento
CR00.1713	305 mm de comprimento

Pinça de Sustentação Óssea Farabeuf



Código	Descrição
CR00.1705	230 mm de comprimento
CR00.1706	250 mm de comprimento

Pinça de Sustentação Óssea



Código	Descrição
CR00.1714	140 mm de comprimento
CR00.1715	185 mm de comprimento
CR00.1716	215 mm de comprimento

Pinça de Sustentação Óssea Farabeuf-Lambotte




Código	Descrição
CR00.1707	195 mm de comprimento
CR00.1708	250 mm de comprimento
CR00.1709	260 mm de comprimento

Fergusson Bone Holding Forceps



Código	Descrição
CR00.1717	150 mm de comprimento
CR00.1718	200 mm de comprimento
CR00.1719	230 mm de comprimento


Pinça de Fixação Óssea Frosch



Código	Descrição
CR00.1720	180 mm de comprimento


Pinça para Sequestro Ósseo (Necrose)

Reta, mandíbulas longas e finas




Código	Descrição
CR00.1724	191 mm de comprimento
CR00.1725	203 mm de comprimento

Afastador Calcâneo Articular




Código	Descrição
CR00.1721	Abertura de 40 mm, Ø 1,6 mm, comprimento de 170 mm

Afastador Calcâneo




Código	Descrição
CR00.1726	Abertura de 40 mm, ponta de 15 mm de largura, comprimento de 70 mm

Afastador Laminar Tipo Inge




Código	Descrição
CR00.1722	Abertura de 40 mm, sem dentes, ponta de 5 mm de largura, comprimento de 170 mm

Afastador Laminar Tipo Inge




Código	Descrição
CR00.1727	Infantil, abertura de 40 mm, com dentes, ponta de 10 mm de largura, comprimento de 160 mm
CR00.1728	Abertura de 50 mm, com dentes, ponta de 10 mm de largura, comprimento de 240 mm

Pinça de Fixação Óssea Harrison



Código	Descrição
CR00.1723	190 mm de comprimento


Pinça de Fixação Óssea St. Thomas



Código	Descrição
CR00.1729	182 mm de comprimento


Pinça para Sustentação Óssea Burns

Articulação tipo box joint



Código	Descrição
CR00.1730	200 mm de comprimento


Pinça tipo Scarf



Código	Descrição
CR00.1736	150 mm de comprimento

Pinça de Preensão Ortopédica


Articulação tipo box joint



Código	Descrição
CR00.1731	125 mm de comprimento
CR00.1732	165 mm de comprimento


Pinça de Redução

Com trava ajustável



Código	Descrição
CR00.1733	Pequena, 135 mm de comprimento
CR00.1734	Grande, 168 mm de comprimento

Pinça para Sustentação Óssea Verbrugge




Código	Descrição
CR00.1735	180 mm de comprimento

Pinça de Fixação Óssea Lowman

Infantil - 125 mm de comprimento


Infantil Maior - 175 mm de comprimento

Adulto - 205 mm de comprimento



Código
CR00.1737


Pinça de Fixação Óssea Lowman Modificada Parker, Simples



Código	Descrição
CR00.1738	160 mm de comprimento

Retrator Parker


Para uso com a pinça Lowman



Código	Descrição
CR00.1739	Corrente com 850 mm de comprimento

Espalhador de Gesso Haglund


Parte de trabalho curvada para a direita



Código	Descrição
CR00.1740	280 mm de comprimento


Espalhador de Gesso Lawton

Parte de trabalho curvada para a direita



Código	Descrição
CR00.1741	220 mm de comprimento

Espalhador de Gesso Henning




Código	Descrição
CR00.1742	270mm de comprimento

Espalhador de Gesso Wolf




Código	Descrição
CR00.1743	180 mm de comprimento
CR00.1744	250 mm de comprimento

Tesoura para Gesso Tipo Stille




Código	Descrição
CR00.1745	380 mm de comprimento
CR00.1746	330 mm de comprimento
CR00.1747	460 mm de comprimento

Cortador de Gesso



Código	Descrição
CR00.1748	240 mm de comprimento

Tesoura para Gesso Böhler



Código	Descrição
CR00.1749	240 mm de comprimento

Tesoura para Gesso Guys



Código	Descrição
CR00.1750	240 mm de comprimento


Serra para Gesso Engel



Código	Descrição
CR00.1751	150 mm de comprimento

Tesoura Excêntrica para Gesso

Sem lâmina serrilhada reforçada




Código	Descrição
CR00.1752	190 mm de comprimento

Cureta Óssea

Reta, 180 mm de comprimento


Código	Descrição	Código	Descrição
CR00.1753	Largura: 2 mm	CR00.1757	Largura: 10 mm
CR00.1754	Largura: 4 mm	CR00.1758	Largura: 12 mm
CR00.1755	Largura: 6 mm	CR00.1759	Largura: 14 mm
CR00.1756	Largura: 8 mm	CR00.1760	Largura: 16 mm



Cureta Óssea

Reta, 260 mm de comprimento


Código	Descrição	Código	Descrição
CR00.1761	Largura: 2 mm	CR00.1764	Largura: 8 mm
CR00.1762	Largura: 4 mm	CR00.1765	Largura: 10 mm
CR00.1763	Largura: 6 mm	CR00.1766	Largura: 12 mm



Cureta Óssea

Reta, 210 mm de comprimento


Código	Descrição
CR00.1767	Largura: 2 mm
CR00.1768	Largura: 4 mm
CR00.1769	Largura: 6 mm
CR00.1770	Largura: 8 mm
CR00.1771	Largura: 10 mm
CR00.1772	Largura: 12 mm
CR00.1773	Largura: 14 mm
CR00.1774	Largura: 16 mm
CR00.1775	Largura: 20 mm



Cureta Óssea Busche

Angulada, 250 mm de comprimento


Código	Descrição
CR00.1776	Largura: 3 mm
CR00.1777	Largura: 4 mm
CR00.1778	Largura: 5 mm



Cureta Óssea Busche

225 mm de comprimento


Código	Descrição	Código	Descrição
CR00.1779	Largura: 3 mm	CR00.1785	Largura: 3 mm
CR00.1780	Largura: 4 mm	CR00.1786	Largura: 4 mm
CR00.1781	Largura: 5 mm	CR00.1787	Largura: 5 mm
CR00.1782	Largura: 6 mm	CR00.1788	Largura: 6 mm
CR00.1783	Largura: 7 mm	CR00.1789	Largura: 7 mm
CR00.1784	Largura: 8 mm	CR00.1790	Largura: 8 mm



Cureta Óssea Gourdet

Reta, romba, 280 mm de comprimento


Código	Descrição
CR00.1791	Largura: 6 mm
CR00.1792	Largura: 8mm
CR00.1793	Largura: 10 mm
CR00.1794	Largura: 12 mm
CR00.1795	Largura: 14 mm



Cureta Óssea Shroeder

Reta, 310 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1796	Largura: 6 mm
CR00.1797	Largura: 8mm
CR00.1798	Largura: 10 mm
CR00.1799	Largura: 12 mm
CR00.1800	Largura: 14 mm



Cureta Óssea Simon

Reta, 240 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1801	Largura: 6 mm
CR00.1802	Largura: 8mm
CR00.1803	Largura: 10 mm
CR00.1804	Largura: 12 mm
CR00.1805	Largura: 14 mm



Cureta Espinal

Oval, 205 mm de comprimento

Código	Descrição	Código	Descrição
CR00.1806	Largura: 4 mm	CR00.1810	Largura: 8 mm
CR00.1807	Largura: 5 mm	CR00.1811	Largura: 9 mm
CR00.1808	Largura: 6 mm	CR00.1812	Largura: 10 mm
CR00.1809	Largura: 7 mm	CR00.1813	Largura: 11 mm




Cureta Óssea de Volkmann

Reta, 170 mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.1814	Largura: 2 mm
CR00.1815	Largura: 3 mm
CR00.1816	Largura: 4 mm
CR00.1817	Largura: 5 mm
CR00.1818	Largura: 6 mm

Código	Descrição
CR00.1819	Largura: 8 mm
CR00.1820	Largura: 10 mm
CR00.1821	Largura: 12 mm
CR00.1822	Largura: 14 mm



Cureta Óssea de Volkmann

Reta, 230 mm de comprimento


Código	Descrição
CR00.1823	Largura da colher: 10 mm, comprimento da colher: 14,5 mm



Cureta Óssea de Wallich

Romba

Código	Descrição
CR00.1824	420 mm de comprimento



Cureta Óssea de Wallich

Reta, romba, 170 mm de comprimento


Código	Descrição
CR00.1825	Largura 3,5 mm
CR00.1826	Largura 5,5 mm



Cureta Óssea de Charnley

Com cabo em T, 380 mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.1827	Grande, 20 × 14 mm
CR00.1828	Média, 17 × 12 mm
CR00.1829	Pequena, 11 × 8 mm



Cureta Óssea Sybert

Cabo azul de acetato "Suregrip", 380 mm de comprimento



reto

Código	Descrição
CR00.1830	Largura: 3 mm
CR00.1831	Largura: 4 mm
CR00.1832	Largura: 5 mm

Angulada

Código	Descrição
CR00.1833	Largura: 3 mm
CR00.1834	Largura: 4 mm
CR00.1835	Largura: 5 mm



Cureta Óssea

Cabo azul de acetato "Suregrip", 410 mm de comprimento



reto

Código	Descrição
CR00.1836	Largura: 3 mm
CR00.1837	Largura: 4 mm
CR00.1838	Largura: 5 mm


Angulada

Código	Descrição
CR00.1839	Largura: 3 mm
CR00.1840	Largura: 4 mm
CR00.1841	Largura: 5 mm



Cureta Óssea Caspar

Cabo azul de acetato "Suregrip", 220 mm de comprimento



reto

Código	Descrição
CR00.1842	Largura: 3.5 mm
CR00.1843	Largura: 4.5 mm
CR00.1844	Largura: 5.5 mm

Angulada

Código	Descrição
CR00.1845	Largura: 3.5 mm
CR00.1846	Largura: 4.5 mm
CR00.1847	Largura: 5.5 mm




Cureta Óssea

Cabo azul de acetato "Suregrip", 270 mm de comprimento, reta



Código	Descrição
CR00.1848	Largura: 4 mm
CR00.1849	Largura: 6 mm
CR00.1850	Largura: 8 mm
CR00.1851	Largura: 10 mm



Colher de Capener

Cabo azul de acetato "Suregrip", 285 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1852	Largura: 16 mm
CR00.1853	Largura: 20 mm

Cureta Laminar de Capener

Cabo azul de acetato "Suregrip", 300 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1854	12 x 32mm
CR00.1855	6 x 18mm

Cureta Stanley Boyd

Dupla extremidade



Código	Descrição
CR00.1856	Pequena - 50 mm de comprimento
CR00.1857	Média - 200 mm de comprimento
CR00.1858	Grande - 250 mm de comprimento



Colher Óssea de Volkmann

Dupla extremidade, reta



Código	Descrição
CR00.1859	175 mm de comprimento
CR00.1860	220 mm de comprimento
CR00.1861	220 mm de comprimento

Cureta Óssea Martini

Ilustrada em meia escala, dupla extremidade, reta, 140 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1862	Pequena e média
CR00.1863	Média e grande

Alavanca Óssea Lane

240 mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.1864	Curvatura suave
CR00.1865	Curvatura completa

Código	Descrição
CR00.1866	Curvatura suave
CR00.1867	Curvatura completa



Alavanca Óssea Lane

Para ossos pequenos


Código	Descrição
CR00.1868	10 mm de largura, 265 mm de comprimento



Alavanca Óssea Lane

Para ossos pequenos, extremidade serrilhada

Código	Descrição
CR00.1869	10 mm de largura, 260 mm de comprimento



Alavanca Óssea Trethowan

Cabo em anel

Código	Descrição
CR00.1870	220 mm de comprimento



Alavanca Óssea Watson-Jones



Código	Descrição
CR00.1871	275 mm de comprimento

Alavanca Óssea Bankhart

Código	Descrição
CR00.1872	300 mm de comprimento



Conjunto para Quadril



Alavanca para Luxação Femoral 285 mm

Código	Descrição
CR00.1873	Elevador tipo Colher 25 mm com cabo SureGrip em acetato azul - grande



Osteótomo Curvo 260 mm

Código	Descrição
CR00.1876	Com cabo SureGrip em acetato azul - 2



Cureta Muller 240 mm

Código	Descrição
CR00.1874	Cureta 27 mm com cabo SureGrip em acetato azul - grande



Goiva Pequena 240 mm

Código	Descrição
CR00.1877	8 mm, angulada, com cabo SureGrip em acetato azul




Cureta Muller 270 mm

Código	Descrição
CR00.1875	Cureta 9 mm com cabo SureGrip em acetato azul - pequena


Afastador para Incisão Inicial Charnley

Código	Descrição
CR00.1878	Somente a estrutura
CR00.1879	Somente o peso, 75 mm x 50 mm Ø
CR00.1880	Pinos tipo poste e corrente




Código	Descrição
CR00.1881	Lâmina curta, 25 mm de profundidade
CR00.1882	Lâmina curta, 35mm de profundidade
CR00.1883	Lâmina curta, 50 mm de profundidade
CR00.1884	Lâmina curta, 65 mm
CR00.1885	Lâmina curta, 75 mm de profundidade
CR00.1886	Lâmina curta, 80 mm de profundidade
CR00.1887	Lâmina curta, 100 mm de profundidade
CR00.1888	Lâmina curta, 125 mm
CR00.1889	Lâmina curta, 150 mm

Código	Descrição
CR00.1890	Lâmina longa, 35 mm de profundidade
CR00.1891	Lâmina longa, 50 mm de profundidade
CR00.1892	Lâmina longa, 65 mm
CR00.1893	Lâmina longa, 70 mm de profundidade
CR00.1894	Lâmina longa, 75mm de profundidade
CR00.1895	Lâmina longa, 100 mm de profundidade
CR00.1896	Lâmina longa, 125 mm
CR00.1897	Lâmina longa, 150 mm
CR00.1898	Lâmina longa, 50 mm de profundidade



Retrator Travers


Autoestático, com cremalheira interna, 210 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1899	4 x 5 dentes, abertura máxima de 95 mm

Retrator Jackson Burrows


Autoestático



Código	Descrição
CR00.1902	175mm

Retrator West


Autoestático, 140 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1900	3 x 4 dentes, abertura máxima de 60 mm
CR00.1901	3 x 4 dentes, abertura máxima de 60 mm, com cremalheira de came

Retrator Norfolk and Norwich

4 x 5 dentes, lâminas de 50 mm x 223 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1903	Cremalheira padrão

Recondicionamento de Conjuntos Ortopédicos

A reforma
de instrumentos
pode economizar até

80%

do custo da compra de novos,
com evidências convincentes que
demonstram sua eficácia.

Pesquisas independentes demonstraram que os instrumentos recondicionados pela Surgical Holdings apresentaram uma redução de 4 vezes na quantidade de proteína residual.


A superfície lisa e polida proporciona uma eficiência de limpeza superior, e todos os serviços de recondicionamento incluem 18 meses de garantia como padrão. O prazo padrão de entrega é de 1 semana, com opção de serviço expresso em até 2 dias.



Antes do Recondicionamento Após o Recondicionamento

Retrator Ballance (Volkman)


225 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1904	Curva estreita, lâmina de 13 mm
CR00.1905	Lâmina larga, angular, de 20 mm

Retrator Ballance (Volkman)

203 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.1906	1 ponta
CR00.1907	2 ponta
CR00.1908	3 ponta
CR00.1909	4 ponta
CR00.1910	6 ponta

Código	Descrição
CR00.1911	1 ponta
CR00.1912	2 ponta
CR00.1913	3 ponta
CR00.1914	4 ponta
CR00.1915	6 ponta

Pinça de Dissecção Jackson Burrows


140 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1916	Apenas com encaixe tipo macho e fêmea (tongue and groove)

Pinça de Dissecção Charnley-McIndoe


150 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1917	2-3 dente


Retrator Ballance (Volkman)

220 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.1918	Afiado
CR00.1919	Rombo

Gancho Ósseo de Langenbeck



Código	Descrição
CR00.1920	200 mm de comprimento


Gancho para Luxação



Código	Descrição
CR00.1921	253 mm de comprimento

Gancho para Luxação do Quadril

Cabo de acetato azul "Suregrip"



Código	Descrição
CR00.1922	185 mm de comprimento


Afastador Ballance (Volkman)



Código	Descrição
CR00.1923	Largura de 6,4 mm 180 mm de comprimento
CR00.1924	Largura de 9,5 mm 190 mm de comprimento
CR00.1925	Largura de 12,7 mm 190 mm de comprimento
CR00.1926	Largura de 19 mm 200 mm de comprimento
CR00.1927	Largura de 25,4 mm 210 mm de comprimento

Afastador Ballance (Volkman)


205 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1928	Largura de 10 mm
CR00.1929	Largura de 15 mm
CR00.1930	Largura de 20 mm

Afastador Ballance (Volkman)


Cabo acetinado, 155 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1931	ø 3.5mm x 17mm
CR00.1932	ø 4.5mm x 17mm
CR00.1933	ø 5.0mm x 17mm

Afastador Ballance (Volkman)


Borda cortante convexa, extremidade em formato de leque, com cabo tipo pistola maciço



Código	Descrição
CR00.1934	185 mm de comprimento

Afastador Ballance (Volkman)


Borda cortante reta, extremidade em formato de leque, cabo oco



Código	Descrição
CR00.1935	210 mm de comprimento

Afastador Ballance (Volkman)

Extremidade curva, borda em cinzel, cabo oco



Código	Descrição
CR00.1936	160 mm de comprimento

Osteótomo Lexer

Cabo Suregrip em acetal azul, 180 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1937	4mm

Osteótomo Capener

Cabo Suregrip em acetal azul, 250 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1938	Largura de 6mm
CR00.1939	Largura de 10mm
CR00.1940	Largura de 12mm
CR00.1941	Largura de 15mm
CR00.1942	Largura de 20mm
CR00.1943	Largura de 25mm
CR00.1944	Largura de 30mm

Código	Descrição
CR00.1945	Largura de 6mm
CR00.1946	Largura de 10mm
CR00.1947	Largura de 15mm
CR00.1948	Largura de 20mm
CR00.1949	Largura de 25mm

Capener Osteotome

Cabo Suregrip em acetal azul, 225 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1950	Largura de 6mm
CR00.1951	Largura de 8mm
CR00.1952	Largura de 10mm
CR00.1953	Largura de 12mm
CR00.1954	Largura de 13mm

Código	Descrição
CR00.1955	Largura de 15mm
CR00.1956	Largura de 18mm
CR00.1957	Largura de 20mm
CR00.1958	Largura de 25mm
CR00.1959	Largura de 30mm

Cinzel Capener

Cabo Suregrip em acetal azul, 250 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1960	Largura de 6mm
CR00.1961	Largura de 10mm
CR00.1962	Largura de 12mm

Código	Descrição
CR00.1963	Largura de 15mm
CR00.1964	Largura de 20mm
CR00.1965	Largura de 25mm

Goiva para Lâmina Capener

Cabo Suregrip em acetal azul, 265 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.1966	Largura de 6mm
CR00.1967	Largura de 10mm
CR00.1968	Largura de 12mm

Código	Descrição
CR00.1969	Largura de 15mm
CR00.1970	Largura de 20mm
CR00.1971	Largura de 25mm

Goiva para Lâmina Capener

Curvo , cabo Suregrip em acetal azul, 250 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.1972	Largura de 6mm
CR00.1973	Largura de 8mm
CR00.1974	Largura de 10mm
CR00.1975	Largura de 11mm
CR00.1976	Largura de 16mm
CR00.1977	Largura de 17mm

Código	Descrição
CR00.1978	Largura de 6mm
CR00.1979	Largura de 8mm
CR00.1980	Largura de 10mm
CR00.1981	Largura de 11mm
CR00.1982	Largura de 16mm
CR00.1983	Largura de 17mm

Goiva para Lâmina Capener

Pescoço de cisne , cabo Suregrip em acetal azul, 250 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1984	Largura de g 8mm

Goiva para Lâmina Capener

Curvo reverso , cabo Suregrip em acetal azul, 245 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1985	Largura de 11mm
CR00.1986	Largura de 16mm
CR00.1987	Largura de 17mm

Código	Descrição
CR00.1988	Largura de 6mm
CR00.1989	Largura de 8mm
CR00.1990	Largura de 10mm

Osteótomo Reto

Cabeça serrilhada
180 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1991	Largura de 4mm
CR00.1992	Largura de 5mm

Goiva Reta

Cabeça serrilhada, 180 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1993	Largura de 2mm
CR00.1994	Largura de 3mm
CR00.1995	Largura de 4mm
CR00.1996	Largura de 5mm

Código	Descrição
CR00.1997	Largura de 6mm
CR00.1998	Largura de 7mm
CR00.1999	Largura de 8mm

Cinzel Reto

Cabeça serrilhada, 180 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.2000	Largura de 2mm
CR00.2001	Largura de 3mm
CR00.2002	Largura de 4mm
CR00.2003	Largura de 5mm

Código	Descrição
CR00.2004	Largura de 6mm
CR00.2005	Largura de 7mm
CR00.2006	Largura de 8mm

Osteótomo Padrão Sueco

200 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.2007	Largura de 10mm
CR00.2008	Largura de 15mm
CR00.2009	Largura de 20mm
CR00.2010	Largura de 25mm
CR00.2011	Largura de 30mm

Código	Descrição
CR00.2012	Largura de 10mm
CR00.2013	Largura de 15mm
CR00.2014	Largura de 20mm
CR00.2015	Largura de 25mm
CR00.2016	Largura de 30mm

Cinzel Padrão Sueco

200 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.2017	Largura de 10mm
CR00.2018	Largura de 15mm
CR00.2019	Largura de 20mm
CR00.2020	Largura de 25mm
CR00.2021	Largura de 30mm

Código	Descrição
CR00.2022	Largura de 20mm
CR00.2023	Largura de 25mm
CR00.2024	Largura de 30mm
CR00.2025	Largura de 25mm
CR00.2026	Largura de 30mm

Goiva Padrão Sueco

200 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2027	Largura de 10mm
CR00.2028	Largura de 15mm
CR00.2029	Largura de 20mm
CR00.2030	Largura de 25mm

Código	Descrição
CR00.2031	Largura de 10mm
CR00.2032	Largura de 15mm
CR00.2033	Largura de 20mm
CR00.2034	Largura de 25mm

Osteótomo Lambotte

230 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.2035	2mm de largura
CR00.2036	4mm de largura
CR00.2037	7mm de largura
CR00.2038	15mm de largura
CR00.2039	20mm de largura
CR00.2040	25mm de largura
CR00.2041	30mm de largura
CR00.2042	38mm de largura
CR00.2043	44mm de largura
CR00.2044	50mm de largura

Código	Descrição
CR00.2045	15mm de largura
CR00.2046	20mm de largura
CR00.2047	25mm de largura
CR00.2048	30mm de largura
CR00.2049	38mm de largura
CR00.2050	40mm de largura
CR00.2051	44mm de largura
CR00.2052	50mm de largura

Osteótomo Albee

190 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2053	Largura: 38 mm
CR00.2054	Largura: 50 mm

Cinzel para Caixa

150 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2063	4 mm de largura
CR00.2064	6mm de largura
CR00.2065	8mm de largura

Osteótomo Oco Moore

Retangular, para hastes padrão curvas



Código	Descrição
CR00.2055	135 mm de comprimento
CR00.2056	225 mm de comprimento

Box Chisel

Cabo de acetato azul "Suregrip",
285 mm de comprimento



Código
CR00.2066

Osteótomos Pequenos

150 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2057	4 mm de largura
CR00.2058	6 mm de largura
CR00.2059	8 mm de largura

Goiva Alexander

reto, 170 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2067	Largura 5mm
CR00.2068	Largura 7mm

Código	Descrição
CR00.2069	Largura 9mm
CR00.2070	Largura 11mm

Cinzéis Pequenos

150 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2060	4 mm de largura
CR00.2061	6 mm de largura
CR00.2062	8 mm de largura

Goiva Partsch

reto




Código	Descrição
CR00.2071	Largura 3mm
CR00.2072	Largura 4mm
CR00.2073	Largura 5mm
CR00.2074	Largura 6mm

Código	Descrição
CR00.2075	Largura 3mm
CR00.2076	Largura 4mm
CR00.2077	Largura 5mm
CR00.2078	Largura 6mm
CR00.2079	Largura 7mm

Alicate para Corte de Fios


Com corte em carboneto de tungstênio, para cortar fios de até 6 mm de diâmetro, inclusive.



Código	Descrição
CR00.2080	450 mm de comprimento
CR00.2081	560 mm de comprimento

Alicate para Corte de Fios


Com corte em carboneto de tungstênio, para cortar fios de Kirschner de até 5,5 mm de diâmetro, inclusive.



Código	Descrição
CR00.8082	480 mm de comprimento

Alicate para Corte de Fios


Com arestas de carboneto de tungstênio, para corte de fios de Kirschner de até 4 mm de diâmetro.



Código	Descrição
CR00.2083	380 mm de comprimento

Alicate para Arame

175 mm de comprimento



Código

CR00.2084




Código

CR00.2085


Alicate Ortopédico/Cortador

Aço inoxidável, corte em carboneto de tungstênio, para corte de fio de Kirschner de até 1,6 mm



Alicate para Rebarbas Ósseas

190 mm de comprimento




Código

CR00.2086

Código	Descrição
CR00.2088	TC 180 mm de comprimento
CR00.2089	para corte de arame macio apenas, capacidade máxima de corte de 1,6 mm, 180 mm de comprimento

Alicate Ortopédico



Código


CR00.2087

Descrição

185mm

Chave Tipo Alicate de Pressão

Aço inoxidável



Código

CR00.2090

Descrição

190 mm de comprimento

Esterilizados – Fios para Artrodese e Fios de Kirschner

Aço inoxidável da mais alta qualidade para implantes, em conformidade com a norma ISO 5832-1.

Reduz o risco de acidentes com materiais perfurocortantes para a equipe da Central de Material Esterilizado (CME).

Todos os tamanhos mais utilizados estão disponíveis em estoque, e também fabricamos fios sob medida em qualquer dimensão, incluindo fios rosqueados.




Wire Twister Biomet Type



Código	Descrição
CR00.2091	150 mm de comprimento

Pinça para Cartilagem Martin



Código	Descrição
CR00.2092	180 mm de comprimento

Pinça para Sutura Charnley


Com fenda, 1-2 dentes



Código	Descrição
CR00.2093	180 mm de comprimento


Tesoura para Corte de Fio de Sutura

Angulada para cortar apenas fio metálico macio, capacidade máxima de corte de 1,2 mm



Código	Descrição
CR00.2094	120 mm de comprimento

Tesoura para Corte de Fio de Sutura



Código	Descrição
CR00.2095	110 mm de comprimento

Martelo


Com cabeça serrilhada,
170 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2096	190 gramas

Martelo


Acetal azul, 240 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2101	340 gramas, extremidade vertical

Martelo


Cabo em acetal azul "Suregrip",
275 mm de comprimento



Código
CR00.2097

Martelo


Acetal azul, 255 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2102	520 gramas, extremidade vertical
CR00.2103	650 gramas, extremidade horizontal

Martelo


Aço inoxidável, 270 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2098	640 gramas
CR00.2099	1020 gramas

Martelo Heath


Aço inoxidável, 135 mm de comprimento



Código	Descrição	Código	Descrição
CR00.2104	650 gramas	CR00.2106	1150 gramas
CR00.2105	920 gramas	CR00.2107	1340 gramas

Martelo


Aço inoxidável, 270 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2100	580 gramas

Martelo Royal Cornwall


Aço inoxidável, com empunhadura tipo pistola,
240 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2108	1000 gramas

Martelo Ortopédico


Padrão Surgical Holdings, aço inoxidável, 170 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2109	800 gramas
CR00.2110	880 gramas
CR00.2111	1020 gramas

Martelo Kelsey Fry


Com extremidades substituíveis em acetato, 190 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2118	280 gramas
CR00.2119	Par de extremidades de reposição

Martelo Ortopédico


Uma extremidade plana e outra abaulada, 180 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2112	960 gramas
CR00.2113	750 gramas

Martelo Ortopédico Surgical Holdings

Aço inoxidável com cabo azul em acetato "Suregrip", 270 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.2120	720 gramas

Código	Descrição
CR00.2121	900 gramas

Martelo Toffee


Aço inoxidável, um lado liso e outro serrilhado, 190 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2114	280 gramas

Martelo Ortopédico Surgical Holding

Aço inoxidável com cabo azul em acetato "Suregrip", 200 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.2122	660 gramas
CR00.2123	790 gramas

Código	Descrição
CR00.2124	1020 gramas
CR00.2125	1400 gramas

Martelo Ombredanne


Aço inoxidável, uma extremidade plana e outra abaulada



Código	Descrição
CR00.2115	950 gramas, 240 mm de comprimento
CR00.2116	1110 gramas, 270 mm de comprimento

Martelo Collin


Aço inoxidável, 205 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2117	270 gramas

Martelo Surgical Holdings

Aço inoxidável com cabo azul em acetato "Suregrip", cabeça com face abaulada, 200 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2126	650 gramas

Raspador Putti



Código	Descrição
CR00.2127	300 mm de comprimento

Lima Óssea e Raspador


Aço inoxidável



Código	Descrição
CR00.2128	215 mm de comprimento

Raspador Tipo Austin Moore


Inclui barra Tommy, 295 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2129	Padrão
CR00.2130	Estreito (não ilustrado)

Raspador Tipo Thompson

Inclui barra Tommy



Muitos outros modelos disponíveis.
Forneça um desenho da prótese — fabricaremos o raspador em qualquer quantidade de lote necessária. Os dentes serão usinados com um acréscimo de 0,75 mm por face em relação ao tamanho da haste da prótese, permitindo espaço adequado para a cimentação.

Código	Descrição
CR00.2131	270 mm de comprimento

Lima Óssea Miller


180 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2132	Extremidade curta
CR00.2133	Levemente curva
CR00.2134	Curva completa

Punch McGoey

Dupla extremidade, 220 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2135	13 x 19mm
CR00.2136	6 x 10mm
CR00.2137	Meia-cana de 13 x 6 mm

Punch Ósseo Smillie



Tamanho da cabeça: 15 x 19,5 mm




Tamanho da cabeça: 9,5 x 15,5 mm

Código	Descrição
CR00.2138	Reto, 140 mm de comprimento
CR00.2139	Angulado, 175 mm de comprimento

Empurrador de Prótese Charnley


Com cabeça de nylon



Código	Descrição
CR00.2140	295 mm de comprimento

Empurrador de Prótese de Charnley

Com cabo em T



Código	Descrição
CR00.2144	335 mm de comprimento

Empurrador de Prótese Charnley


Cabo em aço inoxidável com inserto de nylon



Código	Descrição
CR00.2141	180 mm de comprimento

Extrator de Cabeça Femoral de Moore


Com cabo em T



Código	Descrição
CR00.2145	150 mm de comprimento
CR00.2146	205 mm de comprimento

Impactador Judet

Cabo em aço inoxidável com cabeça de nylon



Código	Descrição
CR00.2142	140 mm de comprimento

Deslizadores de Murphy

Dupla extremidade, 355 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2147	Sem revestimento
CR00.2148	Revestido

Empurrador Femoral

Cabeça impactadora em Pomalux branco



Código	Descrição
CR00.2143	Ø 31 mm x 180 mm de comprimento

Deslizador de Murphy


Extremidade única, 330 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2149	Revestido

Elevador de Periosteio Adson

Empunhadura serrilhada, 165 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2150	7mm de largura

Código	Descrição
CR00.2151	5mm de largura
CR00.2152	7mm de largura

Langenbeck Elevator

reto



Código	Descrição
CR00.2160	200 mm de comprimento

Elevador de Periosteio Bristow

Ponta afiada



Código	Descrição
CR00.2153	240 mm de comprimento


MacDonald Dissector Double Ended



Código	Descrição
CR00.2161	191 mm de comprimento

Elevador de Periosteio Doyen

Cabo com acabamento acetinado




Código	Descrição
CR00.2154	Direito
CR00.2155	Esquerdo

Código	Descrição
CR00.2156	Direito
CR00.2157	Esquerdo

Pennybacker Elevator

Curved, sharp, 6mm wide



Código	Descrição
CR00.2162	170 mm de comprimento

Elevador de Periosteio Key


190 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2158	10 mm de largura
CR00.2159	13 mm de largura

Periosteal Elevator


reto



Código	Descrição
CR00.2163	175 mm de comprimento

Retrator tipo Fukuda

230 mm de comprimento



Código

CR00.2164

Retrator de Hohmann

Ângulo de 45°, 200 mm de comprimento




Código

CR00.2165

Retrator de Hohmann com Ponta Cônica

Comprimento total de 225 mm




Código

CR00.2166

Alavanca Óssea Posterior

230 mm de comprimento




Código

CR00.2167

Alavanca Óssea de Trethowan

Curva, cabo em anel, 222 mm de comprimento, 280 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2168	Ângulo de 90°
CR00.2169	Ângulo de 70° (ilustrado)
CR00.2170	Ângulo de 45°

Ciruruoma Instrumentos

Oferecendo mais de 50 anos de qualidade, segurança, know-how, inovação e tecnologia


- Garantia de 2 anos
- Cabos e partes de trabalho inter cambiáveis exclusivos
- O design do cabo e da haste proporciona maior estabilidade e robustez
- Realizamos manutenção e modificações internamente
- Projetos personalizados

Info@ciruroma.com



Cabos para Serra Gigli

Par



Código	Descrição
CR00.2171	65 mm de comprimento


Faca de Tenotomia Guys



Código	Descrição
CR00.2179	140 mm de comprimento

Serras Charnley

Código	Descrição
CR00.2172	500 mm de comprimento
CR00.2173	700 mm de comprimento




Serras Gigli

Código	Descrição
CR00.2174	300mm long
CR00.2175	500mm long
CR00.2176	700mm long


Faca para Meniscectomia Smillie

175 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2180	reto


Tesouras Costais Collin



Código	Descrição
CR00.2177	195 mm de comprimento

Faca para Meniscectomia Smillie

Bico saliente na base, 175 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.2181	Curvada para a direita
CR00.2182	Curvada para a esquerda

Conjuntos de Chaves Allen

Acabamento brilhante



Código	Descrição
CR00.2178	1,5mm - 10mm

Tamanho (mm)	Comprimento total
1.5	63mm
2.0	77mm
2.5	87mm
3.0	93mm
4.0	104mm
5.0	120mm
6.0	141mm
7.0	147mm
8.0	158mm
10.0	180mm

Instrumentos para Parafusos e Placas

Régua Ortopédica em Aço Inoxidável



Código	Descrição
CR00.2183	Métrica, 300 mm

Pino Denham

Implantes temporários. O material está em conformidade com a BS 7252: Parte 1: 1997 e ISO 5832-1: 1997.Comp.

D. Marcação CE disponível mediante solicitação



Código	Descrição
CR00.2184	Diâmetro 3,96 mm x 203 mm de comprimento, ponta trocar / extremidade de 3 faces
CR00.2185	Diâmetro 3,96 mm x 203 mm de comprimento, ponta trocar / extremidade quadrada
CR00.2186	Diâmetro 3,96 mm x 229 mm de comprimento, ponta trocar / extremidade de 3 faces
CR00.2187	Diâmetro 3,96 mm x 229 mm de comprimento, ponta trocar / extremidade quadrada

Código	Descrição
CR00.2188	Diâmetro 4,76 mm x 203 mm de comprimento, ponta trocar / extremidade de 3 faces
CR00.2189	Diâmetro 4,76 mm x 203 mm de comprimento, ponta trocar / extremidade quadrada
CR00.2190	Diâmetro 4,76 mm x 229 mm de comprimento, ponta trocar / extremidade de 3 faces
CR00.2191	Diâmetro 4,76 mm x 229 mm de comprimento, ponta trocar / extremidade quadrada

Pinos Steinmann

Implantes temporários. O material está em conformidade com a BS 7252: Parte 1: 1997 e ISO 5832-1: 1997.Comp.

D. Marcação CE disponível mediante solicitação.



IPTT = ponta trocar / ponta trocar



IPTS = ponta trocar / ponta trocar com uma extremidade rosqueada



IPTSE = ponta trocar / extremidade quadrada




IPTSE3 = ponta trocar / extremidade de 3 faces

Ø mm*	Ø mm*
1.58	3.96
2.00	4.36
2.38	4.76
2.78	6.00
3.17	6.35
3.57	8.00

Comprimentos: 150, 180, 200 e 250 mm.
Outros comprimentos e diâmetros disponíveis.

Estribo de Böhler



Código	Descrição
CR00.2192	Pequeno: 89 x 102 mm
CR00.2193	Médio: 114 x 165 mm
CR00.2194	Grande: 152 x 241 mm

Tampa para Pino de Steinmann com Parafuso

Código	Descrição
CR00.2195	4mm ø
CR00.2196	Parafuso de reposição



SC-OR 54b

Materiais para implantes temporários, em conformidade com a BS 7252: Parte 1: 1997, ISO 5832-1: 1997, Comp. D.

Trocates Estéreis / Fios para Artrodese com Trocate Estéreis

Código	Tamanho
CR00.2197	0.8mm x 70mm
CR00.2198	0.9mm x 70mm
CR00.2199	0.9mm x 75mm
CR00.2200	0.9mm x 100mm
CR00.2201	0.9mm x 125mm
CR00.2202	0.9mm x 140mm
CR00.2203	0.9mm x 150mm
CR00.2204	0.9mm x 180mm
CR00.2205	1.0mm x 70mm
CR00.2206	1.0mm x 75mm
CR00.2207	1.0mm x 100mm
CR00.2208	1.1mm x 90mm
CR00.2209	1.1mm x 100mm
CR00.2210	1.1mm x 115mm
CR00.2211	1.1mm x 125mm
CR00.2212	1.1mm x 140mm
CR00.2213	1.1mm x 150mm

Código	Tamanho
CR00.2214	1.1mm x 200mm
CR00.2215	1.25mm x 150mm
CR00.2216	1.2mm x 70mm
CR00.2217	1.2mm x 100mm
CR00.2218	1.2mm x 125mm
CR00.2219	1.2mm x 140mm
CR00.2220	1.2mm x 150mm
CR00.2221	1.2mm x 180mm
CR00.2222	1.2mm x 200mm
CR00.2223	1.4mm x 70mm
CR00.2224	1.4mm x 100mm
CR00.2225	1.4mm x 115mm
CR00.2226	1.4mm x 125mm
CR00.2227	1.4mm x 140mm
CR00.2228	1.4mm x 150mm
CR00.2229	1.4mm x 180mm
CR00.2230	1.4mm x 200mm

Código	Tamanho
CR00.2231	1.6mm x 50mm
CR00.2232	1.6mm x 70mm
CR00.2233	1.6mm x 100mm
CR00.2234	1.6mm x 115mm
CR00.2235	1.6mm x 125mm
CR00.2236	1.6mm x 150mm
CR00.2237	1.6mm x 180mm
CR00.2238	1.6mm x 200mm
CR00.2239	1.8mm x 200mm
CR00.2240	2.0mm x 100mm
CR00.2241	2.0mm x 115mm
CR00.2242	2.0mm x 125mm
CR00.2243	2.0mm x 150mm
CR00.2244	2.0mm x 180mm
CR00.2245	2.0mm x 200mm

Trocates Estéreis / Fios de Kirschner Estéreis (Pacote com 10 unidades estéreis individuais)

Código	Tamanho
CR00.2246	0.8mm x 70mm
CR00.2247	0.9mm x 70mm
CR00.2248	0.9mm x 75mm
CR00.2249	0.9mm x 100mm
CR00.2250	0.9mm x 125mm
CR00.2251	0.9mm x 140mm
CR00.2252	0.9mm x 150mm
CR00.2253	0.9mm x 180mm
CR00.2254	1.0mm x 70mm
CR00.2255	1.0mm x 75mm
CR00.2256	1.0mm x 100mm
CR00.2257	1.1mm x 90mm
CR00.2258	1.1mm x 100mm
CR00.2259	1.1mm x 115mm
CR00.2260	1.1mm x 125mm
CR00.2261	1.1mm x 140mm
CR00.2262	1.1mm x 150mm


Código	Tamanho
CR00.2263	1.1mm x 200mm
CR00.2264	1.25mm x 150mm
CR00.2265	1.2mm x 70mm
CR00.2266	1.2mm x 100mm
CR00.2267	1.2mm x 125mm
CR00.2268	1.2mm x 140mm
CR00.2269	1.2mm x 150mm
CR00.2270	1.2mm x 180mm
CR00.2271	1.2mm x 200mm
CR00.2272	1.4mm x 70mm
CR00.2273	1.4mm x 100mm
CR00.2274	1.4mm x 115mm
CR00.2275	1.4mm x 125mm
CR00.2276	1.4mm x 140mm
CR00.2277	1.4mm x 150mm
CR00.2278	1.4mm x 180mm
CR00.2279	1.4mm x 200mm

Código	Tamanho
CR00.2280	1.6mm x 50mm
CR00.2281	1.6mm x 70mm
CR00.2282	1.6mm x 100mm
CR00.2283	1.6mm x 115mm
CR00.2284	1.6mm x 125mm
CR00.2285	1.6mm x 150mm
CR00.2286	1.6mm x 180mm
CR00.2287	1.6mm x 200mm
CR00.2288	1.8mm x 200mm
CR00.2289	2.0mm x 100mm
CR00.2290	2.0mm x 115mm
CR00.2291	2.0mm x 125mm
CR00.2292	2.0mm x 150mm
CR00.2293	2.0mm x 180mm
CR00.2294	2.0mm x 200mm



Conjunto Fino para Cirurgia Manual

Inclui: martelo tipo Stille pequeno, 17 cm de comprimento, e osteótomos de 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm e 12 mm.



Código

CR00.2295

Cinzéis e Lâminas Flexíveis



Código	Descrição
CR00.2296	Chave Allen para cabo introdutor de lâminas de cinzel planas, 185 mm de comprimento
CR00.2297	Lâmina de cinzel 5 mm para cabo introdutor
CR00.2298	Lâmina de cinzel 5 mm curva para cabo introdutor
CR00.2299	Lâmina de cinzel 10 mm para cabo introdutor
CR00.2300	Lâmina de cinzel 10 mm curva para cabo introdutor
CR00.2301	Lâmina de cinzel 15 mm para cabo introdutor
CR00.2302	Lâmina de cinzel 15 mm curva para cabo introdutor
CR00.2303	Cabo introdutor para lâminas de cinzel planas, 185 mm de comprimento

Mini Osteótomos Finos para Cirurgia Manual

Com cabo de acetal azul



Código	Descrição
CR00.2304	2 mm de largura, 165 mm de comprimento
CR00.2305	4 mm de largura, 165 mm de comprimento
CR00.2306	6 mm de largura, 165 mm de comprimento
CR00.2307	8 mm de largura, 165 mm de comprimento
CR00.2308	10 mm de largura, 165 mm de comprimento
CR00.2309	12 mm de largura, 165 mm de comprimento

Mini-Goivas Lexer


Com cabo de acetal azul



Código	Descrição
CR00.2310	4 mm de largura, 18 cm de comprimento
CR00.2311	6 mm de largura, 18 cm de comprimento
CR00.2312	8 mm de largura, 18 cm de comprimento
CR00.2313	10 mm de largura, 18 cm de comprimento

Conjunto de Osteótomos e Goivas Mini-Lexer

Inclui goivas de 4 mm, 6 mm, 8 mm e 10 mm, com 18 cm de comprimento, e osteótomos de 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm e 10 mm, com 18 cm de comprimento.



Código

CR00.2314

Mini-Osteótomos Lexer


Com cabo de acetal azul



Código	Descrição
CR00.2315	2 mm de largura, 18 cm de comprimento
CR00.2316	4 mm de largura, 18 cm de comprimento
CR00.2317	6 mm de largura, 18 cm de comprimento
CR00.2318	8 mm de largura, 18 cm de comprimento
CR00.2319	10 mm de largura, 18 cm de comprimento

Afastador de Tecido Mole Kolbel

Gancho único, angulado, 190 mm




Código

CR00.2320

Afastador de Tecido Mole Kolbel

Gancho único, reto, pontas muito finas, 190 mm




Código

CR00.2323

Afastador de Tecido Mole Kolbel

Gancho duplo, angulado, 190 mm




Código

CR00.2321

Afastador de Cápsula

Gancho único, fino, curvado a 90°, 165 mm




Código

CR00.2324

Afastador de Cabeça Umeral Fukuda-Kujat

Lâmina de 35 mm de largura, 225 mm




Código

CR00.2322



CIRUROMA



Informações de Contato

 +5511 2729-6657

 +55 11-971935891

 info@ciruroma.com

 www.ciruroma.com

 Rua voluntarios da patria N° 4641 - santana CEP: 02401-400

