





CIRUROMA



Escaneie o código
QR para baixar o
catálogo!



 www.ciruruoma.com




CIRUROMA




Urologia

Afastadores	3
Sondas Uretrais	4
Bujias Uretrais	5
Diversos	6




Retrator Vesical Walton

Código	Descrição
CR00.01	Ação paralela, com lâminas laterais convexas – 25 mm x 70 mm e lâmina central curva – 70 mm x 215 mm



Retrator Vesical Thompson Walker

Código	Descrição
CR00.02	Uma lâmina posterior de 95 mm x 30 mm, uma lâmina da parede anterior de 175 mm x 25 mm, afunilando para 20 mm, dois pares de lâminas laterais articuladas, rasas: 55 mm x 22 mm, profundas: 75 mm x 25 mm.




Retrator Retropúbico Millin

Autorretenção

Código
CR00.03


Lâminas para retrator Millin

Código	Descrição
CR00.04	Curto 25 x 55 mm
CR00.05	Comprimento 25 x 80 mm
CR00.06	Centro 115 x 445 mm



Pinça Vulsellum Millin

Articulação de rosca para cápsula, 225 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.07	8-9 dentes, lâminas com 10 mm de largura

Pinça de Dissecção Millin com Mola

230 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.08	3-4 dentes

Sondas Uretrais de Clutton

Calibre francês com afunilamento, 265 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.09	Conjunto de 12 contém SC-UR/008 a SC-UR/008k.

Código	Descrição	Código	Descrição
CR00.10	6 - 10	CR00.16	18 - 22
CR00.11	8 - 12	CR00.17	20 - 24
CR00.12	10 - 14	CR00.18	22 - 26
CR00.13	12 - 16	CR00.19	24 - 28
CR00.14	14 - 18	CR00.20	26 - 30
CR00.15	16 - 20	CR00.21	28 - 32

Bougie uretral branco Winsbury

Calibre francês, tamanho infantil, 175 mm de comprimento.



Código	Descrição
CR00.22	1-4 para 3-6
CR00.23	5-8 para 7-10
CR00.24	9-12 para 11-14

Sondas uretrais de Lister


Calibre em aço com extremidades em oliva, reto, com 280 mm de comprimento.



Código	Descrição	Código	Descrição
CR00.25	0 - 1	CR00.31	4 - 7
CR00.26	0 - 2	CR00.32	5 - 8
CR00.27	0.5 - 3	CR00.33	6 - 9
CR00.28	1 - 4	CR00.34	7 - 10
CR00.29	2 - 5	CR00.35	8 - 11
CR00.30	3 - 6	CR00.36	9 - 12

Bujia uretral meatal de Canny Ryall

Calibre inglês, de dupla extremidade, cônico, com 160 mm de comprimento.



Código	Descrição
CR00.37	1-4 e 3-6
CR00.38	5-8 e 7-10
CR00.39	9-12 e 11-14
CR00.40	13-16 e 15-18
CR00.41	17-20 e 19-22
CR00.42	21-23 e 22-24
CR00.43	26-28 e 29-31

Reparação fiável para os seus endoscópios de urologia

Reparamos todas as principais marcas de endoscópios rígidos na nossa oficina acreditada ISO 13485.

Utilizando a mais recente tecnologia ótica, os nossos técnicos altamente qualificados e experientes irão devolver as lunetas às especificações originais do fabricante.


+
Todas as peças
são novas e
possuem
rastreabilidade
total.



Bougie uretral Buckston Browne

Calibre inglês, 295 mm de comprimento


Código	Descrição	Código	Descrição
CR00.44	4-6	CR00.51	11-13
CR00.45	5-7	CR00.52	12-14
CR00.46	6-8	CR00.53	13-15
CR00.47	7-9	CR00.54	14-16
CR00.48	8-10	CR00.55	15-17
CR00.49	9-11	CR00.56	16-18
CR00.50	10-12		



Bougie uretral de Clutton

Régua francesa, com 260 mm de comprimento.

Código	Descrição	Código	Descrição
CR00.57	6 - 10	CR00.63	18 - 22
CR00.58	8 - 12	CR00.64	20 - 24
CR00.59	10 - 14	CR00.65	22 - 26
CR00.60	12 - 16	CR00.66	24 - 28
CR00.61	14 - 18	CR00.67	26 - 30
CR00.62	16 - 20	CR00.68	28 - 32



Bógie uretral de Guyon

Calibre francês, 275 mm de comprimento.

Código	Descrição
CR00.69	6-24



Bougie uretral de Lister

Calibre inglês, com 270 mm de comprimento.

Código	Descrição	Código	Descrição
CR00.70	4-7	CR00.76	10-13
CR00.71	5-8	CR00.77	11-14
CR00.72	6-9	CR00.78	12-15
CR00.73	7-10	CR00.79	13-16
CR00.74	8-11	CR00.80	14-17
CR00.75	9-12	CR00.81	15-18



Bougie uretral de Wyndham Powell


Calibre francês, com 170 mm de comprimento.

Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
CR00.82	12	CR00.89	19	CR00.96	26
CR00.83	13	CR00.90	20	CR00.97	27
CR00.84	14	CR00.91	21	CR00.98	28
CR00.85	15	CR00.92	22	CR00.99	29
CR00.86	16	CR00.93	23	CR00.100	30
CR00.87	17	CR00.94	24	CR00.101	31
CR00.88	18	CR00.95	25	CR00.102	32




Afastador do colo vesical de Millin

Auto-retentivo, mandíbula angulada.



Código	Descrição
CR00.103	240 mm de comprimento

Peneira



Código	Descrição
CR00.104	203mm x 50mm

Apresentamos o Sistema de Afastador Bookwalter®

O Bookwalter é amplamente utilizado em Urologia e Cirurgia Geral. O afastador é popular para utilização em transplante renal e cistectomia radical (remoção da bexiga).



Cistectomia radical

Cirurgia para remover a bexiga urinária. Nos homens, a remoção completa da bexiga (cistectomia radical) inclui normalmente a remoção da próstata e das vesículas seminais. Nas mulheres, a cistectomia radical também envolve a remoção do útero, dos ovários e de parte da vagina.

Remoção da próstata


A prostatectomia radical é uma cirurgia para remover toda a glândula prostática e os gânglios linfáticos circundantes, como tratamento para homens com cancro da próstata localizado.

Transplante renal

O transplante de um rim para um paciente com doença renal em fase terminal.



CIRUROMA



Informações de Contato

 +5511 2729-6657

 +55 11-971935891

 info@ciruroma.com

 www.ciruroma.com

 Rua voluntarios da patria N° 4641 - santana CEP: 02401-400

