





CIRUROMA



Escaneie o código
QR para baixar o
catálogo!



 www.ciruruoma.com

ORL

Instrumentos do Ouvido Médio

Ganchos e Colheres

Ganchos e Sondas

Retratores

Tubos de Aspiração

Espéculos

Pinças Auriculares

Pinças para Amígdalas, Cornetos Nasais e Septo Nasal

Outras Pinças

Afastadores de Boca

Placas e Depressores de Língua

Punções

Rongeurs

Tesouras

Goivas, Facas e Elevadores


Curetas e Miringótomos

Elevadores e Dissetores

Diversos




CIRUROMA



Instrumentos Ironside


160 mm de comprimento, acabamento preto



Código	Descrição
CR00.1137	Bisturi 1, incisão vertical
CR00.1138	Bisturi 2, incisão horizontal
CR00.1139	Elevador
CR00.1140	Ponta de agulha
CR00.1141	Gancho para elevação superior, ângulo de 45°
CR00.1142	Gancho para elevação inferior, ângulo de 45°
CR00.1143	Gancho para elevação anterior, ângulo de 90° à direita
CR00.1144	Gancho para elevação anterior, ângulo de 90° à esquerda
CR00.1145	Dispositivo de medição

Instrumentos de Rosen


160mm long, black finish



Código	Descrição
CR00.1146	Cureta para anel timpânico, pequena
CR00.1147	Cureta para anel timpânico, grande
CR00.1148	Sonda para teste de mobilidade da platina, fina
CR00.1149	Mobilizador, ligeiramente curvo
CR00.1150	Mobilizador, totalmente curvo
CR00.1151	Colher cirúrgica, tamanho 000
CR00.1152	Colher cirúrgica, tamanho 00
CR00.1153	Colher cirúrgica, tamanho 0
CR00.1154	Colher cirúrgica, tamanho 1
CR00.1155	Fenestrador para janela oval

Instrumentos de Schuknecht


160 mm de comprimento, acabamento preto



Código	Descrição
CR00.1156	Gancho para cima, 0,4 mm
CR00.1157	Gancho para baixo, 0,4 mm
CR00.1158	Gancho para cima, 0,7 mm
CR00.1159	Gancho para baixo, 0,7 mm
CR00.1160	Elevador, oval
CR00.1161	Gancho em ângulo reto para cima
CR00.1162	Sonda reta
CR00.1163	Espátula

Instrumentos de Beale


165 mm de comprimento, acabamento acetinado



Código	Descrição
CR00.1164	Sonda para timpanoplastia, extremidade romba fina
CR00.1165	Rugina, ligeiramente curva
CR00.1166	Rugina, ligeiramente curva, pequena
CR00.1167	Rugina de duas extremidades, afiada
CR00.1168	Rugina de duas extremidades
CR00.1169	Espátula para alisamento do enxerto

Instrumentos de Beale


170 mm de comprimento, acabamento acetinado



Código	Descrição
CR00.1170	Faca para corte do tendão do estribo
CR00.1171	Raspador para remoção da mucosa
CR00.1172	Osteótomo para platina do estribo
CR00.1173	Perfurador para elevação da platina fixa
CR00.1174	Gancho para remoção da platina, angulado para baixo
CR00.1175	Gancho para remoção da platina, angulado para cima
CR00.1176	Gancho para remoção de osso da janela oval, angulado para a esquerda
CR00.1177	Aplicador para enxerto venoso, ouvido direito
CR00.1178	Aplicador para enxerto venoso, ouvido esquerdo
CR00.1179	Cureta para remoção do rebordo ósseo

Ganchos de Cawthorne


165 mm de comprimento, acabamento preto



Código	Descrição
CR00.1190	Curvatura ligeira
CR00.1191	Curvatura média
CR00.1192	Curvatura completa
CR00.1193	Curvatura dupla
CR00.1194	Ângulo de 90°, 0,5 mm
CR00.1195	Ângulo de 90°, 1,0 mm
CR00.1196	Ângulo de 45°, 0,5 mm
CR00.1197	Retrógrado
CR00.1198	Reto

Hough Instruments

165 mm de comprimento, acabamento acetinado



Código	Descrição
CR00.1180	Escavador "whirlybird", direito, grande
CR00.1181	Escavador "whirlybird", esquerdo, grande
CR00.1182	Escavador "whirlybird", direito, pequeno
CR00.1183	Escavador "whirlybird", esquerdo, pequeno
CR00.1184	Gancho explorador para platina de estapedectomia, angulado a 90°, 0,33 mm
CR00.1185	Gancho explorador para platina de estapedectomia, angulado a 45°, 0,5 mm
CR00.1186	Gancho explorador para platina de estapedectomia, angulado a 15°, 0,5 mm
CR00.1187	Gancho tipo "enxada", escavador, angulado a 90°
CR00.1188	Gancho tipo "enxada", escavador, angulado a 45°
CR00.1189	Gancho explorador curvo

Porta-lã

Dupla extremidade



Código	Descrição
CR00.1199	178 mm de comprimento

Colher e Gancho para Cerúmen Formby

Dupla extremidade



Código	Descrição
CR00.1206	178 mm de comprimento

Alça Hovell


Fina, para remoção de cerúmen endurecido



Código	Descrição
CR00.1209	152 mm de comprimento

Colher Lempert

Oval, 200 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1200	2mm x 2,5mm
CR00.1201	2mm x 3,5mm
CR00.1202	2mm x 4mm
CR00.1203	2mm x 4,5mm
CR00.1204	3mm x 5,5mm
CR00.1205	3mm x 6mm

Cureta House

Dupla extremidade, 180 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1207	reto
CR00.1208	Angulada

Colher e Cureta Balance



Código	Descrição
CR00.1210	230 mm de comprimento

Gancho de Hartmann

Haste reta, ponta afiada



Código	Descrição
CR00.1211	140 mm de comprimento


Gancho de Gardiner Brown e Laço de Imray

Dupla extremidade



Código	Descrição
CR00.1212	127 mm de comprimento


Gancho para Cerúmen de Cawthorne



Código	Descrição
CR00.1213	143 mm de comprimento

Gancho de St. Bart's

Cabo reto, ponta romba



Código	Descrição
CR00.1214	178 mm de comprimento

Gancho Traqueal



Código	Descrição
CR00.1215	165 mm de comprimento

Gancho Cutâneo de McIndoe

Fino, com cabo plano



Código	Descrição
CR00.1216	191 mm de comprimento

Retrator Traqueal de Gancho Simples



Código	Descrição
CR00.1217	152 mm de comprimento

Sonda de Cawthorne

Prata, extremidade achatada



Código	Descrição
CR00.1218	140 mm de comprimento

Gancho Traqueal Duplo



Código	Descrição
CR00.1219	105 mm de comprimento

Sonda de Jobson Horne


Dupla extremidade, ponta serrilhada e anel liso



Código	Descrição
CR00.1220	104 mm de comprimento
CR00.1221	178 mm de comprimento


Retrator de Mollison

Autoestático, curvo



Código	Descrição
CR00.1222	4 × 4 dentes, adulto, 165 mm de comprimento
CR00.1223	2 × 2 dentes, pediátrico, 133 mm de comprimento


Retrator de Plester Modificado de Wallace



Código	Descrição
CR00.1224	2 × 2 dentes, pediátrico, 140mm de comprimento

Retrator de Plester-Jansen


Lâmina maciça de um lado, 140 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1225	Esquerdo
CR00.1226	Direito
CR00.1227	3 × 3 dentes

Retrator Intra-Auricular de Shah

Acabamento acetinado, 152 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1228	4 × 4 dentes, para adulto, 165 mm de comprimento
CR00.1229	Terceira lâmina
CR00.1230	Lâmina intra-auricular
CR00.1231	Lâmina pós-auricular

Retrator do Pilar de Hurd e Dissector de Amígdalas



Código	Descrição
CR00.1232	197 mm de comprimento


Retrator do Pilar Anterior e Enucleador de Amígdalas de Mollison

Semi-afiado



Código	Descrição
CR00.1233	210 mm de comprimento

Aspirador padrão Ipswich



Código	Descrição
CR00.1234	267 mm de comprimento

Tubos de Aspiração e Irrigação Lempert


Com válvula Tucker e estilete para limpeza, em aço inoxidável, 203 mm



Código	Descrição
CR00.1235	6 F.G. 2mm
CR00.1236	9 F.G. 3mm

Tubo de Sucção Formby

Angulado, cônico, ponta de 10 F.G., em aço inoxidável.



Código	Descrição
CR00.1237	210 mm de comprimento

Tubos de Aspiração Magill


Conjunto de quatro com extremidades cônicas, um curvo e três angulados, com cabo, em aço inoxidável, 210 mm



Código	Descrição
CR00.1238	Vários tamanhos
CR00.1239	3.0mm ø
CR00.1240	3.5mm ø
CR00.1241	4.0mm ø

Tubo de Sucção Barron

Tamanho pequeno, 4 F.G. Não adequado para utilização com pontas Zoellner.



Código	Descrição
CR00.1242	229 mm de comprimento

Tubo de Aspiração Zoellner


Com estilete, em aço inoxidável



Código	Descrição
CR00.1243	170 mm de comprimento, Ø 2 mm


Tubos de Sucção e Irrigação House

Em aço inoxidável, 152 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1244	8 F.G. x 6 F.G.
CR00.1245	10 F.G. x 7 F.G.
CR00.1246	12 F.G. x 8 F.G.

Tubo de Aspiração Rowbotham



Código	Descrição
CR00.1247	286 mm de comprimento

Espéculo de Rosen com Ranhura

Conjunto de quatro, extremidades arredondadas, acabamento preto, 38 mm de comprimento


Código	Descrição
CR00.1248	Conjunto de 4
CR00.1249	4mm
CR00.1250	5mm
CR00.1251	6mm
CR00.1252	7mm



Espéculo de Tumarkin

Conjunto de oito, ranhura cônica, acabamento preto, 50 mm de comprimento


Código	Descrição
CR00.1253	Conjunto de 4
CR00.1254	4.5mm ø
CR00.1255	6.5mm ø
CR00.1256	7.0mm ø
CR00.1257	7.5mm ø
CR00.1258	8.0mm ø
CR00.1259	8.5mm ø
CR00.1260	9.0mm ø
CR00.1261	11.0mm ø



Espéculo Auricular de Rosen

Redondo, 40 mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.1262	3mm
CR00.1263	4mm
CR00.1264	5mm
CR00.1265	6mm
CR00.1266	7mm



Espéculo de Heath

Conjunto de quatro, acabamento preto, 50 mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.1267	Conjunto de 4
CR00.1268	4.0mm ø
CR00.1269	5.0mm ø
CR00.1270	6.0mm ø
CR00.1271	7.0mm ø




Espéculo de Shea

Conjunto de cinco, extremidades oblíquas, acabamento preto, 38 mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.1272	Conjunto de 5
CR00.1273	3mm
CR00.1274	4mm
CR00.1275	7mm




Espéculo de Seigle Peters



Código	Descrição
CR00.1276	Espéculo auricular Peters, acabamento em cromado preto, conjunto de 5, tamanhos 0 a 4
CR00.1277	2.2mm x 3.2mm
CR00.1278	2.8mm x 4.2mm
CR00.1279	4.3mm x 5.8mm
CR00.1280	5.2mm x 7.6mm
CR00.1281	6.0mm x 7.6mm
CR00.1282	6mm
CR00.1283	7mm
CR00.1284	8mm
CR00.1285	9mm
CR00.1286	10mm

Espéculo Nasal St Clair Thompson


Código	Descrição
CR00.1287	38 mm de comprimento
CR00.1288	51 mm de comprimento
CR00.1289	64 mm de comprimento
CR00.1290	89 mm de comprimento



Espéculo Nasal Thudichum

Conjunto de sete, tamanhos 1-7,
70 mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.1296	Padrão
CR00.1297	Isolado



Padrão

Código	Descrição
CR00.1298	Tamanho 1 - lâmina de 12 mm
CR00.1299	Tamanho 2 - lâmina de 14 mm
CR00.1300	Tamanho 3 - lâmina de 16 mm
CR00.1301	Tamanho 4 - lâmina de 18 mm
CR00.1302	Tamanho 5 - lâmina de 20 mm
CR00.1303	Tamanho 6 - lâmina de 22 mm
CR00.1304	Tamanho 7 - lâmina de 24 mm
CR00.1305	Tamanho 8 - lâmina de 27 mm


Isolado

Código	Descrição
CR00.1306	Tamanho 1 - lâmina de 12 mm
CR00.1307	Tamanho 2 - lâmina de 14 mm
CR00.1308	Tamanho 3 - lâmina de 16 mm
CR00.1309	Tamanho 4 - lâmina de 18 mm
CR00.1310	Tamanho 5 - lâmina de 20 mm
CR00.1311	Tamanho 6 - lâmina de 22 mm
CR00.1312	Tamanho 7 - lâmina de 24 mm
CR00.1313	Tamanho 8 - lâmina de 27 mm

Espéculo Nasal de Killian

Com Batente


Código	Descrição
CR00.1291	Lâmina de 51 mm
CR00.1292	Lâmina de 64 mm
CR00.1293	Lâmina de 76 mm
CR00.1294	Lâmina de 89 mm



Sem Batente


Código	Descrição
CR00.1295	Lâmina de 76 mm

Espéculo Endoaural de Lempert



Código	Descrição
CR00.1314	113 mm de comprimento


Espéculo Nasal de Pilcher



Código	Descrição
CR00.1315	152mm

Espéculo Nasal de Cottle

127mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1316	Lâmina de 20 mm
CR00.1317	Lâmina de 32 mm
CR00.1318	Lâmina de 41 mm
CR00.1319	Lâmina de 60 mm



Pinças Auriculares Beale

Micro, acabamento preto, mandíbulas planas triangulares, serrilhadas



Código	Descrição
CR00.1320	70 mm até ao ombro

Pinça Auricular de Hough

Micro, mandíbulas ovais extra finas tipo copo, acabamento preto



Código	Descrição
CR00.1321	70 mm até ao ombro

Pinças Auriculares Cawthorne

Micro, acabamento preto, extra finas, 70 mm até ao ombro



Código	Descrição
CR00.1322	Mandíbulas lisas
CR00.1323	Mandíbulas serrilhadas

Pinça Auricular de Ormerod

Micro, extra fina, acabamento preto, 70 mm até ao ombro



Código	Descrição
CR00.1324	Serrilhada, angulada para cima
CR00.1325	Mandíbula tipo copo de 1 mm
CR00.1326	Mandíbula tipo copo alongada, 0,5 x 4 mm

Pinças Auriculares Hartmann

Micro, acabamento preto, 75 mm até ao ombro



Código	Descrição
CR00.1327	Mandíbulas serrilhadas
CR00.1328	Mandíbulas tipo tenáculo
CR00.1329	Mandíbulas em forma de taça
CR00.1330	Curva à esquerda, serrilhada
CR00.1331	Curva à direita, serrilhada
CR00.1332	Angulada para cima, serrilhada
CR00.1333	Mandíbulas serrilhadas, acabamento acetinado
CR00.1334	Pré-esterilizadas - apenas para utilização única

Pinça Auricular de Shea


Mandíbula tipo copo alongada, 0,5 x 4 mm, 70 mm até ao ombro



Código	Descrição
CR00.1335	Standard
CR00.1336	Curvada para a esquerda
CR00.1337	Curvada para a direita
CR00.1338	Curvada para cima

Pinças Auriculares Hartmann


Acabamento acetinado padrão,
75 mm até ao ombro



Código	Descrição
CR00.1339	Mandíbulas serrilhadas
CR00.1340	Mandíbulas tipo tenáculo
CR00.1341	Mandíbulas em forma de taça
CR00.1342	Ação de punção Grunwald

Pinças Auriculares Heath


Leves, com discos de elevação e mandíbulas serrilhadas



Código	Descrição
CR00.1343	83 mm até ao ombro

Pinças Auriculares Henckel


Lâminas tipo colher fenestradas finas



Código	Descrição
CR00.1344	75 mm até ao ombro

Pinças de Corte Struycken


75 mm até ao ombro



Código	Descrição
CR00.1345	Mandíbula inferior fenestrada

Pinça de Artéria Amigdalina Birkett


Fina, 178 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1346	RETO
CR00.1347	Curvo


Pinça de Artéria Amigdalina Negus

180 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1348	Curva grande
CR00.1349	Curva pequena


Pinça de Artéria Amigdalina Denis Browne



Código	Descrição
CR00.1350	216 mm de comprimento

Pinça de Artéria Amigdalina Negus


180 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1351	Curva grande
CR00.1352	Curva pequena

Pinça de Artéria Fickling


190 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1353	1-2 dente
CR00.1354	Serrilhada

Pinça de Artéria Amigdalina Scott


Curvada lateralmente, com articulação de parafuso



Código	Descrição
CR00.1355	178 mm de comprimento

Pinça de Apreensão de Amígdalas Denis Browne


Hastes anguladas, sem cremalheira



Código	Descrição
CR00.1356	200 mm de comprimento

Pinça para Septo Nasal Jansen-Middleton


Ação composta, 178 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1357	Mandíbulas de 5 mm


Pinça para Cornetos Nasais Irwin Moore

191 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1358	Mandíbulas de 5 mm


Pinça para Septo Walsham



Código	Descrição
CR00.1365	Reta, 215 mm de comprimento
CR00.1366	Direita, 215 mm de comprimento
CR00.1367	Esquerda, 215 mm de comprimento

Conchótomos Hartmann

Corte circular, 102 mm até ao ombro




Em forma de coração,
178 mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.1359	Pequena, Ø 6 mm
CR00.1360	Média, Ø 7,5 mm
CR00.1361	Grande, Ø 9,0 mm

Oval, 191 mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.1362	Pequena, Ø 6 mm
CR00.1363	Média, Ø 7,5 mm
CR00.1364	Grande, Ø 9,0 mm



Código	Descrição
CR00.1368	5mm ø
CR00.1369	7mm ø
CR00.1370	9mm ø
CR00.1371	11mm ø

Pinça de Penso Hartmann

Mandíbulas serrilhadas, articulação por parafuso



Código	Descrição
CR00.1372	108 mm até ao ombro

Pinça de Penso Wilde


Mandíbulas angulares serrilhadas



Código	Descrição
CR00.1373	102 mm até ao ombro

Pinça de Penso Tilley


Reta, pontas finas serrilhadas



Código	Descrição
CR00.1374	2 mm de largura, 76 mm até ao ombro


Pinça para Tiroide Irwin Moore

Mandíbulas finas, anguladas lateralmente



Código	Descrição
CR00.1375	165 mm de comprimento


Dilatador Traqueal de Trousseau



Código	Descrição
CR00.1376	Adulto, 140 mm de comprimento
CR00.1377	Criança, 125 mm de comprimento

Pinça de Mordedura Óssea Wilson


Fina, curva, acabamento acetinado,
152 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1378	Corte inferior - maxilas de 3 mm
CR00.1379	Corte superior - maxilas de 3 mm


Pinça de Mordedura Cawthorne

Maxilas estreitas de 3 mm, cabo largo



Código	Descrição
CR00.1380	159 mm de comprimento


Pinça Esmagadora de Colar



Código	Descrição
CR00.1381	140 mm de comprimento


Pinça de Mordedura Lempert

152 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.1382	Reta, maxilas de 2,5 mm
CR00.1383	Angulada, maxilas de 3,0 mm

Afastador Bucal Doyen




Código	Descrição
CR00.1384	Adulto
CR00.1385	Infantil

Afastador Bucal Fergusson Ackland



Código	Descrição
CR00.1386	Adulto, 210 mm
CR00.1387	Infantil, 155 mm


Afastador Bucal Mason



Código	Descrição
CR00.1388	Adulto, 210 mm


Afastador Bucal Boyle-Davis

Apenas a armação



Código	Descrição
CR00.1389	Adulto
CR00.1390	Infantil

Bípode Draffin



Adulto

Código	Descrição
CR00.1393	Adulto, 4 furos x 480 mm de comprimento, extremidade em meia-lua, para utilização com campo cirúrgico
CR00.1394	Adulto, 4 furos x 425 mm de comprimento, extremidades redondas, para utilização com placa Magauran
CR00.1395	Adulto, 4 furos x 480 mm de comprimento, extremidades redondas, para utilização com placa Magauran

Infantil


Código	Descrição
CR00.1396	Infantil, 3 furos x 425 mm de comprimento, extremidade em meia-lua, para utilização com campo cirúrgico
CR00.1397	Infantil, 3 furos x 425 mm de comprimento, extremidades redondas, para utilização com placa Magauran
CR00.1398	Infantil, 4 furos x 425 mm de comprimento, extremidades redondas, para utilização com placa Magauran, padrão Hospital Infantil Alder Hey
CR00.1399	Infantil, 3 furos x 425 mm de comprimento, extremidades redondas, para utilização com placa Magauran
CR00.1400	Infantil, 4 furos x 425 mm de comprimento, extremidades redondas, para utilização com placa Magauran, padrão Hospital Infantil Alder Hey
CR00.1401	Placa Magauran, 480 mm - para utilização com bipodes Draffin

Placa Magauran

Código	Descrição
CR00.1402	480 mm - para utilização com bipodes Draffin


Afastador Bucal Kilner Dott

Apenas a armação



Código	Descrição
CR00.1391	Adulto
CR00.1392	Conjunto, incluindo armação e lâminas pequena, média e grande

Placa Lingual Doughty



Lisa

Código	Descrição
CR00.1403	65 mm - ranhura de 1,6 mm-1,9 mm
CR00.1404	75 mm - ranhura de 1,6 mm-1,9 mm
CR00.1405	90 mm - ranhura de 4 mm-4,5 mm
CR00.1406	100 mm - ranhura de 4 mm-4,5 mm
CR00.1407	115 mm - ranhura de 4 mm-4,5 mm

Com ranhura

Código	Descrição
CR00.1408	65 mm - ranhura de 1,6 mm-1,9 mm
CR00.1409	75 mm - ranhura de 1,6 mm-1,9 mm
CR00.1410	90 mm - ranhura de 4 mm-4,5 mm
CR00.1411	100 mm - ranhura de 4 mm-4,5 mm
CR00.1412	115 mm - ranhura de 4 mm-4,5 mm


Abaixador de Língua

Aço inoxidável plano




Código	Descrição
CR00.1418	184 mm de comprimento

Abaixador de Língua Lack



Placa Lingual Kilner Dott


Com sulco para tubo endotraqueal



Código	Descrição
CR00.1422	Pequena
CR00.1423	Média
CR00.1424	Grande
CR00.1425	Extra pequena

Código	Descrição
CR00.1419	Infantil, 13 mm de largura
CR00.1420	Adolescente, 19 mm de largura
CR00.1421	Adulto, 22 mm de largura

Pinça Cortante Nasal



Myles

Corte passante, 120 mm até o ombro


Código	Descrição
CR00.1426	Mandíbula de 12,5 x 3,5 mm



Pinça Cortante Nasal Gruenwald-Henke


Corte passante, 120 mm até o ombro

Código	Descrição
CR00.1427	Mandíbula de 7 x 2 mm
CR00.1428	Mandíbula de 9 x 2,5 mm




Através de corte, 120 mm até o ombro

Código	Descrição
CR00.1429	Mandíbula de 11 x 1 mm



Pinça Saca-Bocado Nasal Grunwald


108 mm até o ombro



Código	Descrição
CR00.1430	Mandíbula fenestrada de 3,5 mm
CR00.1431	Mandíbula inferior fenestrada, estreita, de 2,5 mm
CR00.1432	Mandíbula inferior fenestrada e afilada, de 2-3 mm

Pinça Saca-Bocados para Antro Seymour Jones


159 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1433	Mordente de 4 mm

Saca-Bocados Reverso


180 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1434	Mordente de 7 x 3 mm

Saca-Bocados Reverso


200 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1435	Mordente de 7 x 2 mm

Pinça de Antróstomo Stammberger Rhinoforcep


7 mm × 3 mm, 130 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1436	Corte posterior esquerdo
CR00.1437	Corte posterior direito

Pinça Etmoidal Tilley Henckel


Haste graduada, 114 mm até o ombro



Código	Descrição
CR00.1438	4.5mm
CR00.1439	5.5mm
CR00.1440	6.5mm
CR00.1441	8mm

Pinça de Antróstomo Ostrom


Pinça, 178 mm até o ombro



Código	Descrição
CR00.1442	Mandíbula de 3 mm

Pinça Stammberger Modificada Mackay

200 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1443	Mandíbula de 7 × 2 mm

Pinça para Biópsia Paterson

Copo alongado, mandíbula de 3 mm





Código	Descrição
CR00.1444	305 mm de comprimento
CR00.1445	355 mm de comprimento
CR00.1446	406 mm de comprimento
CR00.1447	508 mm de comprimento

Pinça Endoscópica Chevalier Jackson

Com ação tipo crocodilo e mandíbula serrilhada


Código	Descrição
CR00.1448	Comprimento útil da haste: 300 mm
CR00.1449	Comprimento útil da haste: 400 mm
CR00.1450	Comprimento útil da haste: 500 mm
CR00.1451	Comprimento útil da haste: 600 mm



Pinça Endoscópica Chevalier Jackson para Nódulos Vocais

Com ação tipo crocodilo e mandíbula em concha curva

Código	Descrição
CR00.1452	Comprimento útil da haste: 300 mm
CR00.1453	Comprimento útil da haste: 400 mm
CR00.1454	Comprimento útil da haste: 500 mm
CR00.1455	Comprimento útil da haste: 600 mm



Pinça Endoscópica Chevalier Jackson para Nódulos Vocais

Com ação tipo crocodilo e mandíbula reta



Código	Descrição
CR00.1456	Comprimento útil da haste: 300 mm
CR00.1457	Comprimento útil da haste: 400 mm
CR00.1458	Comprimento útil da haste: 500 mm
CR00.1459	Comprimento útil da haste: 600 mm



Saca-bocado Etmoidal St. Bartholomew


Lâminas tipo colher, mordida de 3 mm, 114 mm até o ombro

Código	Descrição
CR00.1460	Reto
CR00.1461	Corte para cima
CR00.1462	Corte para baixo



Punção Kerrison Ferris Smith


Modelo reforçado, mordida de 5 mm,
229 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1463	Corte para cima
CR00.1464	Corte para baixo

Punção Antral Citelli


76 mm até o ombro



Código	Descrição
CR00.1465	Mandíbula de 3 mm
CR00.1466	Mandíbula de 5 mm

Punção Antral Hajek

197 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1467	Mandíbula de 5 mm

Punção Esfenoidal Hajek

146 mm até o ombro



Corte para cima


Código	Descrição
CR00.1468	Mordida de 4 mm
CR00.1469	Mordida de 5 mm

Corte para baixo

Código	Descrição
CR00.1470	Mordida de 4 mm
CR00.1471	Mordida de 5 mm

Rongeur Beck


Reto, para disco intervertebral



Código	Descrição
CR00.1472	Mordida de 2 mm, haste de 130 mm

Rongeur Pennybacker

Haste de 120 mm



Código	Descrição
CR00.1473	Mordida de 3 mm
CR00.1474	Mordida de 4 mm

Rongeur Cushing

Haste de 130 mm




Código	Descrição
CR00.1475	Mordida de 2 mm
CR00.1476	Mordida de 3 mm
CR00.1477	Mordida de 4 mm
CR00.1478	Mordida de 5 mm
CR00.1479	Mordida de 6 mm



Rongeur St. Bart's



Haste de 114 mm



Código	Descrição
CR00.1480	Mordida de 3 mm

Rongeur Cushing

Haste de 130 mm



Corte superior a 150°


Código	Descrição
CR00.1481	Mordida de 2 mm
CR00.1482	Mordida de 3 mm
CR00.1483	Mordida de 4 mm
CR00.1484	Mordida de 5 mm

Corte inferior a 150°

Código	Descrição
CR00.1485	Mordida de 2 mm
CR00.1486	Mordida de 3 mm
CR00.1487	Mordida de 4 mm
CR00.1488	Mordida de 5 mm

Rongeur St. Bart's


140°, 3 mm, haste de 114 mm



Código	Descrição
CR00.1489	Corte superior
CR00.1490	Corte inferior

Rongeur Mackay


140°, reto, haste de 114 mm



Código	Descrição
CR00.1491	5.5mm

Rongeur Weil-Blakesley

Haste de 110 mm



Corte para cima a 140°


Código	Descrição
CR00.1492	Mordida de 3.6 mm
CR00.1493	Mordida de 4.2 mm
CR00.1494	Mordida de 4.8 mm

Corte para baixo a 140°

Código	Descrição
CR00.1495	Mordida de 3.6 mm
CR00.1496	Mordida de 4.2 mm
CR00.1497	Mordida de 4.8 mm

Rongeur Mackay


Com tubo de sucção



Código	Descrição
CR00.1498	Mordida de 3,5 mm, haste de 114 mm

Rongeur Weil-Blakesley


Haste de 120 mm



Código	Descrição
CR00.1499	Mordida de 3.0 mm
CR00.1500	Mordida de 3.6 mm
CR00.1501	Mordida de 4.2 mm
CR00.1502	Mordida de 4.8 mm
CR00.1503	Mordida de 5.8mm
CR00.1504	Mordida de 6.6 mm

Rongeur Mackay

Com tubo de sucção, corte para cima a 140°



Código	Descrição
CR00.1505	Mordida de 3,5 mm, haste de 114 mm

Tesoura de Turbinectomia Beckmann


Curvo



Código	Descrição
CR00.1506	165 mm de comprimento


Tesoura Fomon

Reta, lâminas serrilhadas, cabos angulados



Código	Descrição
CR00.1507	145 mm de comprimento


Tesoura para Amígdalas Scott Stevenson



Código	Descrição
CR00.1508	216 mm de comprimento

Tesoura Cottle


Lâminas retas, cabos angulados, romba/romba



Código	Descrição
CR00.1509	165 mm de comprimento

Tesoura para Amígdalas Wood

Bordas externas afiadas



Código	Descrição
CR00.1510	178 mm de comprimento

Tesoura Bulldog Cottle


Romba/romba, 115 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1511	150 mm de comprimento

Tesoura para Amígdalas Wheeler


Lâminas em formato triangular, hastes serrilhadas



Código	Descrição
CR00.1512	184 mm de comprimento


Tesoura Joseph

Afiada/afiada, 150 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.1513	reto
CR00.1514	Curvo

Tesoura para Amígdalas Tilley




Código	Descrição
CR00.1515	190 mm de comprimento

Tesoura Heymann para Turbinectomia




Código	Descrição
CR00.1516	197 mm de comprimento

Tesoura para Amígdalas Wilson



Código	Descrição
CR00.1517	203 mm de comprimento


Tesoura para Tireoide



Código	Descrição
CR00.1521	152 mm de comprimento

Tesoura Knapp

Levemente curva, pontas rombas,
114 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1523	Acabamento acetinado

Tesoura Cawthorne

Micro, extra fina, 70 mm até o ombro



Código	Descrição
CR00.1518	Esquerda
CR00.1519	Direita
CR00.1520	reto

Tesoura Auricular Ormorod


Micro, extra fina, curva para cima



Código	Descrição
CR00.1522	70 mm até o ombro

Tesoura Auricular Portmann


Micro, acabamento acetinado, 70 mm até o ombro



Código	Descrição
CR00.1524	Curva para a direita
CR00.1525	Curva para a esquerda

Faca para Cartilagem Nasal Ballenger

Lâmina giratória



Reta, 203 mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.1526	6 mm de largura
CR00.1527	8mm de largura

Angulada, 197 mm de comprimento

Código	Descrição
CR00.1528	6 mm de largura

Faca Falciforme



Código	Descrição
CR00.1529	188 mm de comprimento
CR00.1530	160 mm de comprimento

Goiva Jenkins

140 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1531	1mm
CR00.1532	2mm
CR00.1533	3mm
CR00.1534	4mm
CR00.1535	5mm
CR00.1536	6mm
CR00.1537	7mm

Código	Descrição
CR00.1538	8mm
CR00.1539	9mm
CR00.1540	10mm
CR00.1541	11mm
CR00.1542	12mm
CR00.1543	13mm
CR00.1544	14mm

Goiva Nasal Killian

127 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1545	4mm

Goiva Nasal Guy's Hospital

Sulco raso e parte posterior achatada, 127 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1546	4mm

Goiva Nasal Tilley

Em formato de V, 127 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1547	4mm

Elevador Cottle

Dupla extremidade, acabamento em cromo preto, 200 mm de comprimento



Código
CR00.1548

Elevador Hill

Dupla extremidade, curvado para o lado, extremidade tipo rugina,



Código	Descrição
CR00.1549	5 mm de largura, 222 mm de comprimento

Elevador para Aticotomia Tumarkin


Dupla extremidade,



Código	Descrição
CR00.1550	191 mm de comprimento

Cureta Auricular Buck


Angulada, romba, 146 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1551	2mm
CR00.1552	2.5mm
CR00.1553	3mm
CR00.1554	3.5mm
CR00.1555	4mm

Cureta Nasal


Reta, 185 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1556	5 x 2mm

Cureta Adenoide Beckmann


216 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1557	Lâmina de 8 mm
CR00.1558	Lâmina de 10 mm
CR00.1559	Lâmina de 12 mm
CR00.1560	Lâmina de 14 mm
CR00.1561	Lâmina de 16 mm
CR00.1562	Lâmina de 18 mm

Miringótomo Agnew (Poltzer)

190 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1563	Comprimento da haste: 100 mm

Miringótomo Trautmann


178 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1564	Corte para cima
CR00.1565	Corte para baixo

Cureta Adenoide St. Clair Thomson


Com cesta, 235 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1566	8mm
CR00.1567	10mm
CR00.1568	12mm
CR00.1569	14mm
CR00.1570	16mm
CR00.1571	18mm

Instrumentos Freer

Uma extremidade, 190 mm de comprimento



Faca

Código	Descrição
CR00.1572	Curvada para o lado
CR00.1573	Borda arredondada, lâmina de 8 mm
CR00.1574	Lâmina plana arredondada
CR00.1575	Lâmina arredondada, curvada na face plana

Elevador

Código	Descrição
CR00.1576	Borda romba
CR00.1577	Borda afiada

Cinzel

Código
CR00.1578

Dissector St. Clair Thompson

159mm



Código	Descrição
CR00.1583	Pontiagudo
CR00.1584	Rombo

Dissector Aspirador Negus


Com oliva de 6 mm, 210 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1585	-
CR00.1586	Isolado

Separador e Elevador Freer

Dupla extremidade



Código	Descrição
CR00.1579	Romba/afiada, 180 mm de comprimento
CR00.1580	Afiada, faca curvada para o lado, 180 mm de comprimento
CR00.1581	Romba/afiada, 200 mm de comprimento
CR00.1582	Romba/afiada, 188 mm de comprimento

Dissector de Amígdalas Syme

Dupla extremidade, uma ponta romba e outra semipontiaguda



Código	Descrição
CR00.1587	170 mm de comprimento

Dissector de Amígdalas Gwynne-Evans


Dupla extremidade, com uma ponta serrilhada e outra romba 197 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1588	6 mm de largura
CR00.1589	8 mm de largura

Cateteres de Eustáquio Woakes

Prata, Luer, 140 mm




Código	Descrição
CR00.1590	7 F.G.
CR00.1591	8 F.G.
CR00.1592	9 F.G.

Código	Descrição
CR00.1593	10 F.G.
CR00.1594	11 F.G.

Cateteres de Eustáquio Kramer

Prata, Luer, 140 mm




Código	Descrição
CR00.1595	7 F.G.
CR00.1596	8 F.G.
CR00.1597	9 F.G.

Código	Descrição
CR00.1598	10 F.G.
CR00.1599	11 F.G.

Cateteres de Eustáquio Kramer


171 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1600	16 F.G.
CR00.1601	19 F.G.

Brocas para Antro Tilley


171 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1602	6mm ø
CR00.1603	7mm ø
CR00.1604	8mm ø

Espelho Laríngeo

Apenas o espelho, 130 mm de comprimento




Código	Descrição
CR00.1605	6mm ø
CR00.1606	8mm ø
CR00.1607	10mm ø
CR00.1608	12mm ø
CR00.1609	14mm ø
CR00.1610	16mm ø
CR00.1611	18mm ø

Código	Descrição
CR00.1612	20mm ø
CR00.1613	22mm ø
CR00.1614	24mm ø
CR00.1615	26mm ø
CR00.1616	28mm ø
CR00.1617	30mm ø

Espelho Laríngeo

Completo com cabo metálico, 260 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1618	6mm ø
CR00.1619	8mm ø
CR00.1620	10mm ø
CR00.1621	12mm ø
CR00.1622	14mm ø
CR00.1623	16mm ø
CR00.1624	18mm ø

Código	Descrição
CR00.1625	20mm ø
CR00.1626	22mm ø
CR00.1627	24mm ø
CR00.1628	26mm ø
CR00.1629	28mm ø
CR00.1630	30mm ø

Aparador Mitchell



Código	Descrição
CR00.1631	165mm

Explorador de Lake

Dupla extremidade, para vestibulo



Código	Descrição
CR00.1632	184 mm de comprimento


Empurrador Negus

“Atador de nós”, cabo metálico




Código	Descrição
CR00.1637	203 mm de comprimento

Rugina de Lempert



Código	Descrição
CR00.1633	Estreita, 156 mm de comprimento
CR00.1634	Larga, 171 mm de comprimento

Insuflador Stanford Cade



Código	Descrição
CR00.1638	175 mm de comprimento

Agulha para Amígdalas Irwin-Moore


203 mm de comprimento



Código	Descrição
CR00.1635	Curvada para a direita
CR00.1636	Curvada para a esquerda

Adaptador para Tubo


Para uso com cateteres, conexão Luer



Código	Descrição
CR00.1639	25mm



CIRUROMA



Informações de Contato

☎ +5511 2729-6657

☎ +55 11-971935891

✉ info@ciruroma.com

🌐 www.ciruroma.com

📍 Rua voluntarios da patria N° 4641 - santana CEP: 02401-400

