



CIRUROMA



Escaneie o código
QR para baixar o
catálogo!



 www.ciruruoma.com

Instrumentos cirúrgicos

Bisturi.....	3-17
Tesouras	18-113
Pinças Cirúrgicas	114-176
Curativos Cirúrgicos	177-215
Pinças Porta-Gazes	216-227
Retratores	228-264
Laparoscopia STEL TEC	265-273
Microcirurgia	274-320
Diagnóstico Geral e Médico	321-326
Ortopedia e Coluna	327-361
Neurocirurgia	362-375
Cirurgia Cardiovascular	376-388
Sondas e Dilatadores	389-392
Lipoaspiração e Tubos de Sucção	393-412
Diagnóstico Geral e Médico	413-419
Instrumental Oco	420-444
Cuidados e Armazenamento STEL TEC	445-450
Endoscópios STEL TEC	451-458





CIRUROMA

Bisturi





15 cm
CR00.2973



Fig. 1
CR00.2974
30 mm



Fig. 2
CR00.2975
36 mm




Fig. 3
CR00.2976
40 mm



Fig. 4
CR00.2977
45 mm



Fig. 5
CR00.2978
50 mm



Collin
CR00.2979



Fig. 1
CR00.2980



Fig. 2
CR00.2981



Fig. 3
CR00.2982



Fig. 4
CR00.29983



Fig. 5
CR00.2984



Fig. 6
CR00.2985



Dieffenbach
CR00.2986



Fig. 1
CR00.2987



Fig. 2
CR00.2988



Fig. 3
CR00.2989



Fig. 4
CR00.2990



Fig. 5
CR00.2991



Fig. 6
CR00.2992



Fig. 7
CR00.2993




Fig. 8
CR00.2994



Fig. 9
CR00.2995



Fig. 10
CR00.2996



1/1
Dieffenbach
CR00.2997



1/1
Fig. 1
CR00.2998



Fig. 2
CR00.2999



Fig. 3
CR00.3000



Fig. 4
CR00.3001



Fig. 5
CR00.3002



1/1
Fig. 6
CR00.3003



Fig. 7
CR00.3004



Fig. 8
CR00.3005





Fig. 9
CR00.3006




Fig. 10
CR00.3007




Fig. 11
CR00.3008







1/1
padrão
CR00.3011
12 cm
No. 3




1/1
CR00.3012
12 cm
No. 3



1/1
CR00.3013
12 cm
No. 3



1/1
CR00.3014
21.5 cm
No. 3L




1/1
CR00.3015
21 cm
No. 3L




1/1

padrão
CR00.3016
12 cm
No. 4



1/1

CR00.3017
21.5 cm
No. 4L



1/1

CR00.3018
21 cm
No. 4L



1/1


CR00.3019
16 cm




CR00.3020
16 cm
No. 7




CR00.3021
12.5 cm
No. 7K



Collin
CR00.3022
13.5 cm
No. 8



Collin
CR00.3023
14.5 cm
No. 9



CR00.3024
15.5 cm
No. 3




CR00.3025
14.5 cm
No. 3




CR00.3026
14 cm
No. 3




CR00.3027
12.5 cm
No. 3




CR00.3028
13.5 cm
No. 4



1/2



1/2




1/2




1/2

Lengths of blades
Schnittlängen
longueurs des lames

cm	Collin	Catlin	Liston	Langenbeck
12				CR00.3029
13	CR00.3030			
15				
16	CR00.3031	CR00.3032		
17			CR00.3033	
19	CR00.3034	CR00.3035		
20			CR00.3036	
22	CR00.3037	CR00.3038	CR00.3039	
28	CR00.3040			



CR00.3041
7.5 cm




CR00.3042
8 cm




Thiersch
CR00.3043
20 cm




Rehn
CR00.3044
25 cm




1/1
Troutman - Chris
CR00.3045
Ø 5.5 mm
10 cm




1/1
Troutman - Chris
CR00.3046
Ø 5.5 mm
10 cm



1/1
CR00.3047
11 cm






1/1
Castroviejo
CR00.3048
Ø 8 mm
13 cm




CR00.3049 Somente Lâmina

CR00.3050 Somente Armação

1/2
Humby
CR00.3051
36.5 cm
Com Lâmina





1/1
Olivecrona
CR00.3059
20.5 cm



1/1
Olivecrona
CR00.3060
23 cm



1/1
Abraham
CR00.3061
21.5 cm




1/1
Brunings
CR00.3062
21.5 cm



1/1
Tonnis
CR00.3063
13 cm



1/1
Tonnis
CR00.3064
19 cm






CIRUROMA


Tesouras





padrão

CR00.3072	10.5 cm
CR00.3073	11.5 cm
CR00.3074	13.0 cm
CR00.3075	14.5 cm
CR00.3076	15.5 cm
CR00.3077	16.5 cm
CR00.3078	18.5 cm
CR00.3079	20.0 cm




1/1

CR00.3069
11.5 cm

CR00.3070
13 cm

CR00.3071
14.5 cm




1/1

CR00.3080
16.5 cm


CR00.3081
18.5 cm

CR00.3082
20 cm



padrão


CR00.3086 10.5 cm
CR00.3087 11.5 cm
CR00.3088 13.0 cm
CR00.3089 14.5 cm
CR00.3090 15.5 cm
CR00.3091 16.5 cm
CR00.3092 18.5 cm
CR00.3093 20.0 cm



CR00.3083
11.5 cm

CR00.3084
13 cm


CR00.3085
14.5 cm



CR00.3094
16.5 cm



CR00.3095
18.5 cm


CR00.3096
20 cm



padrão


CR00.3100	10.5 cm
CR00.3101	11.5 cm
CR00.3102	13.0 cm
CR00.3103	14.5 cm
CR00.3104	15.5 cm
CR00.3105	16.5 cm
CR00.3106	18.5 cm
CR00.3107	20.0 cm





padrão


CR00.3114 10.5 cm
CR00.3115 11.5 cm
CR00.3116 13.0 cm
CR00.3117 14.5 cm
CR00.3118 15.5 cm
CR00.3119 16.5 cm
CR00.3120 18.5 cm
CR00.3121 20.0 cm



CR00.3111
11.5 cm

CR00.3112
13 cm


CR00.3113
14.5 cm



CR00.3122
16.5 cm


CR00.3123
18.5 cm


CR00.3124
20 cm



padrão


CR00.3125	10.5 cm
CR00.3126	11.5 cm
CR00.3127	13.0 cm
CR00.3128	14.5 cm
CR00.3129	15.5 cm
CR00.3130	16.5 cm
CR00.3131	18.5 cm
CR00.3132	20.0 cm







padrão

CR00.3137 10.5 cm
CR00.3138 11.5 cm
CR00.3139 13.0 cm
CR00.3140 14.5 cm
CR00.3141 15.5 cm
CR00.3142 16.5 cm
CR00.3143 18.5 cm
CR00.3144 20.0 cm






Grazil




1/1

CR00.3149
14.5 cm



1/1

CR00.3150
14.5 cm




1/1

CR00.3151
14.5 cm




Grazil
CR00.3152




1/1

CR00.3153
14.5 cm




1/1

CR00.3154
14.5 cm




1/1


CR00.3155
14.5 cm




CR00.3156 13.0 cm
CR00.3157 14.5 cm




CR00.3158
15.5 cm




Richter
CR00.3159
14.5 cm



Fergusson
CR00.3160 14.0 cm
CR00.3161 16.5 cm
CR00.3162 18.0 cm




Deaver
CR00.3163 13 cm
CR00.3164 14 cm




Deaver
CR00.3165 13 cm
CR00.3166 14 cm



misturador
CR00.3167
15.5 cm




misturador
CR00.3168
15.5 cm




maionese

CR00.3177	14.5 cm
CR00.3178	15.0 cm
CR00.3179	17.0 cm
CR00.3180	23.0 cm
CR00.3181	28.0 cm
CR00.3182	14.5 cm
CR00.3183	15.0 cm
CR00.3184	17.0 cm
CR00.3185	23.0 cm
CR00.3186	28.0 cm



Harrington


CR00.3187	22.5 cm
CR00.3188	30.0 cm
CR00.3189	22.5 cm
CR00.3190	30.0 cm





CR00.3191
22.5 cm


CR00.3192
22.5 cm

CR00.3193
30 cm




Stille






Kelly




CR00.3202
16 cm

CR00.3203
18 cm



CR00.3204
16 cm

CR00.3205
18 cm




Metzenbaum



CR00.3206
11.5 cm




CR00.3207





CR00.3208







Metzenbaum - Nelson
CR00.3219



Metzenbaum - Nelson
CR00.3226





Metzenbaum


CR00.3233
14.5 cm



CR00.3234




CR00.3235




Nerv - Präparierschere


CR00.3236
15 cm



CR00.3237




CR00.3238




Gorney

CR00.3239 12.5 cm
CR00.3240 19.5 cm
CR00.3241 12.5 cm
CR00.3242 19.5 cm







CR00.3243
12.5 cm










CR00.3244
19.5 cm



CR00.3245
19.5 cm









CR00.3262 18 cm
CR00.3263 20 cm
CR00.3264 23 cm

CR00.3265




Metzenbaum

CR00.3266 18 cm
CR00.3267 20 cm
CR00.3268 23 cm
CR00.3269 25 cm
CR00.3270 28 cm
CR00.3271 30 cm




Metzenbaum

CR00.3272 18 cm
CR00.3273 20 cm
CR00.3274 23 cm
CR00.3275 25 cm
CR00.3276 28 cm
CR00.3277 30 cm




Metzenbaum




CR00.3278 18 cm
CR00.3279 20 cm
CR00.3280 23 cm
CR00.3281 25 cm
CR00.3282 28 cm
CR00.3283 30 cm




Metzenbaum

CR00.3284 18 cm
CR00.3285 20 cm
CR00.3286 23 cm
CR00.3287 25 cm
CR00.3288 28 cm
CR00.3289 30 cm








Mayo Nobre

CR00.3307 15 cm

CR00.3308 17 cm


CR00.3309 15 cm

CR00.3310 17 cm




1/1

CR00.3311



CR00.3312




Sims
CR00.3313 20 cm
CR00.3314 23 cm



CR00.3315



CR00.3316




Sims
CR00.3317 20 cm
CR00.3318 23 cm




CR00.3319




CR00.3320





Satinsky
CR00.3327
24.5 cm



Dietrich
CR00.3328



CR00.3329
18 cm



CR00.3330
18 cm



CR00.3331
17.5 cm




CR00.3332
17 cm









CR00.3333
17 cm




CR00.3335




Dietrich
CR00.3334
17 cm




Potts - Smith
CR00.3336
19 cm




De Bakey




Olivecrona
CR00.3352
23 cm



Strully
CR00.3353
22 cm



Schmieden - Taylor
CR00.3354
17 cm




Toennis - Adson
CR00.3355
17.5 cm

Tesoura Coronária




CR00.3356
11.5 cm




CR00.3357
14.5 cm




CR00.3358
14.5 cm




Potts - Smith
CR00.3359
19.5 cm




Dandy
CR00.3360
17 cm




Favaloro
CR00.3361
15 cm




De Bakey
CR00.3362
15.5 cm




De Bakey
CR00.3363
15.5 cm




Potts - De Martel
CR00.3364
21 cm




Mills
CR00.3365
21 cm




Toennis
CR00.3366
18 cm





Toennis
CR00.3367
18 cm




Klinkenbergh - Loth
CR00.3368
23 cm





Lincoln
CR00.3369
17 cm



Fulton
CR00.3372
17 cm




Church
CR00.3373




Classon
CR00.3376
17 cm







Dean
CR00.3378
17 cm




CR00.3379




CR00.3380




CR00.3381
19 cm




CR00.3382




Fomon
CR00.3383
15 cm




Cottle
CR00.3384
16 cm




Heymann - Knight
CR00.3385
18 cm



principe
CR00.3386
17.5 cm



CR00.3387




Bottcher
CR00.3388
18 cm

1/1


CR00.3389




Schweckendick
CR00.3390
19 cm



Schoemaker
CR00.3391
15 cm



Caplan
CR00.3392 22 cm
CR00.3393 22 cm




Halle
CR00.3394
19 cm




Heymann
CR00.3395
19 cm




Knight
CR00.3396
18 cm




Waldmann
CR00.3397
18 cm




Waldmann
CR00.3398
20 cm






Mod. USA
CR00.3402 10.5 cm
CR00.3403 12.0 cm




Marbach
CR00.3404
 15.5 cm




Schumacher
CR00.3405
 15.5 cm




Busch
CR00.3406 13 cm
CR00.3407 16 cm





Goldman - Fox
CR00.3408
13 cm




Goldman - Fox
CR00.3409
13 cm




Goldman - Fox (Special)
CR00.3410
13 cm




CR00.3411
11.5 cm




CR00.3412
16 cm




Locklin
CR00.3413
16.5 cm



Locklin
CR00.3414
16.5 cm



Quinby
CR00.3415
12 cm




Quinby
CR00.3416
12 cm



CR00.3417
11 cm




CR00.3418
11 cm




Sullivan
CR00.3419
14.5 cm




Sullivan
CR00.3420
14.5 cm




Neumann
CR00.3421
12.5 cm



1/1



Wagner
CR00.3422
12 cm



CR00.3423



CR00.3424



CR00.3425



CR00.3426



CR00.3427







CR00.3428




CR00.3429
11 cm




CR00.3430
11 cm







Brophy (Sullivan)
CR00.3444
14.5 cm




Brophy (Sullivan)
CR00.3445
14.5 cm




CR00.3446
13 cm




CR00.3447 10.5 cm
CR00.3448 11.5 cm




CR00.3449 10.5 cm
CR00.3450 11.5 cm




CR00.3451
11.5 cm



Bonn
CR00.3452
9 cm




CR00.3453




Bonn
CR00.3454
9 cm




CR00.3455




Iris



CR00.3456 CR00.3457 9.0 cm
CR00.3458 CR00.3459 10.5 cm
CR00.3460 CR00.3461 11.5 cm



CR00.3462
11.5 cm




CR00.3463
11.5 cm




CR00.3464
12 cm




CR00.3465




CR00.3466



Stevens
CR00.3467
11 cm




CR00.3468
sharp




CR00.3469
sharp




CR00.3470
blunt




CR00.3471
blunt




CR00.3473




CR00.3474




Strabismus
CR00.3472
11.5 cm




Enucleation
CR00.3475
11.5 cm




O'Brien
CR00.3476
9 cm




Walton
CR00.3477
10 cm




Landolt
CR00.3478
12.5 cm




Landolt
CR00.3479
12.5 cm



Landolt
CR00.3480
12.5 cm




Landolt
CR00.3481
12.5 cm



CR00.3483



CR00.3484





CR00.3482
11.5 cm




CR00.3485




CR00.3486







CR00.3493
10 cm




CR00.3494
10 cm




CR00.3495
10 cm




CR00.3496
9.5 cm



CR00.3497
9.5 cm



CR00.3498
9.5 cm



CR00.3499
CR00.3500
CR00.3501


Fig. 1

Fig. 2


Fig. 3



Noyes
12 cm
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3



CR00.3502



CR00.3503
Wecker
11 cm



1/1




1/1




1/1

CR00.3504 5 mm
CR00.3505 7 mm
CR00.3506 10 mm



1/1

Barraquer
5.5 cm



Castroviejo
CR00.3507
9 cm



1/1
CR00.3508




1/1
CR00.3509




1/1
CR00.3510



1/1
CR00.3511




Castroviejo
CR00.3512
10 cm




Castroviejo
CR00.3513
10 cm

1/1

1/1




CR00.3514
8.5 cm




CR00.3515
8.5 cm


Vannas Mod. Tubingen




CR00.3516
8.5 cm




CR00.3517
8.5 cm




Vannas
CR00.3518
8.5 cm




Vannas
CR00.3519
8.5 cm




Vannas
CR00.3520
8.5 cm




Vannas
CR00.3521
8.5 cm




Westcott
CR00.3522
11 cm





Westcott
CR00.3523
11 cm




Castroviejo
CR00.3524
10 cm




Castroviejo
CR00.3525
10 cm




Castroviejo
CR00.3526
11 cm




Castroviejo
CR00.3527
11 cm




Troutman
CR00.3528
10 cm




Troutman
CR00.3529
10 cm




Katzin
CR00.3530
10 cm




Katzin
CR00.3531
10 cm




Katzin
CR00.3532
11 cm




Katzin
CR00.3533
11 cm




Katzin - Barraquer
CR00.3534
10 cm




CR00.3535
10 cm




CR00.3536
10 cm




CR00.3537
10 cm



CR00.3538
12 cm



sim
CR00.3539
15 cm



Martin - Cartilage
CR00.3540
20 cm

Mc Indoe
CR00.3541
19 cm

Potts - Smith
CR00.3542
19 cm

Craford
CR00.3543
30 cm

Finochietto
CR00.3544
27 cm



CR00.3545
21 cm


CR00.3546
21 cm

CR00.3547
21 cm



CR00.3548 11 cm
CR00.3549 13 cm
CR00.3550 14 cm


CR00.3551




Northbent
CR00.3552
13 cm




Spencer
CR00.3554 9 cm
CR00.3555 11 cm




Spencer
CR00.3557
13 cm




Buck
CR00.3558



CR00.3559
14 cm



Littauer
CR00.3561
14 cm




Eiselsberg
CR00.3562
12 cm



Spencer - Delicate
CR00.3563
11 cm



CR00.3564
16 cm





Schoemaker - Loth
CR00.3565
12.5 cm




CR00.3566
11.5 cm



Curto
CR00.3567
9 cm



charneca
CR00.3568
15 cm




CR00.3569
10.5 cm



CR00.3570
12 cm




Harvey
CR00.3571
12.5 cm




Schuknecht
CR00.3572
10 cm



Schuknecht
CR00.3573
11 cm




Universal
CR00.3574
12 cm




Smith
CR00.3575
17.5 cm




bi-bi
10.5 cm



bi-bi
10.5 cm



CR00.3580
12 cm



CR00.3581
12 cm




CR00.3582
10.5 cm




CR00.3583
9 cm




CR00.3584
9 cm




CR00.3585
11 cm




CR00.3586
11 cm




Universal
CR00.3587
14.5 cm




Universal
CR00.3588
16 cm




Universal
CR00.3589
18 cm




Bergmann
CR00.3590
23 cm




Lange
CR00.3591
18 cm




CR00.3592
17 cm




Smith (Mod. USA)
CR00.3593 16 cm
CR00.3594 18 cm
CR00.3595 20 cm
CR00.3596 23 cm




Lorenz
CR00.3597
23 cm




Knowles
CR00.3598
14 cm




Knowles
CR00.3599
14 cm



Lister
CR00.3600 18 cm
CR00.3601 21 cm




Lister - Excentric
CR00.3602 16 cm
CR00.3603 19 cm




Lister

CR00.3604 9.0 cm
 CR00.3605 11.0 cm
 CR00.3606 14.0 cm
 CR00.3607 15.5 cm
 CR00.3608 18.0 cm
 CR00.3609 20.0 cm




Esmarch

CR00.3610 20 cm
 CR00.3611 22 cm




Seutin
 CR00.3612
 23 cm




CR00.3613
 20 cm



Bruns
 24 cm




CR00.3614




CR00.3615



CR00.3616



CR00.3617




CR00.3618


CR00.3619




CR00.3620
10.5 cm



CR00.3621
10.5 cm



Konig
CR00.3622




1/2
CR00.3623
22.5 cm




1/1
Jacobson
CR00.3624




Potts
CR00.3625



CR00.3626



CR00.3627




1/2

CR00.3628
18.5 cm



1/1

CR00.3629



CR00.3630




CR00.3631



1/2

Westcott
CR00.3632
11.5 cm




1/1

CR00.3633




CR00.3634



1/2


CR00.3635
18.5 cm



1/1


CR00.3636

CR00.3637



1/2

CR00.3638
18.5 cm




1/1

CR00.3639



CR00.3640




CR00.3641



CR00.3642




CR00.3643
12 cm




CR00.3644
11 cm



Gomel
CR00.3645




CR00.3646
14 cm



CR00.3647
16 cm



Hepp/Scheidel
CR00.3648



CR00.3649
14 cm



CR00.3650
16 cm




CR00.3651
9 cm






CR00.3652
9 cm









CR00.3653
18 cm



CR00.3659
18 cm





1/2
CR00.3665



1/1
CR00.3666
14 cm




CR00.3667
15.5 cm




Reill
CR00.3668
15.5 cm



1/2
CR00.3669
18 cm




1/1
CR00.3670



CR00.3671




1/2
Hepp/Scheidel
CR00.3672
18 cm



1/1
CR00.3673



1/2
CR00.3674
18 cm




1/1
CR00.3675



1/2
Hepp/Scheidel
CR00.3676
18 cm



1/1
CR00.3677




1/2
CR00.3678
15.5 cm




1/1
CR00.3679




CR00.3680




1/2
CR00.3681
15.5 cm




1/1
CR00.3682




CR00.3683




padrão




**14.5 cm
CR00.3684**




**16.5 cm
CR00.3685**




**18.5 cm
CR00.3686**




padrão




**14.5 cm
CR00.3687**




**16.5 cm
CR00.3688**




**18.5 cm
CR00.3689**




padrão




14.5 cm
CR00.3690




16.5 cm
CR00.3691




18.5 cm
CR00.3692




maionese
CR00.3693




CR00.3694
14.5 cm



CR00.3695
17 cm




CR00.3696
23 cm



maionese
CR00.3697




CR00.3698
14.5 cm




CR00.3699
17 cm




CR00.3700
23 cm




Mayo - Stille
CR00.3701




CR00.3702
15 cm




CR00.3703
17 cm




Mayo - Stille
CR00.3704




CR00.3705
15 cm




CR00.3706
17 cm






Parametrium
CR00.3707



CR00.3708
22.5 cm



CR00.3709
23 cm






Metzenbaum
CR00.3713




CR00.3714
11.5 cm




CR00.3715
14.5 cm



Metzenbaum
CR00.3716




CR00.3717
11.5 cm




CR00.3718
14.5 cm



Metzenbaum
CR00.3719






Metzenbaum
CR00.3726







Metzenbaum - Thorek
CR00.3733








analizador léxico
CR00.3737




analizador léxico
CR00.3740



analizador léxico Mayo
CR00.3743
16 cm



1/2




CR00.3744
14.5 cm



CR00.3745
14.5 cm


Metzenbaum




CR00.3746
14.5 cm




CR00.3747
14.5 cm



CR00.3748



CR00.3749




CR00.3750




CR00.3751 Metzenbaum




CR00.3752




CR00.3753




CR00.3754



CR00.3755




CR00.3756




CR00.3757







CR00.3758 Metzenbaum .




CR00.3759




CR00.3760







Metzenbaum
CR00.3767






CR00.3768
18 cm




CR00.3769
20 cm




CR00.3770
23 cm







**De Bakey
(Potts - Smith)**
CR00.3775




CR00.3776
19 cm




CR00.3777
19 cm




CR00.3778
19 cm



CR00.3779
23 cm



CR00.3780
23 cm




CR00.3781
23 cm




CR00.3782
20 cm




Cardinale
CR00.3783
28 cm




Lister
CR00.3784 14 cm
CR00.3785 16 cm
CR00.3786 18 cm
CR00.3787 20 cm




CR00.3788
11.5 cm




Ragnell(Killner)
CR00.3789
12 cm




Kelly
CR00.3790
16 cm




CR00.3791




CR00.3792




Universal
CR00.3793
12 cm




Dean
CR00.3794
17 cm



Locklin
CR00.3795
16 cm



Locklin
CR00.3796
16 cm




Bruns
CR00.3797
24 cm




Vannas - Yasargil

CR00.3798
22.5 cm



CR00.3799




CR00.3800



Yasargil


CR00.3801
16.5 cm



CR00.3802




CR00.3803




Yasargil


CR00.3804
20 cm





CR00.3805



CR00.3807



CR00.3806








1/2
Yasargil
CR00.3808
22.5 cm



1/2
Yasargil
CR00.3811
22.5 cm



1/2
Yasargil
CR00.3812
24.5 cm



Angulado na Lateral




1/2
Nagel
CR00.3819
19.5 cm




CR00.3820
19.5 cm




CR00.3821
18.5 cm




De Bakey
CR00.3822
15.5 cm




De Bakey
CR00.3823
15.5 cm




Potts - De Martel
CR00.3824
21 cm



usinas
CR00.3825
21 cm



Toennis
CR00.3826
18 cm








Toennis
CR00.3827
18 cm



CIRUROMA

Pinças Cirúrgicas








CR00.3838

1/1



CR00.3839
Comprimento 31 mm
Largura 10 mm



CR00.3840
Comprimento 35 mm
Largura 10 mm



CR00.3841
Comprimento 39 mm
Largura 10 mm



CR00.3842
Comprimento 30 mm
Largura 10 mm



CR00.3843
Comprimento 33 mm
Largura 10 mm



CR00.3844
Comprimento 36 mm
Largura 10 mm



1/1
Dieffenbach



CR00.3845
3.5 cm



CR00.3846
5 cm



CR00.3847
6 cm



CR00.3848
3.5 cm




CR00.3849
5 cm




CR00.3850
6 cm




CR00.3851
4 cm




CR00.3852
5 cm



CR00.3853
6.5 cm



CR00.3854
7.5 cm



CR00.3855
9 cm



1/1
Johns Hopkins



CR00.3856
4 cm




CR00.3857
5 cm



CR00.3858
6.5 cm





CR00.3859
7.5 cm



CR00.3860
9 cm



Diethrich
CR00.3861


						
	1/1					
Comprimento	CR00.3862 50 mm	CR00.3863 50 mm	CR00.3864 60 mm	CR00.3865 50 mm	CR00.3866 50 mm	CR00.3867 60 mm
Largura	8 mm	12 mm	20 mm	8 mm	12 mm	20 mm

Atrauma




DeBakey - Diethrich
CR00.3868


						
	1/1					
	CR00.3869 50 mm 10 mm	CR00.3870 50 mm 14 mm	CR00.3871 60 mm 20 mm	CR00.3872 50 mm 10 mm	CR00.3873 50 mm 14 mm	CR00.3874 60 mm 20 mm



3 cm
CR00.3875



3.5 cm
CR00.3876




4 cm
CR00.3877



5 cm
CR00.3878




3 cm
CR00.3879



3.5 cm
CR00.3880




4 cm
CR00.3881




5 cm
CR00.3882



3 cm
CR00.3883




3.5 cm
CR00.3884




4 cm
CR00.3885



5 cm
CR00.3886



capítulo
CR00.3888
13 cm



Tuffier
CR00.3889
13 cm



CR00.3887


Atrauma




CR00.3890
25 cm



CR00.3891
26 cm



Collin
CR00.3892
14 cm



Collin
CR00.3893
16.5 cm



Pennington
CR00.3894




CR00.3895
15.5 cm



CR00.3896
20 cm




Pratt
CR00.3897
15 cm





Martel - Rees

CR00.3898
14 cm



Willet - Martel

CR00.3899
19 cm





Baby - Mixer

CR00.3914
14 cm



CR00.3915



CR00.3916



Hartmann


CR00.3917
10 cm




CR00.3918




CR00.3919



CR00.3920
12 cm



CR00.3921



Halsted - Mosquito

CR00.3922



1/1

CR00.3923

12.5 cm



CR00.3924

14 cm




CR00.3925

12.5 cm



CR00.3926

14 cm



1/1

CR00.3927

12.5 cm



CR00.3928

14 cm



CR00.3929

12.5 cm




CR00.3930

14 cm



Halsted - Mosquito
CR00.3931



1/1
CR00.3932
18 cm




CR00.3933
18 cm



CR00.3934
18 cm



CR00.3935
18 cm




1/1
CR00.3936
21 cm



CR00.3937
21 cm



CR00.3938
21 cm



CR00.3939
21 cm



mosquito minúsculo
CR00.3940



1/1
CR00.3941
10 cm



CR00.3942
12 cm



CR00.3943
10 cm



CR00.3944
12 cm



1/1
CR00.3945
10 cm





CR00.3946
10 cm










CR00.3947
10 cm




CR00.3948
12 cm













Adson
CR00.3978
18.5 cm



Adson
CR00.3979
18.5 cm



CR00.3980
Rochester - Carmalt




CR00.3981
16 cm


CR00.3982
20 cm

CR00.3983
16 cm


CR00.3984
20 cm




Kroenlein
CR00.3985
13 cm




cabine de estudo
CR00.3986
8.5 cm




Terrier
CR00.3987
8.5 cm




CR00.3990
Christophe




CR00.3988
13 cm




CR00.3989
15 cm



Collier
CR00.3991 14 cm **CR00.3993**
CR00.3992 16 cm **CR00.3994**




CR00.3995




CR00.3996



Pean
CR00.3997
Delicate pattern




Kocher
CR00.4004






Pean - Nippon
CR00.4011



Kocher - Nippon
CR00.4018






Bengolea
CR00.4025




1/1
CR00.4026
20 cm



CR00.4027
20 cm



CR00.4028
20 cm



CR00.4029
20 cm



1/1
CR00.4030
26 cm




CR00.4031
26 cm




CR00.4032
26 cm





CR00.4033
26 cm







Rochester Pean
CR00.4034








Kocher (Ochsner)
CR00.4051










Overholt - Geissendoerfer
CR00.4088



Rumel
CR00.4103
23 cm



1/1
Fig. 1
CR00.4104




Fig. 2
CR00.4105




Fig. 3
CR00.4106




Fig. 4
CR00.4107







Fig. 5
CR00.4108



Zenker
CR00.4109
29.5 cm



1/1
CR00.4110



CR00.4111



Kelly
CR00.4112



1/1
Fig. 1
CR00.4113
19 cm




Fig. 1
CR00.4114
22 cm





Fig. 1
CR00.4115
24 cm



1/1
Fig. 2
CR00.4116
19 cm



Fig. 2
CR00.4117
22 cm




Fig. 2
CR00.4118
24 cm



1/1
Fig. 3
CR00.4119
19 cm




Fig. 3
CR00.4120
22 cm





Fig. 3
CR00.4121
24 cm











Lawrence
CR00.4122
27.5 cm




Meeker
CR00.4123












Mini - Gemini
CR00.4138



CR00.4139
18 cm




CR00.4140
22 cm



CR00.4141
25 cm



CR00.4142
28 cm



Gemini
CR00.4143




CR00.4144
13 cm




CR00.4145
16 cm




CR00.4146
18 cm



CR00.4147
20 cm






CR00.4148
23 cm




CR00.4149
25 cm




CR00.4150
28 cm






Toennis
CR00.4156




CR00.4157
21 cm

CR00.4158
21 cm




Toennis
CR00.4159




CR00.4160
21 cm



CR00.4161
21 cm




misturador
CR00.4162




misturador
CR00.4165




misturador
CR00.4168
22 cm




misturador
CR00.4169
23 cm







baixar
CR00.4177
18 cm




Lahey
CR00.4178



Finochietto
CR00.4181
24 cm




Gray
CR00.4182




CR00.4183
22 cm

CR00.4184
23 cm



Gray
CR00.4185



CR00.4186
22 cm

CR00.4187
23 cm




Negus
CR00.4188
19 cm




Fig. 1
CR00.4189




Fig. 2
CR00.4190




Schnidt - Sawtell
CR00.4191
19 cm




CR00.4192




CR00.4193




Schnidt - Sawtell
CR00.4194
19 cm




CR00.4195




CR00.4196




Bainbridge
CR00.4197



CR00.4198



CR00.4199




Crafoord - Sellors
CR00.4200




CR00.4201
22 cm



CR00.4202
23 cm




CR00.4203
24 cm



Overholt - Mixer
CR00.4204
21 cm

CR00.4205

Atrauma



1/2

Uro - Tangentail
CR00.4206
26 cm



1/1
Fig. 1
CR00.4207






Fig. 2
CR00.4208







Guyon
CR00.4209




CR00.4210
23 cm




CR00.4211
24 cm







Stille
CR00.4217
23 cm




Herrick
CR00.4218
23 cm




Baby - Mikulicz
CR00.4219
14 cm




Mikulicz
CR00.4220
18 cm




Mikulicz
CR00.4221
20 cm




Mikulicz
CR00.4222
20 cm




Mikulicz
CR00.4223
20.5 cm



Mikulicz
CR00.4224
18 cm




Mikulicz
CR00.4226
20 cm




CR00.4227


CR00.4228




Mikulicz
CR00.4229
20.5 cm




Mikulicz
CR00.4231
23 cm




CR00.4230




CR00.4232




Faure
CR00.4233
20 cm




Schindler
CR00.4236
20 cm






Wertheim - Cullen
CR00.4238
21.5 cm




1/2

Birkett
CR00.4239
19 cm



1/2

Wikstroem
CR00.4240
19 cm




1/2



Wertheim
CR00.4241
27 cm




Phaneuf
CR00.4242
21.5 cm




Heaney
CR00.4243







Rogers
CR00.4258



1/1
Fig. 1
CR00.4259
22 cm




Fig. 2
CR00.4260
21.5 cm




Fig. 3
CR00.4261
21 cm




Fig. 4
CR00.4262
20.5 cm



1/1
Fig. 1
CR00.4263
25 cm




Fig. 2
CR00.4264
25 cm




Fig. 3
CR00.4265
24.5 cm





Fig. 4
CR00.4266
23 cm



Heaney - Ballantine
CR00.4267
21 cm




1/1


CR00.4268




CR00.4269




Heaney - Kanter
CR00.4270
21 cm







1/1




Garland
CR00.4271
21 cm



Heaney - Rezak
CR00.4272
21 cm






Schaedel
CR00.4277 9 cm




Jones
CR00.4278 5 cm
CR00.4279 9 cm




Jones-Martin
CR00.4280 9 cm




Backhaus
CR00.4281 11 cm
CR00.4282 13 cm




Backhaus
CR00.4283 11 cm




Backhaus
CR00.4284 8 cm
CR00.4285 11 cm
CR00.4286 13 cm
CR00.4287 15 cm




Roeder
CR00.4288 13 cm
CR00.4289 15 cm




Lorna
CR00.4290 10 cm
CR00.4291 13 cm




faixa
CR00.4292
20 cm



Tohoku
CR00.4293 10 cm
CR00.4294 13 cm




Peers - Bertram
CR00.4295
14.5 cm




Engl. Modell
CR00.4296
9 cm




decano
CR00.4297
11 cm




decano
CR00.4298
18 cm



Bernhard
CR00.4299
16.5 cm



Klinikum Berlin
CR00.4300
14.5 cm




Presbyterian
CR00.4301
16.5 cm



CR00.4302



CR00.4303
15 cm




CR00.4304
18 cm




CR00.4305
20 cm




CR00.4306



CR00.4307
15 cm



CR00.4308
18 cm




CR00.4309
20 cm




CIRUROMA

Curativos Cirúrgicos





padrão
CR00.4310




estreita
CR00.4320







padrão

CR00.4329	10.5 cm
CR00.4330	11.5 cm
CR00.4331	13.0 cm
CR00.4332	14.5 cm
CR00.4333	16.0 cm
CR00.4334	18.0 cm
CR00.4335	20.0 cm
CR00.4336	25.0 cm
CR00.4337	30.0 cm



estreita

CR00.4339	10.5 cm
CR00.4340	11.5 cm
CR00.4341	13.0 cm
CR00.4342	14.5 cm
CR00.4343	16.0 cm
CR00.4344	18.0 cm
CR00.4345	20.0 cm
CR00.4346	25.0 cm
CR00.4347	30.0 cm






Modell USA
 CR00.4359 12.0 cm
 CR00.4360 13.0 cm
 CR00.4361 14.5 cm
 CR00.4362 15.5 cm
 CR00.4363 18.0 cm
 CR00.4364 21.0 cm
 CR00.4365 25.0 cm
 CR00.4366 31.0 cm




Modell USA
 CR00.4367 12.0 cm
 CR00.4368 13.0 cm
 CR00.4369 14.5 cm
 CR00.4370 15.5 cm




1/2
 Ewald (Hudson)
 CR00.4371 12 cm



Semken
 CR00.4372 12 cm
 CR00.4373 15 cm



Semken
 CR00.4374 12 cm
 CR00.4375 15 cm



Taylor
CR00.4376
17 cm



Taylor
CR00.4377
17.5 cm



Taylor
CR00.4378
18.5 cm




CR00.4379
15.5 cm



CR00.4380
0.6 mm



CR00.4381
0.8 mm



CR00.4382
1.0 mm



Gerald
CR00.4383
18 cm



CR00.4384



CR00.4385




1/2
Cushing
CR00.4386
17.5 cm



1/1
CR00.4387



CR00.4388



1/2
Potts - Smith
CR00.4389



1/1
CR00.4390
18 cm







CR00.4391
21 cm





CR00.4392
25 cm




CR00.4393
18 cm










CR00.4418 13.0 cm
CR00.4419 14.5 cm
CR00.4420 16.0 cm
















CR00.4423 13.0 cm
CR00.4424 14.5 cm
CR00.4425 16.0 cm




CR00.4428 10.5 cm
CR00.4429 11.5 cm
CR00.4430 13.0 cm
CR00.4431 14.5 cm
CR00.4432 16.0 cm
CR00.4433 18.0 cm
CR00.4434 20.0 cm
CR00.4435 25.0 cm
CR00.4436 30.0 cm










1/2
Gillies
CR00.4469
15 cm



1/1
CR00.4470




Lane
CR00.4471 14.5 cm
CR00.4472 20.0 cm



1/1
CR00.4473




Lane
CR00.4474 14.5 cm
CR00.4475 20.0 cm



1/1
CR00.4476



1/2
Semken
CR00.4477




1/1
CR00.4478
12.5 cm



1/1
CR00.4479
15 cm




1/1
CR00.4480
12.5 cm




1/2
Taylor
CR00.4481
17.5 cm




1/1
CR00.4482



1/1
CR00.4483




1/2
Taylor
CR00.4484
17.5 cm



1/1
CR00.4485



1/2
Taylor
CR00.4486
17.5 cm



1/1
CR00.4487



1/1
CR00.4489

CR00.4490

1/2
Gerald
CR00.4488
18 cm



1/1
CR00.4492

CR00.4493

1/2
Cushing
CR00.4491
17.5 cm



1/1
CR00.4495
18 cm

CR00.4496
21 cm

CR00.4497
25 cm

CR00.4498
18 cm


Potts - Smith
CR00.4494



1/1
CR00.4500

CR00.4501

1/2
Brophy
CR00.4499
20 cm



CR00.4502
15.5 cm




CR00.4503




CR00.4504




CR00.4505




castanha
CR00.4506 15 cm
CR00.4507 20 cm
CR00.4508 25 cm




1/2
Duehrssen
CR00.4509
20 cm



1/1
CR00.4510




CR00.4511




CR00.4512





1/1
CR00.4516

Stille - Barraya
CR00.4513 18 cm
CR00.4514 20 cm
CR00.4515 25 cm




1/2
Bonney
CR00.4517
18 cm




CR00.4518




1/1
CR00.4519




1/2
Ferris - Smith
CR00.4520
18 cm





1/1
CR00.4521








1/2
Ferris - Smith
CR00.4522
18 cm




1/1
CR00.4523








1/2
Mayo - Russ.
CR00.4537
23 cm



1/2
Singley - Tuttle
CR00.4538
23 cm



1/2
Nelson
CR00.4539
23 cm



CR00.4540
11.5 cm




CR00.4541
11 cm




CR00.4542
11 cm




CR00.4543
11.5 cm




CR00.4544
10.5 cm




CR00.4545
10.5 cm




CR00.4546
11.5 cm




CR00.4547
11.5 cm



CR00.4548
11.5 cm



CR00.4549
10.5 cm



CR00.4550
10.5 cm



CR00.4551
12.5 cm



CR00.4552
12.5 cm



CR00.4553
12.5 cm




CR00.4554
10 cm



CR00.4555
10 cm



CR00.4556
10 cm



CR00.4557
14 cm



CR00.4558
14 cm





1/2
Graefe
CR00.4568
10.5 cm



CR00.4569



CR00.4570



CR00.4571



CR00.4572



CR00.4573




CR00.4574




8.0 cm


CR00.4575





CR00.4576





CR00.4577



CR00.4578








CR00.4589
12.5 cm



CR00.4590
10 cm



CR00.4591
10 cm



Feilchenfeld
CR00.4592



7.5 cm
CR00.4593



9 cm
CR00.4594



11.5 cm
CR00.4595



Hunter
CR00.4596
10.5 cm



CR00.4597



CR00.4598








Walter - Carmalt
CR00.4599
10.5 cm








Walter - Carmalt
CR00.4600
10.5 cm



CR00.4601
10.5 cm









1.5 mm

De Bakey
CR00.4620 16 cm
CR00.4621 20 cm
CR00.4622 24 cm




2.0 mm

De Bakey
CR00.4623 16 cm
CR00.4624 20 cm
CR00.4625 24 cm
CR00.4626 30 cm




2.8 mm

De Bakey
CR00.4627 16 cm
CR00.4628 20 cm
CR00.4629 24 cm
CR00.4630 30 cm





De Bakey

CR00.4631 20 cm
CR00.4632 24 cm
CR00.4633 30 cm



De Bakey

CR00.4634 16 cm
CR00.4635 20 cm
CR00.4636 24 cm
CR00.4637 30 cm



vidreira



CR00.4638 15 cm

CR00.4639 24 cm

vidreira


CR00.4642 15 cm

CR00.4643 24 cm




Engl. Modell

CR00.4646	12.5 cm
CR00.4647	15.0 cm
CR00.4648	18.0 cm
CR00.4649	20.0 cm







Engl. Modell



CR00.4650	12.5 cm
CR00.4651	15.0 cm
CR00.4652	18.0 cm
CR00.4653	20.0 cm
CR00.4654	25.0 cm
CR00.4655	30.0 cm



Treves



CR00.4656	12.5 cm
CR00.4657	15.0 cm
CR00.4658	18.0 cm
CR00.4659	20.0 cm









Potts - Smith
CR00.4687



Oehler
CR00.4693







De Bakey
CR00.4706


	1.6 mm			2.0 mm		
						
1/1				1/1		
CR00.4707	CR00.4708	CR00.4709		CR00.4710	CR00.4711	CR00.4712
15 cm	19 cm	24 cm		15 cm	19 cm	24 cm



1/2
JABOMA-TC
CR00.4713
18 cm



1/2
JABOMA-TC
CR00.4714
18 cm



1/1
CR00.4716

1/2
JABOMA-TC
CR00.4715
18 cm




CIRUROMA

Pinças Porta-Compressas







Ulrich
CR00.4716




1/1
CR00.4717
22 cm



CR00.4718
25 cm



CR00.4719
28 cm



CR00.4720




1/1
CR00.4721
22 cm




CR00.4722
25 cm



CR00.4723
28 cm





Lister
CR00.4724

1/1


CR00.4725
13 cm



CR00.4726
16 cm




CR00.4727
18 cm



Mod. Martin
CR00.4728
17 cm


1/2



1/1
CR00.4729



CR00.4730




Gross - Maier
CR00.4731




1/1


CR00.4732 20 cm
CR00.4733 22 cm
CR00.4734 25 cm




CR00.4735 20 cm
CR00.4736 22 cm
CR00.4737 25 cm




Fletcher
CR00.4738
24 cm




Fletcher
CR00.4739
24 cm




Westermarck
CR00.4740
23 cm




Collin
CR00.4741
25 cm




Cheron
CR00.4742
25 cm




Bozemann
CR00.4743
26 cm




Bozemann
CR00.4744
26 cm




Bozemann - Douglas
CR00.4745
26 cm




Foerster
CR00.4746




1/1
CR00.4747
25 cm




CR00.4748 18 cm
CR00.4749 20 cm
CR00.4750 25 cm



CR00.4751
25 cm



CR00.4752 18 cm
CR00.4753 20 cm
CR00.4754 25 cm




Foerster
CR00.4755
25 cm




CR00.4756



CR00.4757



CR00.4758




Rampley
CR00.4759




CR00.4760
18 cm




CR00.4761
25 cm




Pelkmann
CR00.4762
25 cm




Pelkmann
CR00.4763
25 cm




Heywood - Smith
CR00.4764
21 cm




Heywood - Smith
CR00.4765
25 cm




Duplay
CR00.4766
20.5 cm




Duplay
CR00.4767
20.5 cm




Sims - Maier
CR00.4768
28 cm



Sims - Maier
CR00.4769
28 cm



Walton
CR00.4770 17 cm
CR00.4771 25 cm





CR00.4772 17 cm
CR00.4773 25 cm






CIRUROMA

Retratores











CR00.4871

1/2
CR00.4870
FOMON
145 mm



CR00.4873

1/2
CR00.4872
160 mm



CR00.4874



CR00.4875



CR00.4877
16 x 6 mm

1/2
CR00.4876

LANGENBECK-GREEN
160 mm



CR00.4878
24 x 6 mm



10 x 13 mm
CR00.4880

1/2
CR00.4879
160 mm



1/2
CR00.4882
MEYERDING
Fig. A - Fig. F
180 mm



A
CR00.4883
18 x 7 mm



B
CR00.4884
16 x 5 mm



C
CR00.4885
7 x 4 mm




D
CR00.4886
5 x 10 mm



E
CR00.4887
11 x 4 mm



F
CR00.4888
6 x 4 mm



CR00.4889
4 x 7 mm

CR00.4890

CR00.4891

CR00.4892
WILLIGER
120 mm



CR00.4893
EMMET
220 mm



CR00.4894
SIMON
220 mm



CR00.4895
SIMON
220 mm



CR00.4896
LANGE
230 mm



CR00.4898



CR00.4899



CR00.4897
175 mm






CR00.4901

CR00.4900
KLAPP
175 mm









CR00.4951
KOCHER
Sharp
205 mm



CR00.4952
KOCHER
Sharp
220 mm



CR00.4953
VOLKMANN
Sharp
220 mm




CR00.4954
VOLKMANN
Blunt
220 mm



CR00.4955
VOLKMANN
Sharp
220 mm



CR00.4956
VOLKMANN
225 mm



CR00.4957
9 x 8 mm



CR00.4958
9 x 13 mm



CR00.4959
9 x 19 mm



CR00.4960
9 x 29 mm



CR00.4961
8,5 x 8 mm




CR00.4962
8,5 x 13 mm



CR00.4963
8,5 x 19 mm



CR00.4964
8,5 x 29 mm





CR00.4989
KOERTE

240 mm




CR00.4990
8 pontas rombas




CR00.4991
8 pontas rombas



CR00.4992
ISRAEL
255 mm



CR00.4993
4 pontas rombas



CR00.4994
5 pontas rombas



CR00.4995
6 pontas rombas



CR00.4996
6 pontas rombas





CR00.4997
LANGENBECK
210 mm



CR00.4998
KOCHER-LANGENBECK
215 mm



CR00.4999
LANGENBECK
215 mm





CR00.5010
MIDDELDORPF



CR00.5011
15 x 15 mm
220 mm



CR00.5012
20 x 22 mm
215 mm



CR00.5013
28 x 28 mm
235 mm



1/4



1/4



1/4



1/2

CR00.5015
BUCHS
205 mm



1/4

CR00.5016
38 x 18 mm



67 x 17 mm

1/4




1/2

CR00.5014
CASPAR
210 mm



1/2

CR00.5017
KOCHER
230 mm




36 x 20 mm

1/4









CR00.5028
HARRINGTON

Flexible
295 mm



CR00.5029
ALLISON
255 mm



CR00.5030
ALLISON
320 mm



CR00.5031
DEAVER
300 mm
Fig. 1



CR00.5032
DEAVER
315 mm
Fig. 2




CR00.5033
DEAVER
365 mm
Fig. 2½



CR00.5034
DEAVER
305 mm
Fig. 4



CR00.5035
DEAVER
310 mm
Fig. 5







CR00.5045
ROCHARD
310 mm



CR00.5046
ROCHARD




CR00.5047
DOYEN
280 mm



CR00.5048
DOYEN-CHILD
220 mm



CR00.5049
645g
790 mm







CR00.5057
BOSE
60 mm



CR00.5058
FINSEN
50 mm



CR00.5059
FINSEN
70 mm



CR00.5060
FINSEN modif.
75 mm



CR00.5061
45 mm



CR00.5062
55 mm



CR00.5063
MUELLER
65 mm



CR00.5064
100 mm



CR00.5065




CR00.5066
LOGAN
modif. REILL
50 mm



CR00.5067
JANSEN
100 mm



CR00.5068
JANSEN
100 mm



CR00.5069
BARRAQUER
45 mm



CR00.5070
WEITLANER
110 mm



CR00.5071
WEITLANER
110 mm



CR00.5072
WEITLANER
110 mm




CR00.5073
WEITLANER
130 mm




CR00.5074
WEITLANER
130 mm




CR00.5075
WEITLANER
130 mm



CR00.5076
WEITLANER
130 mm



CR00.5077
WULLSTEIN
130 mm



CR00.5078
WULLSTEIN
130 mm



CR00.5079
WEITLANER
165 mm



CR00.5080
PLESTER
110 mm



CR00.5081
PERKINS
130 mm




CR00.5082
ADSON-BABY
140 mm



CR00.5083
MOLLISON
155 mm



CR00.5084
MAYO-ADAMS
165 mm



CR00.5085
BECKMANN-ADSON
310 mm



CR00.5086
BECKMANN-ADSON
310 mm



CR00.5087
ADSON
320 mm



CR00.5088
BECKMANN-EATON
320 mm



CR00.5089
JOLL (FRIEDMAN)

155 mm



CR00.5090
JACKSON BURROWS

185 mm



CR00.5091
GELPI

135 mm




CR00.5092
GELPI

175 mm



CR00.5093
DE BAKEY

145 mm






CR00.5105
CLOWARD
155 mm



CR00.5106
CLOWARD
135 mm



CR00.5107
INGE
170 mm



CR00.5108
INGE
275 mm



CR00.5109
BABY-COLLIN



CR00.5110
COLLIN




CR00.5111
COLLIN



CR00.5112
RICARD




CR00.5113
HOLZBACH




CR00.5114
GOSSET
mm deep




CR00.5115
HERTZLER
20 X 25 mm




CR00.5116
BALFOUR-BABY




CR00.5117
GOSSET



CR00.5118
GOSSET




CR00.5119
BALFOUR



CR00.5120
BALFOUR



CR00.5121
54x80 mm



CR00.5122
BALFOUR



lâminas laterais

CR00.5123

50 mm

CR00.5124

60 mm

CR00.5125

75 mm

CR00.5126

90 mm



CIRUROMA

Laparoscopia STEL TEC



Instrumentos laparoscópicos reutilizáveis com 32 e 45 cm de comprimento

- Comprimentos de 32 e 45 cm adequados para procedimentos laparoscópicos convencionais e avançados, incluindo Ginecologia e Cirurgia Bariátrica.
- Hastes rotativas com rotação de 360°, permitindo o controlo da posição da ponta com apenas um dedo.
- Ampla variedade de estilos de cabo disponíveis para atender às diferentes preferências dos cirurgiões.
- Extensa seleção de estilos de pontas para diferentes aplicações cirúrgicas.
- Disponíveis em dois estilos para atender às suas necessidades de limpeza.
- Os instrumentos laparoscópicos modulares podem ser rapidamente desmontados para limpeza e inspeção visual. Os técnicos de processamento passam menos tempo a remover resíduos biológicos, reduzindo o risco de infeções associadas aos cuidados de saúde (IACS), ao garantir que não ficam resíduos retidos no instrumento. Podem ser facilmente remontados antes da utilização pelo cirurgião durante o procedimento cirúrgico.

Peça única com porta de lavagem para rápida remoção da carga biológica **Características:**


- Durabilidade e Longa Vida Útil – Construção em aço inoxidável e revestimento de polímero de grau médico garantem uma longa vida útil, fácil manutenção e segurança.
- Manuseamento Preciso e Ergonómico – Os padrões das mandíbulas são concebidos e maquinados para proporcionar precisão ao segurar, dissecar ou cortar. Pegas para dedos grandes com haste e tambor rotativo de grande diâmetro, equipado com rolamentos de rolos em aço inoxidável, proporcionam um controlo preciso e conforto, reduzindo a fadiga das mãos.
- Limpeza e Manutenção Otimizadas – As portas de lavagem e o espaço ampliado para a haste de acionamento nos instrumentos não modulares, juntamente com o número mínimo de componentes e as ligações sólidas nos instrumentos modulares, garantem uma manutenção fácil.
- Excelente Retorno do Investimento – Totalmente reutilizável e completamente autoclavável.



	COMPRIMENTO	ESTILO A:	ESTILO B:
5 MM Ø, PINÇA DE MISTURA / DISSECTOR EM ÂNGULO RETO (LONGA)	33 CM	CR00.5127	CR00.5167
	36 CM	CR00.5128	CR00.5168
	45 CM	CR00.5129	CR00.5169
	24 CM	CR00.5130	CR00.5170
5 MM Ø, PINÇA/DISSECTOR MIXTER, CURTA, ANGULADA À DIREITA	33 CM	CR00.5131	CR00.5171
	36 CM	CR00.5132	CR00.5172
	45 CM	CR00.5133	CR00.5173
	24 CM	CR00.5134	CR00.5174
5 MM Ø, PINÇA TIPO BICO DE PATO / DISSECTORA	33 CM	CR00.5135	CR00.5175
	36 CM	CR00.5136	CR00.5176
	45 CM	CR00.5137	CR00.5177
	24 CM	CR00.5138	CR00.5178
5 MM Ø, PINÇA/DISSECTOR TIPO BICO DE PATO	33 CM	CR00.5139	CR00.5179
	36 CM	CR00.5140	CR00.5180
	45 CM	CR00.5141	CR00.5181
	24 CM	CR00.5142	CR00.5182
GRASPER/DISSECTOR TIPO BICO DE AGULHA, Ø 5 MM	33 CM	CR00.5143	CR00.5183
	36 CM	CR00.5144	CR00.5184
	45 CM	CR00.5145	CR00.5185
	24 CM	CR00.5146	CR00.5186
PINÇA KELLY DE PREENSÃO/ DISSECÇÃO, Ø 5 MM	33 CM	CR00.5147	CR00.5187
	36 CM	CR00.5148	CR00.5188
	45 CM	CR00.5149	CR00.5189
	24 CM	CR00.5150	CR00.5190
5 MM Ø, LONGO ALCANCE, DISSECTOR EM ÂNGULO RETO, DUPLA AÇÃO (REQUER CÂNULA MAIOR)	33 CM	CR00.5151	CR00.5191
	36 CM	CR00.5152	CR00.5192
	45 CM	CR00.5153	CR00.5193
	24 CM	CR00.5154	CR00.5194
5 MM Ø, PINÇA DE DISSECÇÃO, ÂNGULO DE 60°, ESQUERDA AÇÃO SIMPLES	33 CM	CR00.5155	CR00.5195
	36 CM	CR00.5156	CR00.5196
	45 CM	CR00.5157	CR00.5197
	24 CM	CR00.5158	CR00.5198
Ø 5 MM, DISSECTOR PETELIN, ANGULAÇÃO DE 30° À ESQUERDA, AÇÃO ÚNICA	33 CM	CR00.5159	CR00.5199
	36 CM	CR00.5160	CR00.5200
	45 CM	CR00.5161	CR00.5201
	24 CM	CR00.5162	CR00.5202
5 MM Ø, MICRO PREENSOR/ DISSECTOR, FENESTRADO	33 CM	CR00.5163	CR00.5203
	36 CM	CR00.5164	CR00.5204
	45 CM	CR00.5165	CR00.5205
	24 CM	CR00.5166	CR00.5206



	COMPRIMENTO	ESTILO A:	ESTILO B:
5 MM Ø, ESTILO "WINER" PINÇA MAXI GRASPER PARA FUNDO DE ÚTERO	33 CM	CR00.5207	CR00.5247
	36 CM	CR00.5208	CR00.5248
	45 CM	CR00.5209	CR00.5249
	24 CM	CR00.5210	CR00.5250
Ø 5 MM, ESTILO "MCKERNAN" PINÇA MAXI PARA FUNDO DE ÚTERO	33 CM	CR00.5211	CR00.5251
	36 CM	CR00.5212	CR00.5252
	45 CM	CR00.5213	CR00.5253
	24 CM	CR00.5214	CR00.5254
5 MM Ø, MAXI GRASPADOR DE FUNDO FENESTRADO COM DUPLA CÚPULA	33 CM	CR00.5215	CR00.5255
	36 CM	CR00.5216	CR00.5256
	45 CM	CR00.5217	CR00.5257
	24 CM	CR00.5218	CR00.5258
PINÇA ENDO CLINCH Ø 5 MM COM MANDÍBULA FENESTRADA	33 CM	CR00.5219	CR00.5259
	36 CM	CR00.5220	CR00.5260
	45 CM	CR00.5221	CR00.5261
	24 CM	CR00.5222	CR00.5262
5 MM Ø, RETROFLEXÃO PINÇA PREENSORA DENTE DE RATO COM CÚPULA ATRAUMÁTICA	33 CM	CR00.5223	CR00.5263
	36 CM	CR00.5224	CR00.5264
	45 CM	CR00.5225	CR00.5265
	24 CM	CR00.5226	CR00.5266
5MM Ø, ALLIGATOR GRASPER, 10MM JAW, RETRO FACING TEETH, DBL-ACTION	33 CM	CR00.5227	CR00.5267
	36 CM	CR00.5228	CR00.5268
	45 CM	CR00.5229	CR00.5269
	24 CM	CR00.5230	CR00.5270
5MM Ø, ALLIGATOR GRASPER, 20MM JAW, RETRO FACING TEETH, DBL-ACTION	33 CM	CR00.5231	CR00.5271
	36 CM	CR00.5232	CR00.5272
	45 CM	CR00.5233	CR00.5273
	24 CM	CR00.5234	CR00.5274
5MM Ø, ALLIGATOR GRASPER, RETRO FACING TEETH, SINGLE-ACTION	33 CM	CR00.5235	CR00.5275
	36 CM	CR00.5236	CR00.5276
	45 CM	CR00.5237	CR00.5277
	24 CM	CR00.5238	CR00.5278
GRASPER EM FORMA DE CUBA, Ø 5 MM, COM DENTES VOLTADOS PARA TRÁS, DUPLA AÇÃO	33 CM	CR00.5239	CR00.5279
	36 CM	CR00.5240	CR00.5280
	45 CM	CR00.5241	CR00.5281
	24 CM	CR00.5242	CR00.5282
5 MM Ø, PINÇA DE ONDULAÇÃO, MANDÍBULA LONGA COM BORDO CHANFRADO, DUPLA AÇÃO	33 CM	CR00.5243	CR00.5283
	36 CM	CR00.5244	CR00.5284
	45 CM	CR00.5245	CR00.5285
	24 CM	CR00.5246	CR00.5286



5 MM Ø, PINÇA WAVE
GRASPER, MANDÍBULA
COM BORDO LONGO
BISELADO, AÇÃO SIMPLES

COMPRIMENTO


ESTILO A:

ESTILO B:

33 CM
36 CM
45 CM
24 CM

CR00.5287
CR00.5288
CR00.5289
CR00.5290

CR00.5327
CR00.5328
CR00.5329
CR00.5330



5 MM Ø, PINÇA TIPO GARRA,
2 X 3 DENTES, AÇÃO SIMPLES

33 CM
36 CM
45 CM
24 CM

CR00.5291
CR00.5292
CR00.5293
CR00.5294

CR00.5331
CR00.5332
CR00.5333
CR00.5334



5 MM Ø, PINÇA DE GARRA,
2 X 3 DENTES, COM FILEIRA
EXTRA DE DENTES,
DUPLA AÇÃO

33 CM
36 CM
45 CM
24 CM

CR00.5295
CR00.5296
CR00.5297
CR00.5298

CR00.5335
CR00.5336
CR00.5337
CR00.5338



5MM Ø, RETRACTION
GRASPER, LONG RIDGED
JAWS, 2 X 3 ATRAUMATIC
TEETH, DOUBLE-ACTION

33 CM
36 CM
45 CM
24 CM

CR00.5299
CR00.5300
CR00.5301
CR00.5302

CR00.5339
CR00.5340
CR00.5341
CR00.5342



5MM Ø, RETRACTION
GRASPER, LONG RIDGED
JAWS, 2 X 3 ATRAUMATIC
TEETH, SINGLE-ACTION

33 CM
36 CM
45 CM
24 CM

CR00.5303
CR00.5304
CR00.5305
CR00.5306

CR00.5343
CR00.5344
CR00.5345
CR00.5346



5 MM Ø, PINÇA DE RETRAÇÃO,
2 X 3 DENTES ATRAUMÁTICOS,
DUPLA AÇÃO (ESTILO JARIT)

33 CM
36 CM
45 CM
24 CM

CR00.5307
CR00.5308
CR00.5309
CR00.5310

CR00.5347
CR00.5348
CR00.5349
CR00.5350



5MM Ø, RETRACTION GRASPER,
2 X 3 ATRAUMATIC TEETH,
SINGLE-ACTION (JARIT STYLE)

33 CM
36 CM
45 CM
24 CM

CR00.5311
CR00.5312
CR00.5313
CR00.5314

CR00.5351
CR00.5352
CR00.5353
CR00.5354



Ø 5 MM, PINÇA ATRAUMÁTICA
FENESTRADA, CURVA,
MANDÍBULA DE DUPLA AÇÃO
DE 16 MM

33 CM
36 CM
45 CM
24 CM

CR00.5315
CR00.5316
CR00.5317
CR00.5318

CR00.5355
CR00.5356
CR00.5357
CR00.5358



5 MM Ø, PINÇA FENESTRADA,
MANDÍBULA DE DUPLA AÇÃO
DE 16 MM

33 CM
36 CM
45 CM
24 CM

CR00.5319
CR00.5320
CR00.5321
CR00.5322

CR00.5359
CR00.5360
CR00.5361
CR00.5362




5MM Ø, FENESTRATED
GRASPER, 20 MM DBL-ACTION
JAW




33 CM
36 CM
45 CM
24 CM

CR00.5323
CR00.5324
CR00.5325
CR00.5326

CR00.5363
CR00.5364
CR00.5365
CR00.5366



	COMPRIMENTO	ESTILO A:	ESTILO B:
TESOURA COM GANCHO Ø 5 MM, AÇÃO ÚNICA	33 CM	CR00.5367	CR00.5407
	36 CM	CR00.5368	CR00.5408
	45 CM	CR00.5369	CR00.5409
	24 CM	CR00.5370	CR00.5410
5MM Ø, MICRO TIP SCISSORS, STRAIGHT, SINGLE-ACTION	33 CM	CR00.5371	CR00.5411
	36 CM	CR00.5372	CR00.5412
	45 CM	CR00.5373	CR00.5413
	24 CM	CR00.5374	CR00.5414
5MM Ø, MICRO TIP SCISSORS, CURVED, SINGLE-ACTION	33 CM	CR00.5375	CR00.5415
	36 CM	CR00.5376	CR00.5416
	45 CM	CR00.5377	CR00.5417
	24 CM	CR00.5378	CR00.5418
TESOURA DE METZENBAUM, Ø 5 MM, RETA, LÂMINA LONGA (PONTA DE 20 MM)	33 CM	CR00.5379	CR00.5419
	36 CM	CR00.5380	CR00.5420
	45 CM	CR00.5381	CR00.5421
	24 CM	CR00.5382	CR00.5422
TESOURA METZENBAUM, 5 MM Ø, RETA, LÂMINA CURTA (PONTA DE 12 MM)	33 CM	CR00.5383	CR00.5423
	36 CM	CR00.5384	CR00.5424
	45 CM	CR00.5385	CR00.5425
	24 CM	CR00.5386	CR00.5426
TESOURA METZENBAUM, CURVA, LÂMINA LONGA (PONTA DE 18 MM), Ø 5 MM	33 CM	CR00.5387	CR00.5427
	36 CM	CR00.5388	CR00.5428
	45 CM	CR00.5389	CR00.5429
	24 CM	CR00.5390	CR00.5430
5MM Ø, METZENBAUM SCISSORS, HARDENED STEEL, CURVED BLADE (16MM TIP)	33 CM	CR00.5391	CR00.5431
	36 CM	CR00.5392	CR00.5432
	45 CM	CR00.5393	CR00.5433
	24 CM	CR00.5394	CR00.5434
TESOURA METZENBAUM Ø 5 MM, CURVA, LÂMINA CURTA (PONTA DE 11 MM)	33 CM	CR00.5395	CR00.5435
	36 CM	CR00.5396	CR00.5436
	45 CM	CR00.5397	CR00.5437
	24 CM	CR00.5398	CR00.5438
Tesouras Peritoneais de Ø 5 mm, Ação Única	33 CM	CR00.5399	CR00.5439
	36 CM	CR00.5400	CR00.5440
	45 CM	CR00.5401	CR00.5441
	24 CM	CR00.5402	CR00.5442
5 MM Ø, TESOURA COM GANCHO, TS, AÇO EXTRA DURO	33 CM	CR00.5403	CR00.5443
	36 CM	CR00.5404	CR00.5444
	45 CM	CR00.5405	CR00.5445
	24 CM	CR00.5406	CR00.5446

	COMPRIMENTO	ESTILO A:	ESTILO B:
	33 CM	CR00.5447	CR00.5477
	36 CM	CR00.5448	CR00.5478
	45 CM	CR00.5449	CR00.5479
	33 CM	CR00.5450	CR00.5480
	36 CM	CR00.5451	CR00.5481
	45 CM	CR00.5452	CR00.5482
	33 CM	CR00.5453	CR00.5483
	36 CM	CR00.5454	CR00.5484
	45 CM	CR00.5455	CR00.5485
	33 CM	CR00.5456	CR00.5486
	36 CM	CR00.5457	CR00.5487
	45 CM	CR00.5458	CR00.5488
	33 CM	CR00.5459	CR00.5489
	36 CM	CR00.5460	CR00.5490
	45 CM	CR00.5461	CR00.5491
	33 CM	CR00.5462	CR00.5492
	36 CM	CR00.5463	CR00.5493
	45 CM	CR00.5464	CR00.5494
	33 CM	CR00.5465	CR00.5495
	36 CM	CR00.5466	CR00.5496
	45 CM	CR00.5467	CR00.5497
	33 CM	CR00.5468	CR00.5498
	36 CM	CR00.5469	CR00.5499
	45 CM	CR00.5470	CR00.5500
	33 CM	CR00.5471	CR00.5501
	36 CM	CR00.5472	CR00.5502
	45 CM	CR00.5473	CR00.5503
	33 CM	CR00.5474	CR00.5504
	36 CM	CR00.5475	CR00.5505
	45 CM	CR00.5476	CR00.5506



	COMPRIMENTO	ESTILO A:	ESTILO B:
10 MM, PINÇA DE KOCHER, MANDÍBULA DE 40 MM, SERRILHAS AXIAIS	33 CM	CR00.5507	CR00.5543
	36 CM	CR00.5508	CR00.5544
	45 CM	CR00.5509	CR00.5545
10 MM, PINÇA KOCHER, MANDÍBULA DE 60 MM, SERRILHAS AXIAIS	33 CM	CR00.5510	CR00.5546
	36 CM	CR00.5511	CR00.5547
	45 CM	CR00.5512	CR00.5548
10 MM, PINÇA DUVAL, MANDÍBULA DE 40 MM, SERRILHAS AXIAIS	33 CM	CR00.5513	CR00.5549
	36 CM	CR00.5514	CR00.5550
	45 CM	CR00.5515	CR00.5551
PINÇA DE GARRA, 10 MM, 2 x 3 DENTES	33 CM	CR00.5516	CR00.5552
	36 CM	CR00.5517	CR00.5553
	45 CM	CR00.5518	CR00.5554
10 MM, PINÇA TIPO COLHER, PONTA PADRÃO	33 CM	CR00.5519	CR00.5555
	36 CM	CR00.5520	CR00.5556
	45 CM	CR00.5521	CR00.5557
10 MM, PINÇA TIPO COLHER, PONTA LONGA	33 CM	CR00.5522	CR00.5558
	36 CM	CR00.5523	CR00.5559
	45 CM	CR00.5524	CR00.5560
PINÇA TENÁCULO DE SCHROEDER, 10 MM, DENTE ÚNICO	33 CM	CR00.5525	CR00.5561
	36 CM	CR00.5526	CR00.5562
	45 CM	CR00.5527	CR00.5563
PINÇA TENÁCULO DE SCHROEDER DE 10 MM, "ESTILO WISAP", MONODENTE COM DENTE GUIA ADICIONAL	33 CM	CR00.5528	CR00.5564
	36 CM	CR00.5529	CR00.5565
	45 CM	CR00.5530	CR00.5566
10 MM, PINÇA ATRAUMÁTICA RESISTENTE, MANDÍBULA RETA DE 40 MM	33 CM	CR00.5531	CR00.5567
	36 CM	CR00.5532	CR00.5568
	45 CM	CR00.5533	CR00.5569
10 MM, PINÇA FORTE ATRAUMÁTICA, MANDÍBULA CURVA DE 40 MM	33 CM	CR00.5534	CR00.5570
	36 CM	CR00.5535	CR00.5571
	45 CM	CR00.5536	CR00.5572
TESOURA RETA DE 10 MM, AÇÃO SIMPLES	33 CM	CR00.5537	CR00.5573
	36 CM	CR00.5538	CR00.5574
	45 CM	CR00.5539	CR00.5575
10 MM, TESOURA CURVA, DUPLA AÇÃO	33 CM	CR00.5540	CR00.5576
	36 CM	CR00.5541	CR00.5577
	45 CM	CR00.5542	CR00.5578



TIPO 1:
ISOLADO COM
RF-POST



TIPO 2:
ISOLADO COM
RF-POST E CATRACA



TIPO 3:
AÇO INOXIDÁVEL
NÃO ISOLADO



TIPO 4:
AÇO INOXIDÁVEL NÃO
ISOLADO COM CATRACA



TIPO 5:
LEVE EM FIBRA DE
CARBONO COM POSTE RF



TIPO 6:
FIBRA DE CARBONO LEVE
C/ POSTE RF E CATRACA



TIPO 7:
LEVE EM FIBRA DE CARBONO
COM POSTE RF, CATRACA
/ CATRACA DESVIANTE



TIPO 8:
LEVE, EM FIBRA DE CARBONO,
COM POSTE RF E CATRACA
FRANCESA LIGA/DESLIGA



TIPO 9:
FIBRA DE CARBONO LEVE
COM POSTE RF E GRANDES
ANÉIS PARA OS DEDOS



TIPO 10:
LEVE EM FIBRA DE CARBONO
COM POSTE RF, CREMALHEIRA / SISTEMA
ANTI-CREMALHEIRA COM GRANDES
ARGOLAS PARA OS DEDOS



TIPO 11:
Cabo Axial com Anel
em Aço Inoxidável



TIPO 12:
ANEL DE AÇO INOXIDÁVEL
COM PUNHO AXIAL E CREMALHEIRA



TIPO 13:
PUNHO AXIAL EM AÇO
INOXIDÁVEL COM CREMALHEIRA
DE ENGATE PRECISO



TIPO 14:
ISOLADO EM AÇO INOXIDÁVEL,
ESTILO LINVATEC-WECK,
COM HASTES LONGAS



TIPO 15:
AÇO INOXIDÁVEL NÃO
ISOLADO, ESTILO LINVATEC-WECK,
COM CATRACA DE LIBERAÇÃO
RÁPIDA E HASTES LONGAS



TIPO 16:
AÇO INOXIDÁVEL NÃO ISOLADO
COM FECHO ASSISTIDO POR MOLLA



TIPO 18:
FIBRA DE CARBONO
C/ POSTE RF



TIPO 18:
FIBRA DE CARBONO
COM POSTE RF, CATRACA /
CATRACA ANTI-DESENGATE



CIRUROMA

Microcirurgia





CR00.5579
VANNAS
Tamanho 85 mm



CR00.5580



CR00.5581



CR00.5582



CR00.5583
CASTROVIEJO
Tamanho 95 mm



CR00.5584



CR00.5585



CR00.5586
NOYES
Tamanho 125 mm



CR00.5587



CR00.5588
WECKER
Tesoura para os olhos
Tamanho 110 mm



CR00.5589



CR00.5590



CR00.5591
CASTROVIEJO
Tesoura para os olhos
Tamanho 115 mm



CR00.5592



CR00.5593
CASTROVIEJO
Tesoura para os olhos
Tamanho 110 mm



CR00.5594



CR00.5595




CR00.5596
BIEMER
Tesoura para Veias
Tamanho 130 mm



CR00.5597



CR00.5598
Tamanho 120 mm



CR00.5599

CR00.5600



CR00.5601
Tamanho 160 mm



CR00.5602



CR00.5603



CR00.5605



CR00.5606



CR00.5604
VANNAS
Tamanho 160 mm



CR00.5607
CASPAR
Microtesoura Curva



CR00.5609



CR00.5610



CR00.5611



CR00.5608
Microtesoura de Dissecção
Tamanho 145 mm



CR00.5612
YASARGIL
Tamanho 245 mm



CR00.5614
45°
Nagel



CR00.5615
45°



CR00.5616
Tamanho 190 mm

CR00.5613
Tamanho 200 mm




CR00.5618



CR00.5619



CR00.5617
YASARGIL
Tamanho 225 mm




CR00.5620
Tamanho 120 mm



CR00.5621



CR00.5622



CR00.5623
STEVENS
Tesouras de dissecação
Tamanho 115 mm



CR00.5624




CR00.5625



CR00.5626



CR00.5627



CR00.5628
METZENBAUM
Tesouras de dissecação
Tamanho 145 mm




CR00.5629



CR00.5630



CR00.5631
Pontas planas especiais
para dissecação
e descolamento da pele




CR00.5632
RAGNELL
Tamanho 135 mm



CR00.5633
RAGNELL
Tamanho 135 mm




CR00.5634
Tamanho 150 mm




CR00.5635
90 mm



CR00.5636
CR00.5637



CR00.5638
95 mm



CR00.5639
CR00.5640



CR00.5642
CR00.5643



CR00.5641
105 mm



CR00.5645
CR00.5646



CR00.5648
CR00.5649



CR00.5644
120 mm




CR00.5647
115 mm




CR00.5648
CR00.5649



CR00.5650
120 mm



CR00.5651



CR00.5652



CR00.5653



CR00.5654
130 mm



CR00.5655




CR00.5656




CR00.5657



CR00.5658




CR00.5659
JOSEPH
150 mm



CR00.5660




CR00.5661



CR00.5662
KELLY
175 mm



CR00.5663




CR00.5664




CR00.5665
QUINBY
130 mm





CR00.5666




CR00.5667
110 mm




CR00.5668









CR00.5694
DEEVER




CR00.5695
145 mm



CR00.5696
145 mm




CR00.5697
145 mm



CR00.5698
145 mm



CR00.5699




CR00.5700




CR00.5701
SYSTRUNK




CR00.5702




CR00.5703
130 mm







CR00.5723
150 mm



CR00.5724
150 mm




CR00.5726
165 mm




CR00.5727
165 mm

CR00.5722
STILLE


CR00.5725
LEXER
Narrow



CR00.5728



CR00.5730




CR00.5731




CR00.5732


165 mm
CR00.5729




CR00.5733
BABY - METZENBAUM



CR00.5736
METZENBAUM






CR00.5743
45°

CR00.5744
60°


CR00.5742
DE BAKEY
155 mm



CR00.5746
90°


CR00.5747
120°

CR00.5745
DIETRICH
170 mm




CR00.5749

CR00.5748
POTTS-SMITH
180 mm
55°



CR00.5751
60°

CR00.5750
POTTS-SMITH
180 mm



CR00.5753
45°





CR00.5752
DEBAKEY
155 mm




CR00.5755
55°

CR00.5754
FAVOLERO

140 mm







CR00.5779
KILLIAN
200 mm



CR00.5781




CR00.5782
195 mm




CR00.5783
225 mm






CR00.5784
SIMS




CR00.5786


CR00.5787
SIMS



CR00.5788




CR00.5789




CR00.5790
SIMS

200 mm
CR00.5791




CR00.5792
SIMS

210 mm
CR00.5793




CR00.5794
WERTHEIM

CR00.5795




CR00.5796
SIEBOLD

245 mm



CR00.5797
BOZEMANN

220 mm



CR00.5798
SIMS-SIEBOLD

250 mm



CR00.5799
SCHUMACHER


155 mm

CR00.5800



CR00.5801
105 mm


CR00.5802



CR00.5803


CR00.5804

135 mm



CR00.5805
BRAUN-STADLER

CR00.5806
145 mm





CR00.5807
200 mm




CR00.5808

CR00.5809
240 mm








CR00.5818
BEEBE
110 mm




CR00.5819




CR00.5820



CR00.5821




CR00.5822
NAUJOKS



CR00.5824


CR00.5823
120 mm



CR00.5826



CR00.5825
STRACK
100 mm



CR00.5827
HARVEY



125 mm




CR00.5829




CR00.5830



CR00.5831



CR00.5832
LISTER




CR00.5837
LISTER

CR00.5838
155 mm

CR00.5839
180 mm



CR00.5840




CR00.5841
225 mm



CR00.5842
230 mm




CR00.5844



CR00.5845


CR00.5846




CR00.5847



CR00.5848






CR00.5849



CR00.5850

CR00.5843







padrão
CR00.5898



CR00.5899
115 mm



CR00.5900
130 mm



CR00.5901
145 mm



CR00.5902
160 mm



CR00.5903
180 mm



CR00.5904
200 mm



CR00.5905
250 mm



CR00.5906
300 mm



CR00.5907
média



CR00.5908
115 mm



CR00.5909
130 mm



CR00.5910
145 mm



CR00.5911
160 mm



CR00.5912
305 mm




CR00.5913
média




CR00.5914
130 mm




CR00.5915
145 mm






CR00.5937
BISHOP-HARMON
85 mm




CR00.5938
ST.MARTIN
80 mm



CR00.5939
CASTROVIEJO
100 mm



CR00.5940
CASTROVIEJO
100 mm




CR00.5941
ELSCHING
110 mm



CR00.5942
GILL
75 mm




CR00.5943
GILL - HESS
75 mm



CR00.5944
HESS
70 mm




CR00.5945
ARRUGA
100 mm




CR00.5946
SEMKEN



CR00.5947
MICRO-ADSON
120 mm




CR00.5948
ADSON
120 mm



CR00.5949
ADSON
120 mm



CR00.5950
ADSON
120 mm



CR00.5951
ADSON
120 mm



CR00.5952
ADSON - BROWN
Non-traumatic
120 mm




CR00.5953
BROWN
150 mm




CR00.5954
GRAEFE
110 mm



CR00.5955
GRAEFE
With Catch
110 mm




CR00.5956
padrão




CR00.5966
média




**CR00.5972
BRYANT
130 mm**




**CR00.5973
LISTER**




**CR00.5977
145 mm**




**CR00.5978
145 mm**




**GROSS
CR00.5979
180 mm**




**GROSS
CR00.5980
180 mm**



**CR00.5981
DUPLAY
190 mm**



**GROSS
CR00.5982
200 mm**






**GROSS
CR00.5983
200 mm**



CR00.5984
ALM
220 mm

MAIER
CR00.5985
265 mm

MAIER
CR00.5986
265 mm





**CR00.6000
HERZ
155 mm**



CR00.6001




CR00.6002



**CR00.6003
JACKSON
150 mm**



CR00.6004



**CR00.6005
150 mm**



CR00.6006




**CR00.6007
150 mm**



CR00.6008




CR00.6010




**CR00.6011
275 mm**

1/2




CHAPUT
CR00.6012
125 mm



BABY-ALLIS
CR00.6013
130 mm




BOYS-ALLIS
CR00.6014
155 mm




ALLIS
CR00.6015
155 mm




CR00.6016
LAHEY
155 mm



CR00.6017
LAHEY
155 mm



CR00.6018
BRAUN
155 mm




CR00.6019
MUSEUX
200 mm



CR00.6020
JONES
85 mm



CR00.6021
ENGL.MOD.
85 mm




CR00.6022
SCHAEDEL
85 mm



CR00.6023
DOYEN
110 mm




CR00.6024
DOYEN
180 mm



CR00.6026
130 mm


CR00.6027
155 mm

CR00.6028
195 mm



CR00.6030
80 mm


CR00.6031
105 mm




CR00.6033
90 mm

CR00.6034
110 mm

CR00.6035
135 mm



CR00.6037



CR00.6039

CR00.6025
LANE

CR00.6029
BACKHAUS

CR00.6032
BACKHAUS

CR00.6036
BACKHAUS-KOCHER
135 mm

CR00.6038
ROEDER
160 mm



ROBIN
CR00.6040
135 mm



CR00.6041
110 mm



CR00.6042
LORNA
130 mm



CR00.6043
140 mm



CR00.6044
105 mm



CR00.6045
MAYO
140 mm



CR00.6046
50g



CR00.6047
80g



CR00.6048
50g



CR00.6049
80g



CR00.6050
50g



CR00.6051
80g



CR00.6052
50g



CR00.6053
80g



CR00.6054



CR00.6055
80g



CR00.6056



CR00.6057



CR00.6058
38 mm
48 mm



CR00.6059
38 mm
48 mm



CR00.6060
58 mm



CR00.6061
58 mm



CR00.6062



CR00.6063



CR00.6064
35 mm



CR00.6065
35 mm



CR00.6066
45 mm



CR00.6067
45 mm



CR00.6068




CR00.6069



CR00.6070



CR00.6071



CR00.6072



CR00.6073



DE BAKEY
CR00.6074




DE BAKEY
CR00.6075





GLOVER
CR00.6076




GLOVER
CR00.6077









CR00.6119
ROCHESTER-CARMALT




CR00.6124
MOYNIHAN



CR00.6127
PEEN




CR00.6131
NEGUS
190 mm




CR00.6134
MIKULICZ
185 mm



CR00.6136
MICRO-ADSON
140 mm




CR00.6138
BABY-OVERHOLT
135 mm



CR00.6140
BABY-MIXTER



CR00.6143
BABY-ADSON






CR00.6146
NISSEN



CR00.6148
YASARGIL
195 mm



CR00.6151
OVERHOLT-MIXTER






CR00.6166
BABY-MIKULICZ
140 mm



CR00.6167
MIKULICZ
185 mm



CR00.6168
MIKULICZ
205 mm



CR00.6169
MIKULICZ
200 mm



CR00.6170
MIKULICZ
205 mm



CR00.6171
MIKULICZ
185 mm



CR00.6172
FAURE
205 mm



CR00.6174
210 mm

CR00.6175
205 mm




CR00.6177
205 mm


CR00.6178
245 mm



CR00.6180
195 mm



CR00.6182
235 mm



CR00.6184
235 mm



CR00.6186
245 mm



CIRUROMA

Geral e Diagnóstico Médico






Fig. 0
CR00.6188
55 mm



Fig. 1
CR00.6189
75 mm



Fig. 2
CR00.6190
90 mm



Fig. 3
CR00.6191
110 mm




Fig. 4
CR00.6192
135 mm

CR00.6187
McIntosh






CR00.6193
Miller


1/3







CR00.6199
Guedel-Negus





CR00.6204
Foregger (Wisconsin)






CR00.6209
02-140-00



CR00.6210
02-140-01



CR00.6211



CR00.6212
15 cm



CR00.6213
20 cm





CR00.6214
25 cm




CIRUROMA


Ortopedia e Coluna













CR00.6229



CR00.6231



CR00.6233





CR00.6242
JANSEN
160 mm



CR00.6243
HEMINGWAY
170 mm



CR00.6244
HEMINGWAY
175 mm



CR00.6245
LUCAS
180 mm



CR00.6246
LUCAS
185 mm



CR00.6247
KERPEL
145 mm




CR00.6248

CR00.6249



CR00.6250
KERPEL
145 mm




CR00.6251
UFFENORDE
170 mm




CR00.6252
UFFENORDE
170 mm




CR00.6253
BRUNS
165 mm




CR00.6261
SCHEDE
170 mm



CR00.6269
VOLKMANN
170 mm



CR00.6280
WILLIGER
170 mm





Ø 20 mm

CR00.6283



Ø 25 mm

CR00.6284



Ø 30 mm

CR00.6285



Ø 22 mm

CR00.6286

REF. 00000000000000000000



CR00.6287



CR00.6288



CR00.6289



CR00.6290



CR00.6291



CR00.6292



CR00.6293



CR00.6294




CR00.6295



CR00.6296



CR00.6297




CR00.6298
HAASE
100 mm



CR00.6300
PASSOW
120 mm



CR00.6303
CASPAR
200 mm



CR00.6307
200 mm



CR00.6311



CR00.6312



CR00.6314



CR00.6315



CR00.6316



CR00.6317





CR00.6322




CR00.6323



CR00.6324



CR00.6325



CR00.6326



CR00.6327
185 mm




CR00.6328
140 mm



CR00.6329
170 mm



CR00.6330
235 mm



CR00.6331
185 mm



CR00.6332
200 mm




CR00.6333
225 mm



CR00.6334
205 mm



CR00.6335
205 mm





CR00.6340
240 mm




CR00.6341
330 mm



CR00.6342
240 mm



CR00.6343




CR00.6344

CR00.6345

CR00.6346




CR00.6347



CR00.6348



CR00.6349



CR00.6350

CR00.6351



CR00.6352



CR00.6353
265 mm



CR00.6354
130 mm



CR00.6355
130 mm



CR00.6356
175 mm



CR00.6357
170 mm



CR00.6358
145 mm



CR00.6359
140 mm



CR00.6360
150 mm



CR00.6361
155 mm




CR00.6362
155 mm



CR00.6363
150 mm



CR00.6364
175 mm




CR00.6365
175 mm




CR00.6366
140 mm



CR00.6367
190 mm



CR00.6368
200 mm




CR00.6369
180 mm



CR00.6370
165 mm




CR00.6371
165 mm



CR00.6372
175 mm



CR00.6373
180 mm



CR00.6374
180 mm



CR00.6375
205 mm



CR00.6376
155 mm



CR00.6377
200 mm



CR00.6378
190 mm



CR00.6379
240 mm



CR00.6380
230 mm



CR00.6381
235 mm



CR00.6382
240mm



CR00.6383
240mm




CR00.6384
270 mm



CR00.6385
240 mm




CR00.6386
150 mm



CR00.6388
185 mm



CR00.6390
LISTON



CR00.6391
140 mm




CR00.6392
170 mm



CR00.6393
200 mm



CR00.6395
LISTON



CR00.6396
170 mm

CR00.6397
200 mm

CR00.6398
220 mm



CR00.6400

CR00.6399
145 mm



CR00.6402


CR00.6401
190 mm



CR00.6403
190 mm



CR00.6404



CR00.6405
LISTON-STILLE
265 mm



CR00.6407
LISTON-KEY-HORSLEY
255 mm




CR00.6408
200 mm



CR00.6409
200 mm



CR00.6410
200 mm



CR00.6411
200 mm




CR00.6412
200 mm




CR00.6413
205 mm







CR00.6418
sorridente
170 mm



CR00.6419
sorridente
170 mm



CR00.6420
sorridente
170 mm




CR00.6421
Salénio
220 mm



CR00.6422
Salénio
220 mm



CR00.6423
modelo canadiano
200 mm



CR00.6424
modelo canadiano
200 mm




CR00.6425

135 mm



CR00.6426

165 mm



CR00.6427

170 mm



CR00.6428

130 mm



CR00.6429

130 mm




CR00.6430


175 mm



CR00.6431



CR00.6432



CR00.6433



CR00.6436



CR00.6434




CR00.6435




CR00.6438




CR00.6437



CR00.6439
275 mm




CR00.6440
285 mm



CR00.6441
305 mm



CR00.6442



CR00.6443
240 mm




CR00.6444
270 mm




CR00.6445



CR00.6446
225 mm




1




2




3



4



5



6



CR00.6447



1/2

CR00.6448

170 mm



1/2

CR00.6449

180 mm



1/2

CR00.6450

170 mm



CR00.6451
DUROGRIP

170 mm



CR00.6452
DUROGRIP

150 mm



CR00.6453
DUROGRIP

150 mm



CR00.6454

140 mm



CR00.6455

140 mm



CR00.6456

170 mm



CR00.6457

190 mm



CR00.6459
130 mm

CR00.6460
180 mm



CR00.6458



CR00.6461
185 mm



CR00.6462
200 mm



CR00.6463
180mm

CR00.6464




CR00.6465



CIRUROMA

Neurocirurgia







Cone
CR00.6466
22.5 cm




Dahlgren
CR00.6467
20 cm




De Vilbiss
CR00.6468
21 cm




McKenzie
CR00.6469



McKenzie
CR00.6470










1/2
Raney
CR00.6471










CR00.6472


1/2














CLOUD
CR00.6500
16 cm



Inge
CR00.6501
16.5 cm




Inge
CR00.6502
27 cm




2 mm
1/1
CR00.6503



CR00.6504
2 x 10 mm



CR00.6505
2 x 10 mm



CR00.6506
2 x 10 mm

3 mm
1/1
CR00.6507



CR00.6508
3 x 10 mm




CR00.6509
3 x 10 mm




CR00.6510
3 x 10 mm

4 mm
1/1
CR00.6511






CR00.6512
4 x 10 mm







CR00.6513
4 x 10 mm




CR00.6514
4 x 10 mm








Ferris - Smith - Cushing
CR00.6527


2 x 10 mm


3 x 10 mm


4 x 10 mm


6 x 12 mm




CR00.6528

CR00.6529

CR00.6530

CR00.6531




CR00.6532

CR00.6533

CR00.6534

CR00.6535



CR00.6536

CR00.6537


CR00.6538

CR00.6539



Kerrison

CR00.6540



CR00.6541


15 cm

CR00.6542

18 cm

CR00.6543

20 cm



CR00.6544


15 cm

CR00.6545

18 cm

CR00.6546

20 cm



CR00.6547


15 cm

CR00.6548

18 cm



















CR00.6549

20 cm



Ferris - Smith - Kerrison

CR00.6550







CIRUROMA

Cardiovascular






CR00.6569
23 cm



CR00.6570
22 cm




Gluck
CR00.6571
22 cm




Sauerbruch
CR00.6572
26 cm




Giertz-Stille
CR00.6573
27 cm




Brunner
CR00.6574
32 cm




Sauerbruch-Frey
CR00.6575
36 cm





Hertzler
CR00.6577
B=20 mm H=25 mm C=105 mm



Haight
CR00.6576
B=30 mm H=30 mm C=90 mm




Tuffier
CR00.6578
B=45 mm H=45 mm C=160 mm



Finocchietto-Baby


CR00.6579



B=14 mm H=15 mm C=75 mm



CR00.6580

Finocchietto







Martin-Chevalier

CR00.6584


B=27 mm H=100 mm C=190 mm



Finocchietto (modif.)

CR00.6585

B=14 mm H=15 mm C=120 mm




Morse-Favaloro

CR00.6586



B=17 mm H=22 mm C=160 mm




FRESCA
CR00.6587
B=12 mm H=16 mm C=95 mm




FRESCA
CR00.6588




FRESCA
CR00.6589
B=35 mm H=50 mm C=200 mm




Castaneda
CR00.6590
B=10.5 mm H=32 mm C=65 mm




Castaneda
CR00.6591
B=12 mm H=45 mm C=70 mm




Castaneda
CR00.6592
B=15 mm H=60 mm C=120 mm




CR00.6593
Burford




Burford
CR00.6594




1/2
Sellers
CR00.6595
19 cm




1/2
Bailey - Baby
CR00.6596
14 cm




1/2
Bailey
CR00.6597
16 cm



Bailey - Gibbon
CR00.6598
16 cm



Allison
CR00.6599



45 x 30 mm

1/2

COOLEY FOI ATINGIDO
CR00.6600
24 cm



45 x 35 mm

1/2

COOLEY FOI ATINGIDO
CR00.6601
24 cm



CIRUROMA

Sondas e dilatadores





CR00.6602

Ø 2 mm



CR00.6603

Ø 1 mm



CR00.6604

Ø 2 mm



Ø 1 mm




Stacke
CR00.6605
10.5 cm



Myrtle Leaf
CR00.6606





Nabatoff
CR00.6625
 135 x 100 x 25 mm



1/1
Olive
CR00.6627
 Ø 3 mm

Olive
CR00.6628
 Ø 6 mm

1/1
Olive
CR00.6629
 Ø 9 mm

Olive
CR00.6630
 Ø 12 mm

Olive
CR00.6631
 Ø 15 mm



CIRUROMA

lipoaspiração e cânula de sucção






1/2
Universal
CR00.6632
14 cm



1/2
CR00.6633
18 cm



1/2
CR00.6634
21 cm




1/1
Fig. 1
CR00.6635




Fig. 2
CR00.6636




Fig. 3
CR00.6637



1/2
Ochsner Mod. Martin
CR00.6638
14 cm








1/2
Lichtwitz
CR00.6639
18.5 cm





1/2
Krause
CR00.6640




1/2
Douglas
CR00.6641
Ø 3 mm







1/2
Gomel
CR00.6654
15 cm



1/2
Hepp / Scheidel
CR00.6655
22.5 cm





1/2
CR00.6656
16 cm




1/2
CR00.6657
6.5 cm


-  Ø 1.5 mm **CR00.6658**
-  Ø 2.0 mm **CR00.6659**
-  Ø 2.5 mm **CR00.6660**
-  Ø 3.5 mm **CR00.6661**








Ø 8 mm




FRESCA
CR00.6674
35 cm

Ø 10 mm




FRESCA
CR00.6675
31 cm

Ø 7 mm





FRESCA
CR00.6676
30 cm


Ø 8 mm



FRESCA
CR00.6677
33 cm



Coupland
CR00.6678
17 cm





Menghini
CR00.6682



Quinke
CR00.6683



CR00.6684

CETTA Descartável - Preto

A qualidade excepcional da gama de produtos descartáveis CETTA é imediatamente evidente; aço inoxidável médico de alta qualidade, peso equilibrado, excelente balanço e acabamento superior. Acreditamos firmemente que a CETTA não é apenas a melhor opção descartável disponível no mundo, mas também muito superior à maioria das cânulas reutilizáveis existentes.



Cabo Cetta: POM

As cânulas CETTA são identificadas pelos cabos pretos.

Alguns modelos de cabos são fabricados em POM - Polioximetileno (um termoplástico de engenharia excepcional e reciclável).



Cetta Toomey - cubo em alumínio, haste em aço inoxidável



Cabo Cetta em POM, haste em aço inoxidável




Cetta sistema de bloqueio - cubo e haste em aço inoxidável

PRIMO Reutilizável - Dourado

A nossa linha reutilizável Primo é tão versátil quanto necessário; criamos estilos e tamanhos personalizados mediante solicitação, com base na nossa lista de preços padrão. O catálogo mostrado é um guia para os tamanhos e estilos mais populares que atualmente oferecemos. Muitos itens de stock estão disponíveis para entrega rápida. Fabricado em aço inoxidável médico de alta qualidade, com excelente peso e equilíbrio, cabos em alumínio disponíveis.



Cabo Primo: Alumínio



Primo Toomey - cubo em alumínio, haste em aço inoxidável



Cabo Primo: Alumínio, haste em aço inoxidável



Primo sistema de bloqueio - cubo e haste em aço inoxidável

Quer ser criativo?

Frequentemente trabalhamos com cirurgiões para criar o tamanho e o design ideal da cânula para um propósito específico.



Podemos criar cânulas CETTA e Primo personalizadas a partir de um desenho e descrição básicos

Pergunte sobre o nosso serviço de design personalizado hoje mesmo

Agulhas de Infusão

Aço inoxidável de alta qualidade. 6 orifícios espaçados em espiral na ponta.
Para infusão de fluidos utilizando seringas Luer Lock,
cabos ou extensões de tubos de infusão.



LINHA CETTA

LINHA PRIMO

Código do Produto	Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
CETTA INF/N 215	PRIMO INF/N 215	2	15
CETTA INF/N 223	PRIMO INF/N 223	2	23
CETTA INF/N 230	PRIMO INF/N 230	2	30
CETTA INF/N 315	PRIMO INF/N 315	3	15
CETTA INF/N 323	PRIMO INF/N 323	3	23
CETTA INF/N 330	PRIMO INF/N 330	3	30

Curva



Código do Produto	Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
CETTA INF/N1.623CRV	PRIMO INF/N1.623CRV	1,6	23

Cabo de Infusão sem Válvula

Cabo confortável para conectar tubos de infusão à agulha, a falta de válvula reduz o vazamento. O eixo único permite infiltração e sucção.

Código do Produto

CETTA INF/HAN W/O



Código do Produto

PRIMO INF/HAN W/O



Cabo de Infusão com Válvula

Este cabo de infusão, com botão liga/desliga, oferece controle máximo para infiltração durante a técnica de tumescência.

Código do Produto


PRIMO INF/HAN



Cetta - Cânula descartável de uma peça

Haste em aço inoxidável de alta qualidade, para aspiração com sucção motorizada.

Cabo Cetta: POM



Mercedes

Três orifícios espaçados uniformemente ao redor da ponta. O estilo de ponta mais popular em todo o mundo.



Cânula Harvest de 30 Orifícios

Coleta de gordura para transferência em pequenas áreas para facilitar a reinjeção, reduzindo bloqueios.



Lanterna

Ponta em formato de lanterna chinesa, útil para áreas fibrosas e muito utilizada em procedimentos ginecológicos.



The Scream

Dois orifícios acima voltados para baixo. Uma cânula semelhante à famosa obra "O Grito" de Munch.



Submental

Um orifício, ponta plana em formato de colher para áreas próximas à pele, como queixo, joelhos e tornozelos.



Um Orifício

Uma abertura voltada para baixo.



King Frank

Criada pelo Dr. Frank Niessen como uma cânula multifuncional e reutilizável, com orifícios em um lado e parte traseira sólida.



LINHA CETTA

CETTA

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
CETTA 210MM	2	10
CETTA 315MM	3	15
CETTA 325MM	3	25
CETTA 430MM	4	30
CETTA 420MM	4	20
CETTA 530MM	5	30

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
CETTA 325/30holeMM	3	25

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
CETTA 325LM	3	25
CETTA 430LM	4	30
CETTA 530LM	5	30

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
CETTA 210TSM	2	10
CETTA 320TSM	3	20
CETTA 430TSM	4	30

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
CETTA 210SM	2	10
CETTA 315SM	3	15

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
CETTA 215OHM	2	15
CETTA 320OHM	3	20
CETTA 430OHM	4	30

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
CETTA 330KF/M	3	30
CETTA 430KF/M	4	30

Primo - Cânula reutilizável de uma peça

Cabo Primo: Alumínio

Haste em aço inoxidável de alta qualidade, para aspiração com sucção motorizada.

LINHA PRIMO

PRIMO

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
-------------------	---------------	------------------

PRIMO 210MM	2	10
PRIMO 315MM	3	15
PRIMO 325MM	3	25
PRIMO 430MM	4	30
PRIMO 420MM	4	20
PRIMO 530MM	5	30

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
-------------------	---------------	------------------

PRIMO 325/30holeMM	3	25
--------------------	---	----

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
-------------------	---------------	------------------

PRIMO 325LM	3	25
PRIMO 430LM	4	30
PRIMO 530LM	5	30

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
-------------------	---------------	------------------

PRIMO 210TSM	2	10
PRIMO 320TSM	3	20
PRIMO 430TSM	4	30

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
-------------------	---------------	------------------

PRIMO 210SM	2	10
PRIMO 315SM	3	15

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
-------------------	---------------	------------------

PRIMO 215OHM	2	15
PRIMO 320OHM	3	20
PRIMO 430OHM	4	30

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
-------------------	---------------	------------------

PRIMO 330KF/M	3	30
PRIMO 430KF/M	4	30

Mercedes

Três orifícios espaçados uniformemente ao redor da ponta. O estilo de ponta mais popular em todo o mundo.



Cânula Harvest de 30 Orifícios

Coleta de gordura para transferência em pequenas áreas para facilitar a reinjeção, reduzindo bloqueios.



Lanterna

Ponta em formato de lanterna chinesa, útil para áreas fibrosas e muito utilizada em procedimentos ginecológicos.



The Scream

Dois orifícios acima voltados para baixo. Uma cânula semelhante à famosa obra "O Grito" de Munch.



Submental

Um orifício, ponta plana em formato de colher para áreas próximas à pele; como queixo, joelhos e tornozelos.



Um Orifício

Uma abertura voltada para baixo.



King Frank


Criada pelo Dr. Frank Niessen como uma cânula multifuncional e reutilizável, com orifícios em um lado e parte traseira sólida.



Toomey Harvest

Cânula Toomey

Haste em aço inoxidável de alta qualidade,
para aspiração com seringas Toomey de 60cc.



Cubito Primo: Alumínio,
Haste em Aço Inoxidável

Cubito Cetta: Alumínio,
Haste em Aço Inoxidável


Ponta Mercedes

Três orifícios espaçados uniformemente ao redor da ponta.
O estilo de ponta mais popular em todo o mundo.



Cânula Harvest de 20/30 Orifícios

Coleta de gordura para transferência em pequenas
áreas, facilitando a reinjeção e reduzindo bloqueios.



Submental

Um orifício, ponta plana em formato de colher para
áreas próximas à pele; como queixo, joelhos e tornozelos.



Harvest Aberta

Ponta totalmente aberta e protegida, projetada
especificamente para coleta de tecidos.



King Frank

Criada pelo Dr. Frank Niessen como uma cânula
multifuncional e reutilizável, com orifícios em um lado
e parte traseira sólida.



LINHA CETTA

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
CETTA 210MTS	2	10
CETTA 315MTS	3	15
CETTA 318MTS	3	18
CETTA 325MTS	3	25
CETTA 430MTS	4	30

LINHA PRIMO

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
PRIMO 210MTS	2	10
PRIMO 315MTS	3	15
PRIMO 318MTS	3	18
PRIMO 325MTS	3	25
PRIMO 430MTS	4	30

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
CETTA 2.515/20holeTS	2,5	15
CETTA 320/30holeTS	3	20

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
PRIMO 2.515/20holeTS	2,5	15
PRIMO 320/30holeTS	3	20

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
CETTA 210SMTS	2	10
CETTA 315SMTS	3	15

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
PRIMO 210SMTS	2	10
PRIMO 315SMTS	3	15

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
CETTA 318HARV/TS	3	18

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
PRIMO 318HARV/TS	3	18

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
CETTA 330KF/TS	3	30
CETTA 430KF/TS	4	30

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
PRIMO 330KF/TS	3	30
PRIMO 430KF/TS	4	30

Luer Lock Harvest

Cânula Luer Lock

Haste em aço inoxidável de alta qualidade,
para aspiração com seringas Luer Lock.



Cubo Primo Luer Lock, Aço Inoxidável, Haste em Aço Inoxidável



Cubo Cetta Luer Lock, Aço Inoxidável, Haste em Aço Inoxidável

LINHA CETTA

LINHA PRIMO

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)	Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
CETTA 215M/LL	2	15	PRIMO 215M/LL	2	15
CETTA 315M/LL	3	15	PRIMO 315M/LL	3	15
CETTA 318M/LL	3	18	PRIMO 318M/LL	3	18
CETTA 322M/LL	3	22	PRIMO 322M/LL	3	22
CETTA 325M/LL	3	25	PRIMO 325M/LL	3	25

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)	Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
CETTA 315HARV/LL	3	15	PRIMO 315HARV/LL	3	15
CETTA 322HARV/LL	3	22	PRIMO 322HARV/LL	3	22

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)	Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
CETTA 315S/LL	3	15	PRIMO 315S/LL	3	15
CETTA 322S/LL	3	22	PRIMO 322S/LL	3	22

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)	Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
CETTA 320KF/LL	3	20	PRIMO 320KF/LL	3	20
CETTA 330KF/LL	3	30	PRIMO 330KF/LL	3	30

Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)	Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
CETTA 2.515/20Hole/LL	2,5	15	PRIMO 2.515/20Hole/LL	2,5	15
CETTA 315/30Hole/LL	3	15	PRIMO 315/30Hole/LL	3	15
CETTA 320/30Hole/LL	3	20	PRIMO 320/30Hole/LL	3	20
CETTA 325/30Hole/LL	3	25	PRIMO 325/30Hole/LL	3	25

Ponta Mercedes

Três orifícios espaçados uniformemente ao redor da ponta.
O estilo de ponta mais popular em todo o mundo.



Harvest Aberta

Ponta totalmente aberta e protegida,
projetada especificamente para coleta de tecidos.



Submental

Um orifício, ponta plana em formato de colher para
áreas próximas à pele; como queixo, joelhos e tornozelos.



King Frank

Criada pelo Dr. Frank Niessen como uma cânula
multifuncional e reutilizável, com orifícios em um lado
e parte traseira sólida.



Cânula Harvest de 20/30 Orifícios

Coleta de gordura para transferência em pequenas áreas
para facilitar a reinjeção, reduzindo bloqueios.



Transferência de Gordura Cânula para Reinjeção

Aço inoxidável de alta qualidade para reinjeção com seringas Luer Lock.




Ponta A



Ponta B



Ponta C



Cânula Curva

Código do Produto	Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
CETTA CURV/18B7	PRIMO CURV/18B7	18G	7
CETTA CURV/16B12	PRIMO CURV/16B12	16G	12
CETTA CURV/16B15	PRIMO CURV/16B15	16G	15

Ultra Fina

Agulha facial ultrafina com estilete não bloqueante

Código do Produto	Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
CETTA 235FN/LL	PRIMO 235FN/LL	23G (0,7mm)	5
CETTA 217FN/LL	PRIMO 217FN/LL	21G (0,8mm)	7
CETTA 2185FN/LL	PRIMO 2185FN/LL	21G (0,8mm)	8,5
CETTA 15FN/LL	PRIMO 15FN/LL	20G (1,0mm)	5
CETTA 207FN/LL	PRIMO 207FN/LL	20G (1,0mm)	7
CETTA 189FN/LL	PRIMO 189FN/LL	18G (1,2mm)	9



Micro Drop

Ponta curva obtusa para colocação precisa de microgotículas

Código do Produto	Código do Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
CETTA 128SMD	PRIMO 128SMD	1,2	8,5



Filtros Micro/Nano

Deseja reduzir o tamanho das moléculas de gordura ou filtrar gordura para a reinjeção?

1



Enxerto mais fino necessário, então:

2



Ainda mais fino, então:

3



Transferências Luer Lock para Luer Lock - Furo Padrão

Utilize simplesmente como uma ferramenta adaptadora padrão entre seringas Luer Lock.

Ou, para enxertos de tecidos não injetáveis mais grossos, inicie o processo trabalhando o enxerto através do adaptador da seringa para a seringa cerca de 20 vezes.

Código do Produto	Código Primo
CETTA MIC/L/LL	PRIMO MIC/L/LL

Adaptadores Micro Luer Lock para Luer Lock

Reduza ainda mais o tamanho das moléculas de gordura em etapas utilizando esses adaptadores multi-orifícios especiais para obter uma consistência de enxerto mais fina e facilmente injetável com agulhas finas para procedimentos faciais.

Somente Primo

Código do Produto
PRIMO MFC/LL

Filtro de Malha Nano para Gordura

Projetado para uso com enxertos muito finos e facilmente injetáveis.

Estojo externo reutilizável com conjuntos de malha descartáveis estéreis CETTA.

Código do Produto	Descrição
PRIMO NFC/LL	Adaptador
CETTA NPOFF	Malha x 5 por pacote




CIRUROMA

Diagnóstico Geral e Médico









1/2

CR00.6692
22 cm
Ø 40 mm




1/2

CR00.6693
23 cm
Ø 40 mm




1/4

CR00.6694
35cm




1/2

CR00.6695
24 cm




1/2

CR00.6696
20 cm



1/2

CR00.6697
19 cm
Roda de Wartenberg




1/2

CR00.6698
18 cm
madeira de pinheiro-bravo



1/2

CR00.6699
15 cm
Pinard de alumínio



1/2

Caroll
CR00.6700
14cm




1/4

Bertillon
CR00.6701
32 cm




1/2

Townley
CR00.6702
10cm



1/2

Collin
CR00.6703
12 cm



1/3

Moeltgen
CR00.6704





CR00.6707



CR00.6708



CIRUROMA


INSTRUMENTOS O COS





200 x 200 x 100 mm

CR00.6709



CR00.6710


250 x 150 x 150 mm



1/3


CR00.6711

110 x 75 x 13mm




Schimmelbusch

CR00.6712





Konrich
CR00.6713





120 x 65 x 13 mm

CR00.6714

caixa com suporte



120 x 65 x 13 mm

CR00.6715


caixa com suporte



120 x 65 x 13 mm

CR00.6716


caixa com suporte




120 x 120 mm

CR00.6717


recipiente de armazenamento
para microinstrumentos



CR00.6718



CR00.6719



Ø = 65 mm
h = 15 mm

Ø = 62 mm
h = 13 mm

CR00.6720



200 x 100 x 30 mm

CR00.6721



Sauerbruch

200 x 100 x 17 mm

CR00.6722



Sauerbruch

200 x 100 x 17 mm

CR00.6723



150 x 95 x 13 mm

CR00.6724



150 x 95 x 13 mm

CR00.6725



150 x 95 x 13 mm

CR00.6726



150 x 95 x 13 mm

CR00.6727




150 x 95 x 13 mm

CR00.6728




150 x 95 x 13 mm

CR00.6729



150 x 95 x 11 mm

CR00.6730



CR00.6731
CR00.6732

25 cm
32 cm




CR00.6733 200 x 100 x 25 mm
tabuleiro para microinstrumentos sem manta de silicone




contentores
CR00.6734



CR00.6735 300 x 150 x 50 mm
todas as partes inferiores com filtros



maionese
CR00.6736
14 cm



maionese
CR00.6737
14 cm




amortecer a bola
CR00.6738
12 cm



CR00.6739





CR00.6740




29-454-15
CR00.6741




29-454-30
CR00.6742




CR00.6743



$\varnothing$ mm
CR00.6744



CR00.6745



CR00.6746





CR00.6747



CR00.6748




CR00.6749



CR00.6750




CR00.6751




CR00.6752





CR00.6753




CR00.6754




CR00.6755




CR00.6756



CR00.6757



CR00.6758




CR00.6759




CR00.6760



CR00.6761



CR00.6762



CR00.6763



CR00.6764
carro para instrumentos



CR00.6765
carro para instrumentos



CR00.6766
carro



CR00.6767
carro de pensos



CR00.6768
carrinho



CR00.6769
carrinho



CR00.6770
carrinho de enfermaria



CR00.6771



CR00.6772



CR00.6773





CR00.6774







CIRUROMA

Cuidados e armazenamento do Stel Tec






Sistemas de Armazenamento	Conjunto de Rack de Armazenamento	N.º do Item
	Para instrumentos MIS, padrão Para instrumentos com comprimento de haste até 37 cm Rack de armazenamento PL96SR com bandeja perfurada.	CR00.6775
Peças	Descrição	N.º do Item
	Rack de armazenamento, dimensões padrão: 487 x 250 x 153 mm	CR00.6776
	Bandeja, padrão	CR00.6777
	Tapete de malha de silicone 240 mm x 250 mm	CR00.6778
	Componente de silicone	CR00.6779
	Conjunto de armazenamento Trocar Racks de armazenamento universais de silicone para trocars	CR00.6780
Recipiente para Armazenamento, Padrão	Descrição	N.º do Item
	Corpo do recipiente, dimensões externas 592 x 274 x 187 mm	CR00.6781
	Tampa para dimensões externas 588 x 285 x 36 mm	CR00.6782

Sistemas de Armazenamento	Conjunto de Rack de Armazenamento	N.º do Item
	Para instrumentos MIS, longos Para instrumentos com comprimento da haste até 42 cm, incluindo: Rack de armazenamento PL964R, longo Bandeja perfurada JF232R Tapete de malha de silicone JF938	CR00.6783
Peças	Descrição	N.º do Item
	Rack de armazenamento, dimensões longas: 587 x 250 x 153 mm	CR00.6784
	Bandeja, longa	CR00.6785
	Tapete de malha de silicone 240 mm x 250 mm	CR00.6786
	Componente de silicone	CR00.6787
	Conjunto de armazenamento Trocar Racks de armazenamento universais de silicone para trocares	CR00.6788
Recipiente para Armazenamento, Extra Longo	Descrição	N.º do Item
	Corpo do recipiente com base perfurada, dimensões externas: 711 x 274 x 187 mm	CR00.6789
	Tampa para dimensões externas: 708 x 280 x 35 mm	CR00.6790

Sistema de Armazenamento para Endoscopia	Descrição	N.º do Item
	Sistema de armazenamento Endorack, inclui endorack, tapete de silicone e cesto perfurado com 2" de altura.	CR00.6791
Acessórios para Recipientes	Descrição	N.º do Item
	Endorack para armazenamento, comporta 14 instrumentos endoscópicos. Compatível com o sistema SterilContainer™ de 8" de profundidade.	CR00.6792
	Cesto perfurado, 21¼" de comprimento x 10" de largura x 2¼" de altura	CR00.6793
	Tapete de silicone	CR00.6794
Recipiente para Armazenamento, Padrão	Descrição	N.º do Item
	Corpo do recipiente, dimensões externas 592 x 274 x 187 mm	CR00.6795
	Tampa para dimensões externas 588 x 285 x 36 mm	CR00.6796

Bandejas e Recipientes para Esterilização de Instrumentos	Descrição	N.º do Item
	Tampa de mini recipiente extra longo, para PreVac Steam e EtO	CR00.6797
	Tampa de mini recipiente extra longo, para PreVac Steam, EtO e baixas temperaturas*	
	Base de mini recipiente extra longa, para PreVac Steam e EtO	CR00.6798
	Base de mini recipiente extra longa, para PreVac Steam, EtO e baixas temperaturas*	
	Cesto mini extra longo com tampa, 20" (50,8 cm) de comprimento	CR00.6799

Bandejas e Recipientes para Esterilização de Endoscópios	Descrição	N.º do Item
	Bandeja para um endoscópio, compatível com o Sistema SterilContainer™ de tamanho completo, 17" (45 cm) de comprimento	CR00.6800
	Bandeja para dois endoscópios, compatível com o Sistema SterilContainer™ de tamanho completo, 17" (45 cm) de comprimento	CR00.6801
	Bandeja para dois endoscópios com suportes de silicone, compatível com o Sistema SterilContainer™ de tamanho completo, 17" (45 cm) de comprimento	CR00.6802

Acessórios para Mini Recipientes Extra Longos							
CR00.6803	CR00.6804	CR00.6805	CR00.6806	CR00.6807	CR00.6808	CR00.6809	CR00.6810
							
Suporte de silicone para oculares de endoscópio	Suporte de silicone para bainha de endoscópio	Suporte para ópticas anguladas	Suporte de silicone pequeno para instrumentos de 5 mm	Suporte de silicone pequeno para instrumentos de 7,5 mm	Suporte de silicone pequeno para instrumentos de 8,5 mm	Suporte de silicone pequeno para instrumentos de 10 mm	Suporte de silicone pequeno para instrumentos de 12 mm



■ **Confiável...**

para pacientes e profissionais de saúde. O Sistema SterilContainer Stellate ajuda a assegurar o armazenamento, transporte e esterilização adequados dos seus instrumentos cirúrgicos.

■ **Sistema de recipientes reutilizáveis económico...**

baixo custo operacional e vida útil típica de mais de 10 anos.

■ **Fácil de manusear...**

simples, rápido e eficiente – com pegas ergonómicas leves em alumínio.

■ **Identificação clara e compatível...**

utilizando tampas coloridas, etiquetas indicadoras, etiquetas de identificação e códigos de barras – claramente identificáveis e normalizados, fáceis de acompanhar e documentar.

Além de uma gama completa de recipientes, a Stellate oferece também sistemas de armazenamento, suportes para instrumentos e produtos descartáveis práticos para atender a todas as suas necessidades de esterilização.

O Sistema de Organização de Instrumentos Stellate é um sistema avançado para organizar, armazenar e proteger o seu conjunto de instrumentos durante o transporte e a esterilização.

- Instrumentos organizados com o Sistema de Organização de Instrumentos são protegidos contra danos causados por impactos entre instrumentos durante o transporte
- A proteção dos instrumentos reduz o custo das reparações ^ reduz o tempo de inatividade dos conjuntos
- A proteção dos instrumentos aumenta a vida útil ^ reduz o custo de substituição

No bloco operatório, um conjunto organizado com o Sistema de Organização de Instrumentos Stellate também ajuda a equipa a trabalhar de forma mais eficiente, permitindo:

- Identificar e selecionar rapidamente os instrumentos corretos
- Trabalhar diretamente a partir do conjunto organizado
- Recolocar os instrumentos nos locais corretos, facilitando a contagem final dos instrumentos

Durante a esterilização, o Sistema de Organização de Instrumentos Stellate permite:

- Melhor fluxo de vapor esterilizante entre os instrumentos
- Esterilização consistente em todas as situações, pois os instrumentos permanecem no mesmo lugar



CIRUROMA

Endoscópios Stel Tec





Os endoscópios HD Stellate são fabricados com materiais da mais alta qualidade e concebidos com a mais recente tecnologia ótica. Os nossos laparoscópios proporcionam um desempenho ideal para cirurgiões e equipas.

- Excelente imagem – óticas de alta definição para imagens nítidas, brilhantes e detalhadas
- Grande variedade de diâmetros e ângulos de visão
- Compatível com diversos cabos de luz e fontes de luz de diferentes fabricantes
- Compatível com todos os sistemas de câmara padrão do mercado

Descrição	N.º do Item	Diâmetro	Direção de Visão	Comprimento
Artroscópio	CR00.6811	4 mm	0°	15 cm
Artroscópio	CR00.6812	4 mm	30°	15 cm
Artroscópio	CR00.6813	4 mm	0°	17,5 cm
Artroscópio	CR00.6814	4 mm	30°	17,5 cm
Artroscópio	CR00.6815	4 mm	70°	17,5 cm
Laparoscópio	CR00.6816	4 mm	0°	30 cm
Laparoscópio	CR00.6817	4 mm	30°	30 cm
Laparoscópio	CR00.6818	5 mm	0°	31 cm
Laparoscópio	CR00.6819	5 mm	30°	31 cm
Laparoscópio	CR00.6820	10 mm	0°	33 cm
Laparoscópio	CR00.6821	10 mm	30°	33 cm
Laparoscópio	CR00.6822	10 mm	45°	33 cm



JG904



Acessórios Adicionais

Campo de câmara estéril, descartável,
caixa com 25 unidades

CR00.6823

Solução anti-embaciamento estéril,
caixa com 10 unidades

CR00.6824

Informações para Encomenda do Cabo de Luz

Siga os passos abaixo na tabela para identificar o cabo de luz adequado:

Passo 1 – Selecione a sua fonte de luz a partir da coluna horizontal.

Passo 2 – Selecione o seu endoscópio a partir da coluna vertical.

Passo 3 – A caixa onde as opções se encontram representa o cabo de luz adequado.



Se a sua fonte de luz (LS) for:

O seu endoscópio (S) é de:	Stellate	Olympus	Circon/ACMI	Stryker	Wolf/Dyonics
	Cabo de luz: CR00.6825 ▪ AESCULAP LS ▪ AESCULAP S	Cabo de luz: CR00.6826 ▪ OLYMPUS LS ▪ AESCULAP S	Cabo de luz: CR00.6827 ▪ CIRCON LS ▪ AESCULAP S	Cabo de luz: CR00.6828 ▪ STRYKER LS ▪ AESCULAP S	Cabo de luz: CR00.6829 ▪ WOLF LS ▪ AESCULAP S
Olympus (com lente condensadora) 	Cabo de luz: CR00.6830 ▪ AESCULAP LS ▪ OLYMPUS S	Cabo de luz: CR00.6831 ▪ OLYMPUS LS ▪ OLYMPUS S	Cabo de luz: CR00.6832 ▪ CIRCON LS ▪ OLYMPUS S	Cabo de luz: CR00.6833 ▪ STRYKER LS ▪ OLYMPUS S	Cabo de luz: CR00.6834 ▪ WOLF LS ▪ OLYMPUS S
Circon/ACMI/ Stryker 	Cabo de luz: CR00.6835 ▪ AESCULAP LS ▪ CIRCON S	Cabo de luz: CR00.6836 ▪ OLYMPUS LS ▪ CIRCON S	Cabo de luz: CR00.6837 ▪ CIRCON LS ▪ CIRCON S	Cabo de luz: CR00.6838 ▪ STRYKER LS ▪ CIRCON S	Cabo de luz: CR00.6839 ▪ WOLF LS ▪ CIRCON S
Wolf 	Cabo de luz: CR00.6840 ▪ AESCULAP LS ▪ WOLF S	Cabo de luz: CR00.6841 ▪ OLYMPUS LS ▪ WOLF S	Cabo de luz: CR00.6842 ▪ CIRCON LS ▪ WOLF S	Cabo de luz: CR00.6843 ▪ STRYKER LS ▪ WOLF S	Cabo de luz: CR00.6844 ▪ WOLF LS ▪ WOLF S

O cabo de luz universal e todos os adaptadores também podem ser encomendados separadamente

CR00.6845 Cabo de luz universal com pré-montagem e sem acessórios, conjunto de fibra óptica: 5 mm, comprimento: 10 pés.

CR00.6846 Adaptador Stellate / Storz para cabo de luz (extremidade LS)

CR00.6847 Adaptador Olympus para cabo de luz (extremidade LS)

CR00.6848 Adaptador Circon / ACMI para cabo de luz (extremidade LS)

CR00.6849 Adaptador Stryker para cabo de luz (extremidade LS)

CR00.6850 Adaptador Wolf/Dyonics para cabo de luz (extremidade LS)

CR00.6851 Adaptador Stellate / Storz / Olympus para cabo de luz (extremidade S)

CR00.6852 Adaptador Circon / ACMI / Stryker para cabo de luz (extremidade S)

CR00.6853 Adaptador Wolf/Dyonics para cabo de luz (extremidade S)

CR00.6854 Testador de cabo de luz

Guia de adaptadores



Aesculap, Storz, Olympus,
PEG88221




Wolf FB000221



ACMI



Descrição	N.º do Item	Diâmetro	Comprimento
Eletrodo de sucção em forma de L com válvula 	CR00.6855	5 mm	33 cm
Eletrodo de sucção em forma de L com válvula 	CR00.6856	5 mm	45 cm
Eletrodo de sucção em forma de J com válvula 	CR00.6857	5 mm	33 cm
Eletrodo de sucção em forma de J com válvula 	CR00.6858	5 mm	45 cm
Eletrodo de sucção rombo com válvula 	CR00.6859	5 mm	33 cm
Eletrodo de sucção rombo com válvula 	CR00.6860	5 mm	45 cm
Eletrodo de sucção em espátula com válvula 	CR00.6861	5 mm	33 cm
Eletrodo de sucção em espátula com válvula 	CR00.6862	5 mm	45 cm

Descrição	N.º do Item	Diâmetro	Comprimento
Tubo de sucção/irrigação com válvula de dedo, conexão Luer-lock 	CR00.6863	5 mm	33 cm
Tubo de sucção/irrigação, conexão Luer-lock 	CR00.6864	5 mm	33 cm
Agulha de punção com válvula de dedo, conexão Luer-lock, diâmetro da ponta distal 2 mm (calibre 12) 	CR00.6865	5 mm	33 cm
Agulha de punção, conexão Luer-lock, diâmetro da ponta distal 2 mm (calibre 12) 	CR00.6866	5 mm	45 cm
Agulha de punção, conexão Luer-lock, diâmetro da ponta distal 2 mm (calibre 12) 	CR00.6867	5 mm	33 cm
Cânula de injeção, reta, diâmetro da ponta distal 0,8 mm 	CR00.6868	5 mm	37 cm

Descrição	N.º do Item	Diâm.	Comprimento
Tubo de irrigação por sucção com torneira de duas vias 	CR00.6869	3,5 mm	31 cm
Tubo de irrigação por sucção com torneira de duas vias 	CR00.6870	5 mm	33 cm
Tubo de irrigação por sucção com válvula de trombeta 	CR00.6871	5 mm	30 cm
Tubo de irrigação por sucção com válvula de trombeta 	CR00.6872	10 mm	40 cm

Bandejas e Recipientes para Esterilização de Instrumentos

	Descrição	N.º do Item
	Tampa extra longa para mini recipiente, para PreVac Steam e EtO	CR00.6873
	Tampa extra longa para mini recipiente, para PreVac Steam, EtO e baixa temperatura*	CR00.6874
	Base extra longa para mini recipiente, para PreVac Steam e EtO	CR00.6875
	Base extra longa para mini recipiente, para PreVac Steam, EtO e baixa temperatura*	CR00.6876
	Cesto extra longo mini com tampa, 20" (50,8 cm) de comprimento	CR00.6877

Bandejas e Recipientes para Esterilização de Endoscópios

	Descrição	N.º do Item
	Bandeja para um endoscópio, compatível com o sistema Full-Size SterilContainer™, 17" (45 cm) de comprimento	CR00.6878
	Bandeja para dois endoscópios, compatível com o sistema Full-Size SterilContainer™, 17" (45 cm) de comprimento	CR00.6879
	Bandeja para dois endoscópios com suportes de silicone, compatível com o sistema Full-Size SterilContainer™, 17" (45 cm) de comprimento	CR00.6880


Acessórios para Mini Recipientes Extra Longos

CR00.6881	CR00.6882	CR00.6883	CR00.6884	CR00.6885	CR00.6886	CR00.6887	CR00.6888
							
Suporte para oculares de endoscópio de silicone	Bainha de silicone para endoscópio	Suporte para ópticas anguladas	Suporte de silicone pequeno para instrumentos de 5 mm	Suporte de silicone pequeno para instrumentos de 7,5 mm	Suporte de silicone pequeno para instrumentos de 8,5 mm	Suporte de silicone pequeno para instrumentos de 10 mm	Suporte de silicone pequeno para instrumentos de 12 mm

* Baixa temperatura


Instruções para montagem e desmontagem rápidas e fáceis Para utilização com cabos metálicos isolados CR00.6889

Montagem




PASSO 1

Deslize o tubo metálico interior sobre o inserto da mandíbula com os seus pontos de trabalho voltados um para o outro, até que as mandíbulas encaixem no lugar.




PASSO 2

Deslize o tubo de isolamento exterior o máximo possível sobre o tubo metálico interior.



PASSO 3

Segure o eixo firmemente pela ponta e puxe o botão de rotação para trás com o polegar e o dedo, mantendo-os nesta posição. Puxe totalmente o eixo e solte o botão de rotação.




PASSO 4

Verifique se o instrumento está bem firme, puxando o eixo para fora do cabo. Se o eixo sair do cabo, repita os passos 3 e 4.




PASSO 5

Ligue o cabo ao ponto de articulação esférica do inserto da mandíbula, pressionando os botões pretos em ambos os lados do cabo. Continue a pressionar e levante ligeiramente o anel de retenção na articulação esférica do inserto da mandíbula até ser captado pelo cabo. Solte os botões.



PASSO 6

Teste a montagem do instrumento abrindo e fechando o cabo para garantir que a mandíbula abre e fecha com o movimento do cabo.



Manutenção:


- Este produto pode ser esterilizado em condição montada ou desmontada.
- Para conselhos sobre limpeza, desinfecção e esterilização, siga as instruções disponíveis em www.stellatesurgical.com

Desmontagem




PASSO 1

Pressione os botões pretos em ambos os lados do cabo, continue a pressionar, levante o anel de retenção para baixo para libertar a articulação esférica do inserto da mandíbula. Solte os botões.




PASSO 2

Puxe o botão de rotação para trás e puxe o eixo para fora do cabo com a outra mão. Solte o botão de rotação.



PASSO 3

Segure o inserto da mandíbula pela ponta e remova o tubo de isolamento exterior.




PASSO 4

Segure o inserto da mandíbula pela ponta e remova o tubo metálico interior.



CIRUROMA



Informações de Contato

☎ +5511 2729-6657

☎ +55 11-971935891

✉ info@ciruroma.com

🌐 www.ciruroma.com

📍 Rua voluntarios da patria N° 4641 - santana CEP: 02401-400

